



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Labios y Mejillas Bishop

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Labios y Mejillas Bishop

SKU RM-BLCR-1

\$24 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador de Labios y Mejillas Bishop	Longitud total de 13.5 cm, hojas de doble extremo de 27 mm	\$24
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para transporte	\$24

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Labios y Mejillas Bishop es un separador quirúrgico versátil de doble extremo, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento atraumático de las mejillas, labios y mucosa oral durante procedimientos dentales, maxilofaciales y de fisura palatina. Diseñado con márgenes suaves y redondeados, este instrumento mantiene los tejidos blandos intraorales alejados de las fresas quirúrgicas y las líneas de sutura sin causar isquemia focal.

Construido para la manipulación intraoral multipropósito, este modelo de Separador de Labios y Mejillas Bishop presenta una longitud total de 13.5 cm (\$24) con extremos de trabajo de 27 mm de ancho. Su geometría de doble extremo incorpora curvaturas de hoja ligeramente diferentes en los extremos opuestos, lo que permite a los cirujanos adaptarse rápidamente a las variaciones de la anatomía facial y los ángulos quirúrgicos sin cambiar de instrumento. El mango central contorneado proporciona a los asistentes quirúrgicos un control manual estable y antideslizante.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico superior con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador de Labios y Mejillas Bishop para resistir rigurosos ciclos de autoclave hospitalario, ofreciendo una durabilidad clínica prolongada, alta resistencia a la corrosión y un equilibrio ergonómico para salas de cirugía dental y oral en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest