



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Raiz Nervosa Sandhu

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Raiz Nervosa Sandhu

SKU RM-SNRR-243-1

\$54 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Sandhu Nerve Root Retractor	Comprimento total de 24.3 cm, lâmina romba de 3.2 mm, haste maleável de 90°	\$54
Estojo / Caixa de Proteção	Embalagem de transporte individual	\$54

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Raiz Nervosa Sandhu é um instrumento especializado em microcirurgia de coluna, projetado especificamente para fornecer retração e proteção seguras e não traumáticas das raízes nervosas delicadas e do saco tecal durante a discectomia lombar posterior e descompressão. Projetado com uma haste maleável delgada, este afastador permite que os cirurgiões de coluna dobrem e ajustem o ângulo de trabalho intraoperatoriamente para navegar em corredores interlaminares desafiadores sem obstruir a linha de visão microscópica.

Construído para alcance cirúrgico profundo e micro-precisão, esta configuração do Afastador de Raiz Nervosa Sandhu apresenta um comprimento total da ferramenta de 24.3 cm (\$54). Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) para fornecer durabilidade excepcional e resistência à corrosão, o perfil da sua lâmina de trabalho incorpora um layout de lâmina romba de 3.2 mm de largura, projetado para garantir o manuseio suave do tecido e minimizar o trauma local. A geometria da haste apresenta uma configuração maleável em ângulo de 90° que mantém sua forma sob a tensão do tecido sem retorno elástico. Seu cabo ergonômico oferece um feedback tátil refinado.

Forjado com um acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador de Raiz Nervosa Sandhu para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo às salas de neurocirurgia e centros ortopédicos de coluna em todo o mundo uma confiabilidade estrutural inabalável, alta resistência à corrosão e completa segurança clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest