



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Pélvico Rombo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Pélvico Rombo

SKU RM-PRB-105-1

\$89 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Pélvico Rombo	10 ½" (26.67 cm) de comprimento, lâmina sólida romba de 1" de largura	\$89
Luva Protetora / Caixa	Embalagem de transporte individual	\$89

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Pélvico Rombo é um afastador cirúrgico de cavidade profunda de primeira linha, desenvolvido especificamente para fornecer deslocamento seguro e não traumático das vísceras pélvicas, bexiga e paredes musculares profundas durante cirurgias pélvicas e abdominais de grande porte. Projetado com uma lâmina larga e curva que termina em uma ponta romba suave, este instrumento isola os órgãos pélvicos profundos de forma limpa, afastando-os do campo operatório sem causar contusões localizadas ou lacerações teciduais.

Construído para suportar protocolos de esterilização frequentes, mantendo-se altamente resistente à corrosão, esta configuração do Afastador Pélvico Rombo apresenta um comprimento total de 10 ½ inches (26.67 cm, \$89), proporcionando excelente alcance na pelve verdadeira. Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a extremidade de trabalho incorpora uma lâmina sólida romba de 1-inch (2.54 cm) de largura, contornada para acomodar os tecidos pélvicos com segurança sob contração manual contínua. O cabo ergonômico garante que os assistentes cirúrgicos mantenham a alavancagem manual sem fadiga durante procedimentos reconstrutivos pélvicos prolongados.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Pélvico Rombo para suportar cargas mecânicas pesadas e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, fornecendo às unidades de trauma ginecológico, urológico e ortopédico pélvico em todo o mundo rigidez estrutural inabalável, alta resistência à corrosão e total confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest