



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur abdominal Mayo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur abdominal Mayo

SKU RM-MAR-28-1

\$109 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Standard — 11 in, lame courbe 70 mm	RM-MAR-28-1-1	\$109

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur abdominal Mayo est un instrument chirurgical fondamental pour les cavités profondes, spécifiquement conçu pour assurer un déplacement large et atraumatique des tissus mous et des viscères lors d'interventions abdominales et pelviennes ouvertes majeures. Doté d'une lame en forme de palette large et doucement incurvée se terminant par un rebord de retenue souple, cet écarteur permet aux équipes chirurgicales de maintenir les couches musculaires lourdes, le tissu adipeux et les viscères à l'écart du champ opératoire.

Construit pour une résistance mécanique durable lors des laparotomies majeures, cette configuration dédiée de l'écarteur abdominal Mayo présente une longueur totale d'outil de 28 cm (\$109) couplée à une largeur de lame expansive de 70 mm. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), une résistance à la corrosion et une garantie à vie contre la rouille, l'architecture de sa lame large répartit uniformément la contre-traction manuelle afin de prévenir les traumatismes des organes parenchymateux. La poignée ergonomique offre un levier de traction supérieur et une stabilisation de la main tout au long des procédures de plusieurs heures.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur abdominal Mayo pour résister à des charges mécaniques lourdes et à des cycles d'autoclave hospitaliers répétés, offrant aux blocs opératoires de chirurgie générale, gynécologique et urologique du monde entier une durabilité et une fiabilité cliniques inébranlables.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest