



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador T Handle Retractor Angled Blade

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador T Handle Retractor Angled Blade

SKU RM-THRAB-1

\$99 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
8.0" (20.32 cm) — 110×32 mm ou 120×32 mm dentada	RM-THRAB-1-1	\$99
11.0" (27.94 cm) — 110×32 mm ou 120×32 mm dentada	RM-THRAB-1-2	\$109
14.0" (35.56 cm) — 110×32 mm ou 120×32 mm dentada	RM-THRAB-1-3	\$139

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O T Handle Retractor Angled Blade é um afastador cirúrgico ortopédico de alta resistência, projetado especificamente para proporcionar um deslocamento potente e antiderrapante de tecidos moles e musculares durante a reconstrução do quadril, fusão da coluna e cirurgia pélvica profunda. Projetado com um cabo transversal ergonômico em T, este instrumento permite que os assistentes cirúrgicos apliquem uma forte contração manual com empunhadura de duas mãos ou apoio palmar, evitando a fadiga manual e o deslizamento durante exposições articulares prolongadas.

Construído para oferecer excelente durabilidade estrutural e apoiado por uma garantia vitalícia contra ferrugem, esta série T Handle Retractor Angled Blade está disponível em três comprimentos totais: 8 inches (20.32 cm, \$99), 11 inches (27.94 cm, \$109) e uma versão estendida de 14 inches (35.56 cm, \$139) para corredores pélvicos profundos e bariátricos. Fabricado artesanalmente com Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), os cirurgiões podem selecionar entre duas dimensões de lâmina dentada: 110 mm x 32 mm ou 120 mm x 32 mm. A borda da lâmina dentada fixa-se com segurança em fâscias fibrosas densas e ancora-se sobre as margens do osso cortical, evitando o deslocamento acidental do instrumento.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o T Handle Retractor Angled Blade para suportar cargas mecânicas pesadas e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, fornecendo a centros de trauma ortopédico, unidades de coluna e salas de cirurgia pélvica em todo o mundo uma durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest