



# RETRACTOR MAKER

## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Raíz Nerviosa D'Errico

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Separador de Raíz Nerviosa D'Errico

**SKU** RM-DNRR-1

**\$49 USD**

### TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

| TAMAÑO / OPCIÓN                                                                                                                 | SKU / DETALLES | PRECIO (USD) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 22.8 cm (approx. 9.0") — 7.0 mm ancho x 11.0 mm largo — Discectomía lumbar estándar y movilización de raíz nerviosa             | RM-DNRR-1-1    | \$49         |
| 28.0 cm (aprox. 11.0") — 7.0 mm de ancho x 11.0 mm de largo — Corredor quirúrgico profundo y acceso bariátrico a columna lumbar | RM-DNRR-1-2    | \$54         |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Raíz Nerviosa D'Errico es un retractor quirúrgico espinal especializado, diseñado específicamente para proporcionar una retracción y protección segura y no traumática del saco tecal y las raíces nerviosas transversales durante las descompresiones lumbares posteriores. Diseñado con un eje alargado y delgado, este instrumento permite a los cirujanos de columna trabajar cómodamente en espacios interlaminares profundos mientras mantiene los mangos manuales fuera de la línea de visión quirúrgica.

Fabricado para la manipulación neural delicada, este modelo de Separador de Raíz Nerviosa D'Errico presenta un perfil de hoja angulada fija de 7.0 mm de ancho por 11.0 mm de largo. La punta de la hoja curva y pulida acuna suavemente las fibras nerviosas, evitando que se deslicen de nuevo hacia la ventana quirúrgica o sufran lesiones por fresas de alta velocidad y gubias. Los cirujanos pueden seleccionar entre dos longitudes de alcance: 22.8 cm (\$49) para corredores espinales estándar o un alcance extendido de 28 cm (\$54) diseñado para anatomías de pacientes obesos o profundas.

Fabricado con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker produce el Separador de Raíz Nerviosa D'Errico bajo estrictas tolerancias clínicas, garantizando una alta resistencia a la corrosión, una rigidez estructural

inquebrantable y una durabilidad completa en autoclave para centros de neurocirugía y columna vertebral en todo el mundo.



# GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

## CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest