



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Koerte Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Koerte Retractor

SKU RM-KTR-24-1

\$54 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Koerte Retractor	Abmessungen / Details: 24 cm Gesamtlänge, 8 scharfe Zinken, Ringgriff mit Anti-Rutsch-Ring · Enthaltene Menge: 1	\$54
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Einzelverpackung für den Transport · Enthaltene Menge: 1	\$54

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Koerte Retractor ist ein hochbelastbarer Wundhaken, der speziell für die kraftvolle, rutschfreie Retraktion von Weichgewebe und Muskulatur bei großen abdominalen, thorakalen und orthopädischen Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem breiten, mehrzinkigen Hakenkopf, ermöglicht dieses Instrument dem chirurgischen Assistenten die Ausübung eines kontinuierlichen, gleichmäßigen Gegenzugs über breite Faszienebenen und dicke Muskelschichten hinweg, ohne abzurutschen.

Konzipiert für maximale Retraktionskraft in tiefen Operationsfeldern, verfügt diese spezifische Konfiguration des Koerte Retractor über eine Gesamtlänge von 24 cm (\$54). Das aus hochwertigem, deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in chirurgischer Qualität handgefertigte Arbeitsende besitzt 8 scharfe Zinken, die speziell gebogen sind, um sicher in dichtes Fasergewebe und ausgeprägte Muskulatur zu greifen. Die Griffereinheit besteht aus einem ergonomischen Ringgriff mit integriertem rutschfestem Mittelring, der dem Assistenten eine überlegene Hebelwirkung und Handstabilisierung bietet.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Koerte Retractor so, dass er hohen mechanischen Belastungen und wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet chirurgischen Zentren weltweit außergewöhnliche Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest