



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador para Rodilla Total en S

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador para Rodilla Total en S

SKU RM-STKR-6IN-1

\$59 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Hoja única 10 mm — 6" length, hoja de 10 mm de ancho	RM-STKR-6IN-1-1	\$59
Hoja única 20 mm — 6" length, hoja de 20 mm de ancho	RM-STKR-6IN-1-2	\$59
Configuración de doble extremo — 6" de longitud, extremos duales de 5 mm & 13 mm	RM-STKR-6IN-1-3	\$59

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador para Rodilla Total en S es un separador quirúrgico ortopédico especializado, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento confiable de tejidos blandos y ligamentos colaterales durante la artroplastia total y unicompartimental de rodilla. Diseñado con un chasis anatómico en forma de S, este instrumento permite a los cirujanos retraer limpiamente las cápsulas periarticulares y las bandas ligamentosas lejos de las sierras óseas oscilantes, exponiendo la meseta tibial y los cóndores femorales sin obstruir el corredor quirúrgico.

Construido para un rendimiento mecánico duradero en entornos ortopédicos exigentes, esta configuración del Separador para Rodilla Total en S presenta una longitud total de herramienta de 6 pulgadas (15.24 cm, \$59). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el elegante diseño en S ofrece múltiples huellas de hoja y punta para adaptarse a espacios articulares específicos, incluyendo modelos de hoja ancha única de 10 mm y 20 mm, junto con un diseño versátil de doble extremo de 5 mm y 13 mm. Sus márgenes de hoja redondeados protegen los haces neurovasculares delicados y los ligamentos colaterales contra laceraciones.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador para Rodilla Total en S para resistir el torque ortopédico pesado y los ciclos repetidos de autoclave hospitalario, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y durabilidad completa en autoclave para salas de reconstrucción de rodilla y centros de traumatología en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)