



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Cervical Casper

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

Afastador Cervical Casper

SKU RM-CCR-115-1

\$199 USD



TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Chassi do Afastador Cervical Casper	Estrutura de 11.5 cm, design transversal articulado de 4 braços, abertura de 85 mm	\$199
Luva Protetora / Caixa	Embalagem de transporte individual	\$199

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Cervical Casper é uma plataforma de retração cirúrgica autoestática avançada, projetada especificamente para fornecer exposição confiável e multiplanar de tecidos moles durante cirurgias da coluna cervical anterior. Projetado com um chassi transversal articulado de quatro braços, este instrumento se molda suavemente ao pescoço do paciente, distribuindo a força de retração uniformemente pelas margens da ferida, enquanto protege estruturas viscerais vulneráveis.

Construído conforme os padrões de excelência clínica, este modelo do Afastador Cervical Casper apresenta um comprimento total de estrutura de 11.5 cm (\$199) capaz de atingir uma abertura máxima de 85 mm. Seus quatro braços articulados permitem um posicionamento intraoperatório versátil, adaptando-se à lordose específica do paciente e prevenindo a isquemia muscular localizada. O mecanismo integrado de trava por cremalheira mantém a tensão de retração contínua automaticamente, eliminando a necessidade de suporte manual e proporcionando estabilidade absoluta para a inserção de cages.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Cervical Casper para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, oferecendo aos cirurgiões de coluna rigidez mecânica excepcional, controle suave da cremalheira e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest