



RETRACTOR MAKER

CATALOG 2026

DEPARTATOARE CHIRURGICALE · SISTEME · LAME · COMPONENTE

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Producător de departatoare — de Retractor Maker

Donald Cameron

DESPRE NOI

Producător direct de departatoare chirurgicale

Retractor Maker este un producător direct de departatoare chirurgicale cu sediul în Sialkot, Pakistan. Producem sisteme de departatoare, lame și componente pentru opt specialități chirurgicale.

Cum a început Retractor Maker

Retractor Maker a fost fondat în 2023, dar experiența noastră cu instrumentele chirurgicale este mult mai veche.

Numele meu este Saad Shahid și lucrez în continuare cu tatăl meu la Hospitech Traders, afacerea de familie în domeniul instrumentelor chirurgicale. Tatăl meu a înființat Hospitech Traders în 1989 și de mulți ani producem și furnizăm instrumente chirurgicale.

Ideea pentru Retractor Maker a venit de la unul dintre clienții noștri. Într-o zi, un client ne-a cerut un departator pentru chirurgie abdominală. La acel moment, nu produceam departatoare, așa că am început să analizez produsele disponibile de la alte companii.

Ceea ce am descoperit m-a surprins. Unele sisteme complete de departatoare se vindeau cu aproximativ 60.000 - 65.000 USD. Am considerat aceste prețuri mult prea mari, mai ales că știam că aveam deja utilajele, muncitorii și experiența de fabricație necesare pentru a produce noi înșine instrumente chirurgicale.

Așa că m-am gândit: De ce să nu producem noi înșine departatorul și să îl oferim la un preț mult mai accesibil? Acesta a fost motivul pentru care am fondat Retractor Maker.

CE FACEM ASTĂZI

Am început să le producem noi înșine

În loc să cumpărăm departatoare de la o altă companie și să le revindem, am decis să le producem în propriul nostru atelier. Aveam deja utilajele și configurația de producție datorită experienței noastre cu instrumentele chirurgicale. Am folosit aceste resurse pentru a dezvolta și a produce propriile noastre sisteme de departatoare.

Astăzi, oferim multe dintre sistemele noastre de departatoare la prețuri cu până la 90% mai mici decât sistemele comparabile de la mărci de renume. Scopul nostru nu este pur și simplu să producem departatoare. Este să le facem mai accesibile ca preț și mai disponibile pentru spitale, chirurgi și organizații medicale din întreaga lume.

Încă parte a afacerii de producție a familiei noastre

Retractor Maker s-a dezvoltat din experiența pe care o aveam deja în fabricarea instrumentelor chirurgicale. Sunt în continuare implicat activ la Hospitech Traders, lucrând alături de tatăl meu, în timp ce conduc și Retractor Maker ca o afacere dedicată, axată pe departatoare chirurgicale.

Specialități chirurgicale

Chirurgie generală · Urologie · Chirurgie cardiovasculară · ORL · Chirurgie plastică · Chirurgie ortopedică și a coloanei vertebrale · Neurochirurgie · Obstetrică și ginecologie.

Colaborăm direct cu spitale, distribuitori de echipamente medicale, chirurgi și organizații de sănătate din întreaga lume. De asemenea, lucrăm la configurații specifice și cerințe personalizate atunci când un produs standard nu satisface nevoile unui client.

Scopul nostru

Să producem noi înșine departatoare și să le oferim la prețuri cu până la 90% mai mici decât sistemele comparabile de la mărci de renume, astfel încât mai multe spitale să își poată permite echipamentele de care au nevoie.

CATEGORII DE PRODUSE

Aranjate după numărul de produse din fiecare categorie

Depărtătoare pentru ortopedie și chirurgia coloanei vertebrale

PAGINILE 5-52

124 produse



Depărtătoare pentru chirurgie generală

PAGINILE 53-95

118 produse



Depărtătoare ORL

PAGINILE 96-132

109 produse



Depărtătoare pentru chirurgie plastică

PAGINILE 133-154

61 produse



Depărtătoare cardiovasculare

PAGINILE 155-171

45 produse



Depărtătoare pentru obstetrică și ginecologie

PAGINILE 172-181


26 produse



Depărtător pentru neurochirurgie

PAGINILE 182-189


20 produse



Depărtătoare pentru urologie

PAGINILE 190-191

4 produse





Depărtător acetabular îngust cu doi dinți

SKU **RM-ARNDP-1**

PREȚ **\$99 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Îngust — lamă de 32 mm	RM-ARNDP-1-1	\$99
Standard — lamă de 44 mm	RM-ARNDP-1-2	\$99



Depărtător anterior pentru condilii femurali

SKU **RM-AFCR-1**

PREȚ **\$99 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător anterior pentru condilii femurali	Lungime de 5" (12.7 cm), lamă fenestrată și striată de 45 mm	\$99
Husă / cutie de protecție	Ambalaj individual pentru transport	\$99



Depărtător pentru fața anterioară a colului femural și marginea anteromedială

SKU **RM-AFNAR-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător pentru fața anterioară a colului femural și marginea anteromedială	Lungime de 15" (37.46 cm), lamă curbată, mâner hexagonal	\$49
Husă / cutie de protecție	Ambalaj individual pentru transport	\$49



Depărtător pentru marginea acetabulară anterolaterală

SKU **RM-AAARR-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător pentru marginea acetabulară anterolaterală	Lungime de 10" (25.4 cm), lamă cu lățimea de 18 mm x adâncimea de 3.25"	\$49
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$49



Depărtător patelar AORI

SKU **RM-APR-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
5" (12.7 cm), capăt activ de 10 mm	RM-APR-1-1	\$69
7" (17.8 cm), capăt activ de 10 mm	RM-APR-1-2	\$79



Depărtător APC pentru șold

SKU **RM-APCHR-1**

PREȚ **\$49 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cu un dinte	10" (25.4 cm) — fixare osoasă țintită pe marginea acetabulară
1	Cu doi dinți	10" (25.4 cm) — depărtare echilibrată, în două puncte, a țesuturilor moi și a capsulei
1	Husă de protecție / cutie	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător B-Z

SKU **RM-BZR-1**

PREȚ **\$339 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Adâncime de 7.5 cm (45° sau 90°)	RM-BZR-1-1	\$339
Adâncime de 10 cm (45° sau 90°)	RM-BZR-1-2	\$359



Depărtător B-Z Weitlaner

SKU **RM-BZWR-1**

PREȚ **\$339 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător B-Z Weitlaner	Lungime totală de 28 cm, dinți bonți dispuși 4x4 cu adâncimea de 83 mm, angulat la 90°	\$339
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$339



Depărtător autostatic Beard pentru tendonul distal al bicepsului

SKU **RM-BDBSRR-1**

PREȚ **\$299 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
6.375" (16.19 cm)	RM-BDBSRR-1-1	\$299
7.5" (19.05 cm)	RM-BDBSRR-1-2	\$319



Depărtător Hohmann lat Beard pentru radiusul distal

SKU **RM-BDRWHR-1**

PREȚ **\$79 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Hohmann lat Beard pentru radiusul distal	Lungime totală de 5.37" (13.63 cm), lamă Hohmann lată	\$79
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$79



Depărtător autostatic Beckman-Weitlaner

SKU **RM-BWSRR-1**

PREȚ **\$149 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
14 cm	RM-BWSRR-1-1	\$149
16.5 cm	RM-BWSRR-1-2	\$154
21.5 cm	RM-BWSRR-1-3	\$159
24 cm	RM-BWSRR-1-4	\$164
30.5 cm	RM-BWSRR-1-5	\$169
31 cm	RM-BWSRR-1-6	\$174



Depărtător autostatic Beckmann Adson

SKU **RM-BASRR-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Profil al tijei de 25 mm	RM-BASRR-1-1	\$49
Profil al tijei de 44 mm	RM-BASRR-1-2	\$59



Depărtător tibial Bennett

SKU **RM-BTR-1**

PREȚ **\$79 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Mic — lamă de 45 mm	RM-BTR-1-1	\$79
Mare — lamă de 63 mm	RM-BTR-1-2	\$89



Depărtător Hohmann angulat

SKU **RM-BHR-ORTHO-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
8"	RM-BHR-ORTHO-1-1	\$69
9 ¾"	RM-BHR-ORTHO-1-2	\$74
11"	RM-BHR-ORTHO-1-3	\$79
11 ½"	RM-BHR-ORTHO-1-4	\$84
12 ½"	RM-BHR-ORTHO-1-5	\$89






Sistem de depărtătoare cervicale Black Belt

SKU **RM-BBCRS-1**

PREȚ **\$2,499 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru de depărtător (drept)	Configurație de cadru pentru partea dreaptă
1	Cadru de depărtător (stâng)	Configurație de cadru pentru partea stângă
1	Cadru de depărtător (decalat)	Configurație de cadru decalat
2	Pense pentru introducerea lamelor	Componente utilizate pentru introducerea și fixarea lamelor
14	Lame cu dinți	Variante de lame cu dinți de 34 mm - 70 mm, în mai multe dimensiuni
14	Lame boante	Variante de lame boante de 34 mm - 70 mm, în mai multe dimensiuni
12	Lame cu dinți pentru două niveluri	Variante de lame cu dinți pentru două niveluri, de 40 mm - 55 mm
6	Lame boante pentru două niveluri	Variante de lame boante pentru două niveluri, de 40 mm - 55 mm
1	Container de sterilizare	Container pentru organizare, depozitare și reprocessare



Depărtător Blount pentru genunchi

SKU **RM-BKR-1**

PREȚ **\$64 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
6 3/8" (17.5 cm)	RM-BKR-1-1	\$64
7" (17.8 cm)	RM-BKR-1-2	\$69
10 1/4" (26.0 cm)	RM-BKR-1-3	\$74
10 3/8" (26.4 cm)	RM-BKR-1-4	\$79





Depărtătoare Browne pentru deltoid

SKU **RM-BDR-1**

PREȚ **\$109 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
10 ¾" (27.3 cm)	RM-BDR-1-1	\$109
11 ½" (29.2 cm)	RM-BDR-1-2	\$114
12 ¼" (31.1 cm)	RM-BDR-1-3	\$119



Depărtătoare C

SKU **RM-CR-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
12 ½" (31.8 cm)	RM-CR-1-1	\$69
14" (35.6 cm)	RM-CR-1-2	\$74



Depărtător Campbell pentru rădăcini nervoase

SKU **RM-CNRR-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Campbell pentru rădăcini nervoase	Lungime de 8 ¾" (22.2 cm), lamă lată de 10-10.5 mm	\$69
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$69



Depărtătoare capsulare

SKU **RM-CR-ORTHO-1**

PREȚ **\$64 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Un singur dinte (ascuțit)	RM-CR-ORTHO-1-1	\$64
Doi dinți (ascuțiți sau bonți)	RM-CR-ORTHO-1-2	\$69
Trei dinți	RM-CR-ORTHO-1-3	\$74



Depărtător autostatic pentru tunelul carpian

SKU **RM-CTSRR-1**

PREȚ **\$144 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător autostatic pentru tunelul carpian	Lungime de 4 1/4" (10.79 cm), dinți bonți, blocare cu cremalieră	\$144
Husă / cutie de protecție	Ambalaj individual pentru transport	\$144



Depărtător cervical Caspar cu clichet

SKU **RM-CCRWR-1**

PREȚ **\$289 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
16.5 cm	RM-CCRWR-1-1	\$289
22.3 cm	RM-CCRWR-1-2	\$299



Sistem de depărtătoare Caspar pentru microdiscectomie lombară

SKU **RM-CLMRS-1**

PREȚ **\$799 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Lamă laterală	40 mm
1	Lamă laterală	45 mm
1	Lamă laterală	50 mm
1	Lamă laterală	55 mm
1	Lamă laterală	60 mm
1	Lamă laterală	65 mm
1	Lamă laterală	75 mm
1	Specul	40 mm
1	Specul	45 mm
1	Specul	50 mm
1	Specul	55 mm
1	Specul	60 mm
1	Specul	65 mm
1	Specul	75 mm
1	Pensă pentru extragerea lamelor	Pensă pentru schimbarea lamelor cu eliberare rapidă
1	Cadru de depărtător Caspar pentru microdiscectomie	Cadru de contraretrație
1	Cutie de sterilizare	Container din aluminiu cu tavă de organizare




Depărtătoare Caspar pentru rădăcini nervoase

SKU **RM-CNRR-SERIES-1**

PREȚ **\$84 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lamă de 4 mm	RM-CNRR-SERIES-1-1	\$84
Lamă de 6 mm	RM-CNRR-SERIES-1-2	\$89
Lamă de 8 mm	RM-CNRR-SERIES-1-3	\$94
Lamă de 10 mm	RM-CNRR-SERIES-1-4	\$99





Depărtător Caspar

SKU **RM-CR-21-1**

PREȚ **\$64 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Caspar	Lungime de 21 cm, lamă de 17.0 x 67.0 mm, mâner cu inel pentru deget	\$64
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$64



Depărtător autostatic Caspar

SKU **RM-CSRR-SET-1**

PREȚ **\$649 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Șasiu cu cadru tip foarfecă și articulație dublă	Cadru articulată cu profil redus, cu clichet și mecanism de blocare cu șurub
1	Cheie de reglare manuală	Cheie de reglare calibrată pentru ajustarea fină a tensiunii
1 set	Lame laterale cu dinți semi-ascuțiți	Adâncime de 38 mm (varianțe la alegere cu 2, 3 sau 4 dinți)
1 set	Lame plate alungite tip cârlig pentru structuri viscerale	Module cu lame netede atraumatice, cu adâncime de 38 mm
1	Cutie de protecție pentru depozitare / transport	Casetă de transport cu interior adaptat componentelor



Depărtător cervical Casper

SKU **RM-CCR-115-1**

PREȚ **\$199 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Cadru de depărtător cervical Casper	Cadru de 11.5 cm, configurație transversală cu 4 brațe articulate, deschidere de 85 mm	\$199
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$199



Cadru pentru depărtător cervical

SKU **RM-CRF-1**

PREȚ **\$109 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
16.5 cm, brațe rigide	RM-CRF-1-1	\$109
25.5 cm, brațe articulate	RM-CRF-1-2	\$119



Depărtător pentru țesuturi cervicale

SKU **RM-CTR-13-1**

PREȚ **\$79 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător pentru țesuturi cervicale	Lungime totală de 13 cm, vârf cu dinte bont 1x1	\$79
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$79



Depărtător Chandler

SKU **RM-CHR-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Mic (lamă în formă de frunză de 16.0 mm)	RM-CHR-1-1	\$69
Mediu (lamă în formă de frunză de 20.0 mm)	RM-CHR-1-2	\$74
Mare (lamă în formă de frunză de 25.0 mm)	RM-CHR-1-3	\$79



Depărtător Charnley pentru incizia inițială

SKU **RM-CIIR-399-1**

PREȚ **\$399 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru inelar autostatic de tip pensă	Cadru inelar cu contur perimetral neted
1	Lamă scurtă curbată spre exterior, cu 4 dinți bonți	Capăt activ de 25 mm × 32 mm
1	Lamă lungă curbată spre exterior, cu 4 dinți bonți	Capăt activ de 25 mm × 38 mm
1	Cârlig de tracțiune detașabil	Element curbat de ancorare în țesut
1	Lanț metalic de legătură pentru tracțiune	Lanț de legătură mecanică
1	Ansamblu de greutate suspendată gravitațional	Greutate pentru tracțiune susținută
1	Ambalaj de protecție pentru depozitare / Cutie	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător cervical/laminar Cloward

SKU **RM-CCLR-1**

PREȚ **\$99 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Fălci cu striatii încrucișate	RM-CCLR-1-1	\$99
Fălci cu dinți	RM-CCLR-1-2	\$99



Depărtător cu lamă tip Cloward

SKU **RM-CSBR-1**

PREȚ **\$84 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
13 × 75 mm	RM-CSBR-1-1	\$84
18 × 75 mm	RM-CSBR-1-2	\$89
20 × 75 mm	RM-CSBR-1-3	\$94
23 × 75 mm	RM-CSBR-1-4	\$99



Depărtător cervical tip Cloward

SKU **RM-CSCR-17-1**

PREȚ **\$75 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Cadru de depărtător cervical tip Cloward	Lungime totală de 17 cm, brațe articulate, blocare cu clichet	\$75
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$75



Depărtător Cobra

SKU **RM-COBR-1**

PREȚ **\$79 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Vârf standard — 12.0"	RM-COBR-1-1	\$79
Standard cu vârf ascuțit — 12.0"	RM-COBR-1-2	\$84
Model lat — 11.75"	RM-COBR-1-3	\$89
Modificat mic — 12.5"	RM-COBR-1-4	\$94
Cu două capete — 14.0"	RM-COBR-1-5	\$99
Model pentru planuri profunde — 14.5"	RM-COBR-1-6	\$104
Modificat mare — 14.75"	RM-COBR-1-7	\$109



Depărtător Cobra cu suport pentru mână

SKU **RM-CRHR-1**

PREȚ **\$169 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Cobra cu suport pentru mână	Lungime de 10.22", lamă de 32 mm, suport integrat pentru mână	\$169
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$169



Depărtător femural tip Cobra

SKU **RM-CSFR-1**

PREȚ **\$84 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător femural tip Cobra	Lungime de 11.75" (29.84 cm), lamă curbată tip Cobra, vârf mare în formă de cârlig	\$84
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$84



Depărtătoare pentru ligamente colaterale

SKU **RM-CLR-1**

PREȚ **\$104 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător pentru ligamente colaterale	Lungime totală de 8" (20.3 cm), profiluri de lamă de 5 mm și 11 mm	\$104
Manșon de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$104



Depărtător pentru țesuturile moi colaterale

SKU **RM-CSTR-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător pentru țesuturile moi colaterale	Lungime de 9 1/2", lamă de 45 mm, vârf curbat cu 2 dinți și lățime de 11 mm	\$69
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$69



Depărtător concav pentru genunchi

SKU **RM-CKR-1**

PREȚ **\$105 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lamă standard	RM-CKR-1-1	\$105
Lamă îngustă și lungă	RM-CKR-1-2	\$105



Depărtător D'Errico pentru rădăcini nervoase

SKU **RM-DNRR-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
22.8 cm (aprox. 9.0") — Lățime de 7.0 mm x lungime de 11.0 mm — Disectomie lombară standard și mobilizarea rădăcinilor nervoase	RM-DNRR-1-1	\$49
28.0 cm (aprox. 11.0") — Lățime de 7.0 mm x lungime de 11.0 mm — Coridor operator profund și acces la coloana lombară la pacienți bariatrici	RM-DNRR-1-2	\$54



Depărtător Gelpi pentru planuri profunde

SKU **RM-DGR-SERIES-1**

PREȚ **\$68 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
3 1/2" - 4 1/2" — Ascuțite, boante, ascuțite angulate, 90°, în unghi drept — Expunere în chirurgie minoră superficială, chirurgie mîinii și chirurgie pediatrică	RM-DGR-SERIES-1-1	\$68
5 1/2" - 6 3/4" — Ascuțite, boante, ascuțite angulate, 90°, în unghi drept — Acces la adâncime intermediară în chirurgie țesuturilor moi, chirurgie plastică și chirurgie cervicală	RM-DGR-SERIES-1-2	\$74
7 1/4" - 7 3/4" — Ascuțite, boante, ascuțite angulate, 90°, în unghi drept — Laminectomie lombară standard și depărtare în chirurgie articulară	RM-DGR-SERIES-1-3	\$84
9 1/4" - 12" — Ascuțite, boante, ascuțite angulate, 90°, în unghi drept — Acces în cavități profunde pentru chirurgie pelvină, chirurgie bariatrică și fuziune spinală pe mai multe niveluri	RM-DGR-SERIES-1-4	\$94



Depărtător autostatic Gelpi pentru planuri profunde

SKU **RM-DGSRR-1**

PREȚ **\$129 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
7 ½" (aprox. 19.0 cm) — Corp angulat, vârfuri ascuțite orientate spre exterior — Laminectomie lombară standard și expunere articulară	RM-DGSRR-1-1	\$129
10 ½" (aprox. 26.7 cm) — Corp angulat alungit, vârfuri ascuțite orientate spre exterior — Intervenții pelvine profunde, bariatrice și fuziune spinală pe mai multe niveluri	RM-DGSRR-1-2	\$139



Depărtătoare Dingo modificate pentru capul humeral

SKU **RM-DMHHR-1**

PREȚ **\$134 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Dingo modificat pentru capul humeral	Lungime de 10" (25.5 cm), vârf curbat, zimțat	\$134
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$134



Depărtător pentru pregătirea femurală cu rașe prin abord anterior direct

SKU **RM-DAABR-1**

PREȚ **\$99 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Orientare pentru stânga — 9" (22.86 cm), lamă de 57 mm	RM-DAABR-1-1	\$99
Orientare pentru dreapta — 9" (22.86 cm), lamă de 57 mm	RM-DAABR-1-2	\$99



Depărtător Engh pentru incizura intercondiliană

SKU **RM-EINR-1**

PREȚ **\$79 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Engh pentru incizura intercondiliană	Lungime de 8 1/8" (206.4 mm), vârf de 2.25"	\$79
Husă / cutie de protecție	Ambalaj individual pentru transport	\$79



Depărtător Feler-Ducker

SKU **RM-FDR-1**

PREȚ **\$109 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Opțiunea A — 54x25 mm stânga / 76x38 mm dreapta	RM-FDR-1-1	\$109
Opțiunea B — 76x38 mm stânga / 54x25 mm dreapta	RM-FDR-1-2	\$109



Depărtător pentru calcarul femural

SKU **RM-FCR-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător pentru calcarul femural	Lățimea vârfului de 25 mm, adâncime de 5.08 cm (2"), mâner inelar	\$44
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$44



Depărtător femural/pentru mușchii fesieri mijlociu și mic

SKU **RM-FGR-1175-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător femural/pentru mușchii fesieri mijlociu și mic	Lungime de 11.75" (29.85 cm), lamă de 20 mm lățime	\$44
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$44



Depărtătoare Cobra cu lamă evazată

SKU **RM-FCR-15-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Orientare spre stânga — Un dinte, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-1	\$69
Orientare spre stânga — Doi dinți, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-2	\$69
Orientare spre dreapta — Un dinte, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-3	\$69
Orientare spre dreapta — Doi dinți, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-4	\$69



Depărtător pentru antebraț cu valve pivotante

SKU **RM-FSBR-1**

PREȚ **\$74 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător pentru antebraț cu valve pivotante	Valvă de 5.12" (13.00 cm), mâner cu inele pentru degete, mecanism cu cremalieră — 1	\$74
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport — 1	\$74



Depărtător tip Fukuda Kujat

SKU **RM-FKSR-1**

PREȚ **\$94 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător tip Fukuda Kujat	Lungime totală de 9" (22.86 cm), lamă lată, dințată, mâner în T — 1	\$94
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport — 1	\$94



Depărtătoare tip Fukuda

SKU **RM-FSR-SHLD-1**

PREȚ **\$89 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
6 1/2" (16.51 cm) — 30 mm sau 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-1	\$89
8 3/4" (22.23 cm) — 30 mm sau 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-2	\$94
9" (22.86 cm) — 30 mm sau 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-3	\$99



Depărtător Gelpi cu brațe încrucișate - Angulație accentuată

SKU **RM-GCRDA-1**

PREȚ **\$124 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lamă de 3 1/2 in (9 cm)	RM-GCRDA-1-1	\$94
Lamă de 5 1/2 in (14 cm)	RM-GCRDA-1-2	\$104
Lamă de 6 1/2 in (16.5 cm)	RM-GCRDA-1-3	\$114
Lamă de 7 1/2 in (19 cm)	RM-GCRDA-1-4	\$119
Lamă de 8 in (20.3 cm) — Standard	RM-GCRDA-1-5	\$124



Depărtător glenoidian și condilian

SKU **RM-GCR-7-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător glenoidian și condilian	Lungime totală de 7" (17.8 cm), lamă profilată în formă de cârlig — 1	\$44
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport — 1	\$44




Depărtătoare glenoidiene

SKU **RM-GLR-SERIES-1**

PREȚ **\$88 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
8 ¾" - 9" — Orientat spre stânga	RM-GLR-SERIES-1-1	\$88
8 ¾" - 9" — Orientat spre dreapta	RM-GLR-SERIES-1-2	\$91
9 ½" - 10 ½" — Orientat spre stânga	RM-GLR-SERIES-1-3	\$94
9 ½" - 10 ½" — Orientat spre dreapta	RM-GLR-SERIES-1-4	\$97
11" - 11 ¾" — Orientat spre stânga	RM-GLR-SERIES-1-5	\$100
11" - 11 ¾" — Orientat spre dreapta	RM-GLR-SERIES-1-6	\$103



Depărtător pentru marele trohanter

SKU **RM-GTR-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător pentru marele trohanter	Lungime de 14.875" (37.8 cm), lamă cu lățimea de 25 mm x adâncimea de 1.5" — 1	\$49
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport — 1	\$49




Depărtător autostatic Harvey Jackson

SKU **RM-HJSRR-1**

PREȚ **\$229 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător autostatic Harvey Jackson	Lungime totală de 28 cm, fălci de 45 x 32 mm, 3x3 dinți ascuțiți — 1	\$229
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport — 1	\$229



Depărtător Hess pentru rădăcini nervoase

SKU **RM-HNRR-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
10.0 cm — lamă de 3.0 mm - 4.0 mm — Standard	RM-HNRR-1-1	\$69
10.0 cm — lamă de 5.0 mm - 7.0 mm — Standard	RM-HNRR-1-2	\$69
12.0 cm	RM-HNRR-1-3	\$74
17.5 cm	RM-HNRR-1-4	\$79



Depărtător Hibbs

SKU **RM-HBR-24-1**

PREȚ **\$39 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lungime 51 mm x lățime 19 mm — 24 cm	RM-HBR-24-1-1	\$39
Lungime 76 mm x lățime 25 mm — 24 cm	RM-HBR-24-1-2	\$41
Lungime 82 mm x lățime 25 mm — 24 cm	RM-HBR-24-1-3	\$43
Lungime 101 mm x lățime 25 mm — 24 cm	RM-HBR-24-1-4	\$45



Depărtător Hohmann posteroinferior

SKU **RM-HPIR-11-1**

PREȚ **\$74 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Mâner stâng cu curbura #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-1	\$74
Mâner drept mediu cu curbura #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-2	\$74



Depărtător Hohmann

SKU **RM-HR-12IN-1**

PREȚ **\$74 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lamă cu lățimea de 15 mm — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-1	\$74
Lamă cu lățimea de 17 mm — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-2	\$79



Depărtător Hohmann cu mâner curbat extra-lung

SKU **RM-HRBELH-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
9 3/4" (24.76 cm) — Mâner curbat extra-lung	RM-HRBELH-1-1	\$69
10.0" (25.40 cm) — Mâner curbat extra-lung	RM-HRBELH-1-2	\$79



Depărtător Hohmann în unghi drept

SKU **RM-HRRA-1**

PREȚ **\$79 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lungime totală de 9 1/2" — Lungime de 24.13 cm, mâner de 7", segment îndoit în unghi drept de 40 mm	RM-HRRA-1-1	\$84
Lungime totală de 9 3/4" — Lungime de 24.76 cm, mâner de 7", segment îndoit în unghi drept de 18 mm	RM-HRRA-1-2	\$79



Depărtător Hohmann cu capăt rotunjit

SKU **RM-HRRE-1**

PREȚ **\$74 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
8 5/8" (21.91 cm) — lamă rotundă de 19 mm	RM-HRRE-1-1	\$74
9 3/4" (24.76 cm) — lamă rotundă de 19 mm	RM-HRRE-1-2	\$79
11.0" (27.94 cm) — lamă rotundă de 19 mm	RM-HRRE-1-3	\$84
11 1/2" (29.21 cm) — lamă rotundă de 19 mm	RM-HRRE-1-4	\$89
12.0" (30.48 cm) — lamă rotundă de 19 mm	RM-HRRE-1-5	\$94
12 5/8" (30.80 cm) — lamă rotundă de 19 mm	RM-HRRE-1-6	\$99



Depărtător Hohmann cu capăt pătrat

SKU **RM-HRSE-1**

PREȚ **\$74 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
8 1/2" (21.59 cm) — Lamă curbată cu capăt distal pătrat	RM-HRSE-1-1	\$74
9 1/2" (24.13 cm) — Lamă curbată cu capăt distal pătrat	RM-HRSE-1-2	\$79



Depărtătoare Hohmann angulate

SKU **RM-HRA-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lungime totală de 6 ½" — Lungime de 16.51 cm, vârf angulat de 4 mm	RM-HRA-1-1	\$69
Lungime totală de 11" — Lungime de 27.94 cm, mâner de 7", cot angulat de 17 mm	RM-HRA-1-2	\$79



Depărtătoare Hohmann cu lamă pătrată

SKU **RM-HRSB-1**

PREȚ **\$74 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
8 ½" (21.59 cm) — Profil pătrat al lamei, mâner extra-lung	RM-HRSB-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Profil pătrat al lamei, mâner extra-lung	RM-HRSB-1-2	\$79



Depărtătoare Holscher

SKU **RM-HLSR-1**

PREȚ **\$43 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lățime de 7 mm — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-1	\$43
Lățime de 9 mm — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-2	\$46
Lățime de 13 mm — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-3	\$49



Depărtător Holsher pentru rădăcini nervoase

SKU **RM-HNRR-235-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Holsher pentru rădăcini nervoase	Lungime totală de 23.5 cm, lamă lată, boantă, orientată în jos	\$44
Husă / cutie de protecție	Ambalaj individual pentru transport	\$44



Depărtător pentru capul humeral

SKU **RM-HHR-ORTHO-1**

PREȚ **\$84 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
8 ¾" (22.23 cm) — Tijă curbată, lamă inelară angulată	RM-HHR-ORTHO-1-1	\$84
9.0" (22.86 cm) — Tijă curbată, lamă inelară angulată	RM-HHR-ORTHO-1-2	\$89
10.0" (25.40 cm) — Tijă curbată, lamă inelară angulată	RM-HHR-ORTHO-1-3	\$94
11.0" (27.94 cm) — Tijă curbată, lamă inelară angulată	RM-HHR-ORTHO-1-4	\$99





Set clasic de depărtătoare Image-Line ACF cu sistem de distracție

SKU **RM-ILACF-1**

PREȚ **\$4,499 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Profundimetru	Codat pe culori
2	Mâner cu blocare prin răsucire	Priză din silicon
1	Cadru longitudinal	Standard
1	Cadru transversal	Standard
2	Lamă bontă	30 mm, argintie
2	Lamă bontă	35 mm, albastră
2	Lamă bontă	40 mm, roșie
2	Lamă bontă	55 mm, neagră
2	Lamă bontă	60 mm, aurie
2	Lamă bontă	65 mm, bleumarin
2	Lamă bontă	70 mm, verde deschis
2	Lamă bontă	75 mm, portocalie
1	Lamă cu dinți scurți	30 mm, argintie
1	Lamă cu dinți scurți	35 mm, albastră
1	Lamă cu dinți scurți	40 mm, roșie
1	Lamă cu dinți scurți	45 mm, verde
1	Lamă cu dinți scurți	50 mm, violet
1	Lamă cu dinți scurți	55 mm, neagră
1	Lamă cu dinți scurți	60 mm, aurie
1	Lamă cu dinți scurți	65 mm, bleumarin
1	Lamă cu dinți lungi	30 mm, argintie
1	Lamă cu dinți lungi	35 mm, albastră
1	Lamă cu dinți lungi	40 mm, roșie
1	Lamă cu dinți lungi	45 mm, verde
1	Lamă cu dinți lungi	50 mm, violet
1	Lamă cu dinți lungi	55 mm, neagră
1	Lamă cu dinți lungi	60 mm, aurie
1	Lamă cu dinți lungi	65 mm, bleumarin
2	Microlamă, bontă	14 x 35 mm, albastră
2	Microlamă, bontă	14 x 40 mm, roșie
2	Microlamă, bontă	14 x 45 mm, verde
2	Microlamă, bontă	14 x 50 mm, violet
2	Microlamă, bontă	14 x 55 mm, neagră
2	Microlamă, bontă	14 x 60 mm, aurie
2	Microlamă, cu dinți scurți	14 x 35 mm
2	Microlamă, cu dinți scurți	14 x 40 mm
2	Microlamă, cu dinți scurți	14 x 45 mm
2	Microlamă, cu dinți scurți	14 x 50 mm
2	Microlamă, cu dinți scurți	14 x 55 mm
2	Microlamă, cu dinți scurți	14 x 60 mm
2	Burghiu elicoidal CVB	Adâncime 8 mm, lungime 5¼"
1	Ghid de găurire pentru distractor CVB	Stâng
1	Ghid de găurire pentru distractor CVB	Drept
1	Distractor pentru corpi vertebrali	Stâng, cremalieră de 100 mm
1	Distractor pentru corpi vertebrali	Drept, cremalieră de 100 mm
2	Șurubelniță CVB	Mâner din silicon
1	Distractor multinivel	Stâng, cremalieră de 120 mm, extensie de 90 mm
1	Distractor multinivel	Drept, cremalieră de 120 mm, extensie de 90 mm
1	Portgrefă osoasă	Vârf de 8 x 15 mm, lungime 210 mm
1	Impactor pentru grefă osoasă	3 mm
1	Impactor pentru grefă osoasă	5 mm
1	Impactor pentru grefă osoasă	8 mm
1	Instrument de tăiere a grefei	Adâncime reglabilă 8.75", lățime 7 mm
1	Șubler ACF	9"
1	Cutie de sterilizare	Casetă cu locașuri dedicate





Depărtător Johnson pentru neurom

SKU **RM-JNR-1**

PREȚ **\$74 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
8.0 cm	RM-JNR-1-1	\$74
10.0 cm	RM-JNR-1-2	\$79
11.0 cm	RM-JNR-1-3	\$84
14.0 cm	RM-JNR-1-4	\$89



Cadru de depărtător Kolbel pentru umăr

SKU **RM-KSRF-23-1**

PREȚ **\$159 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Mic — valvă de 36 mm x 36 mm	RM-KSRF-23-1-1	\$159
Mediu — valvă de 53 mm x 36 mm	RM-KSRF-23-1-2	\$169
Mare — valvă de 68 mm x 36 mm	RM-KSRF-23-1-3	\$179



Depărtător Kolbel pentru țesuturi moi

SKU **RM-KSTR-8IN-1**

PREȚ **\$119 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Kolbel pentru țesuturi moi	Dimensiuni / Detalii: lungime totală de 8" (20.32 cm), lamă curbată cu dinți bonți · Cantitate inclusă: 1	\$119
Husă de protecție / Cutie	Dimensiuni / Detalii: ambalaj individual pentru transport · Cantitate inclusă: 1	\$119



Depărtător lateral pentru corpul adipos

SKU **RM-LFPR-10IN-1**

PREȚ **\$84 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător lateral pentru corpul adipos	Dimensiuni / Detalii: lungime totală de 10" (25.4 cm), lamă curbată lustruită cu lățimea de 41 mm · Cantitate inclusă: 1	\$84
Husă de protecție / Cutie	Dimensiuni / Detalii: ambalaj individual pentru transport · Cantitate inclusă: 1	\$84



Depărtătoare laterale pentru țesuturi moi

SKU **RM-LSTR-ORTHO-1**

PREȚ **\$84 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
9.75 in — lamă de 20 mm	RM-LSTR-ORTHO-1-1	\$84
9.87 in — lamă de 22 mm	RM-LSTR-ORTHO-1-2	\$89





Depărtător Lobster pentru abord lombar anterior

SKU **RM-LALR-1**

PREȚ **\$3,999 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
6	Clemă Lobster pentru depărtător	—
1	Clemă Lobster pentru masa de operație, cu tijă verticală și cuplaj pentru cadru	—
1	Cadru Lobster	—
2	Depărtător pivotant Lobster Mayo, din oțel inoxidabil	2¼" × 2"
1	Depărtător pivotant Lobster Mayo, din oțel inoxidabil	3½" × 2"
1	Depărtător pivotant Lobster Deaver, din oțel inoxidabil	2¼" × 4½"
1	Depărtător pivotant Lobster Harrington, din oțel inoxidabil	2" × 5"
1	Depărtător pivotant maleabil Lobster, din oțel inoxidabil	2" × 6½"
1	Depărtător pivotant maleabil Lobster, din oțel inoxidabil	3" × 6½"
1	Depărtător pivotant Lobster tip barieră, din oțel inoxidabil	4" × 6"
2	Depărtător renal pivotant Lobster, din oțel inoxidabil	1" × 4"
2	Depărtător renal pivotant Lobster, din oțel inoxidabil	1" × 6"
2	Depărtător renal pivotant Lobster, din oțel inoxidabil	1" × 8"
1	Depărtător splanhnic pivotant Lobster, din oțel inoxidabil	1½" × 6"
1	Depărtător splanhnic pivotant Lobster, din oțel inoxidabil	2" × 4½"
1	Depărtător splanhnic pivotant Lobster, din oțel inoxidabil	2" × 6"
1	Depărtător splanhnic pivotant Lobster, din oțel inoxidabil	2" × 8"
1	Cutie de sterilizare	—



Depărtător Love pentru rădăcini nervoase

SKU **RM-LNRR-MAT-1**

PREȚ **\$24 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Profil drept	Lungimi disponibile: 17.5 cm sau 21.5 cm · Rol clinic principal: acces interlaminar liniar direct și mobilizarea rădăcinii emergente · Preț (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Profil angulat la 45 de grade	Lungimi disponibile: 17.5 cm sau 21.5 cm · Rol clinic principal: decompresia recesului lateral și protejarea rădăcinii nervoase subarticulare · Preț (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Profil angulat la 90 de grade	Lungimi disponibile: 17.5 cm sau 21.5 cm · Rol clinic principal: explorare foramină profundă și menținerea sacului dural în poziție medială · Preț (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Husă de protecție / Cutie	Lungimi disponibile: ambalaj standard pentru transport · Rol clinic principal: — · Preț (USD): inclus





Depărtător Love pentru rădăcini nervoase, în baionetă

SKU **RM-LNRR-BAY-21-1**

PREȚ **\$29 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Love pentru rădăcini nervoase (în baionetă)	Dimensiuni / Detalii: lungime totală de 21 cm, tijă în baionetă, lamă concavă pentru nervi · Cantitate inclusă: 1	\$29
Husă de protecție / Cutie	Dimensiuni / Detalii: ambalaj individual pentru transport · Cantitate inclusă: 1	\$29



Depărtător cu profil redus pentru picior și gleznă

SKU **RM-LPFAR-1**

PREȚ **\$84 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
7.5 inches	RM-LPFAR-1-1	\$84
8.75 inches	RM-LPFAR-1-2	\$89




Depărtător Markham-Meyerding pentru hemilaminectomie

SKU **RM-MMHR-17-1**

PREȚ **\$124 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Mic — lamă de 40 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-1	\$104
Mediu — lamă de 50 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-2	\$114
Mare — lamă de 60 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-3	\$124



Cadru rigid de depărtător pentru microdiscectomie de tip McCulloch

SKU **RM-MMRRF-14-1**

PREȚ **\$384 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Cadru rigid de depărtător pentru microdiscectomie de tip McCulloch	Dimensiuni / Detalii: lungime totală de 14 cm, șasiu rigid fără articulații, acționare cu angrenaje · Cantitate inclusă: 1	\$384
Husă de protecție / Cutie	Dimensiuni / Detalii: ambalaj individual pentru transport · Cantitate inclusă: 1	\$384



Depărtător pentru rădăcini nervoase de tip McCulloch

SKU **RM-MNRR-1**

PREȚ **\$64 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
12.8 cm	RM-MNRR-1-1	\$64
14.5 cm	RM-MNRR-1-2	\$74



Depărtător pentru repararea meniscului

SKU **RM-MRR-5IN-1**

PREȚ **\$59 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător pentru repararea meniscului	Dimensiuni / Detalii: lungime totală de 5" (12.7 cm), lamă deflectoră curbată, lustruită · Cantitate inclusă: 1	\$59
Husă de protecție / Cutie	Dimensiuni / Detalii: ambalaj individual pentru transport · Cantitate inclusă: 1	\$59



Depărtător Meyerding

SKU **RM-MDR-18-1**

PREȚ **\$99 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Capăt activ boant	Lungime totală: 18 cm · Rol clinic principal: Îndepărtarea atraumatică a musculaturii paravertebrale și menținerea țesuturilor moi · Preț (USD): \$99.00
1	Capăt activ ascuțit	Lungime totală: 18 cm · Rol clinic principal: Prindere fermă în fascia fibroasă densă și la nivelul inserțiilor tendinoase · Preț (USD): \$99.00
1	Capăt activ dințat	Lungime totală: 18 cm · Rol clinic principal: Ancorare osoasă fără alunecare pe lama vertebrală și marginea fațetei articulare · Preț (USD): \$99.00
1	Capăt activ în formă de șa	Lungime totală: 18 cm · Rol clinic principal: Susținerea fasciculelor musculare prin profilul anatomic și asigurarea accesului pentru decompresia spinală · Preț (USD): \$99.00
1	Husă de protecție / cutie	Lungime totală: Ambalaj standard pentru transport · Rol clinic principal: — · Preț (USD): Inclus



Depărtător Meyerding cu cremalieră

SKU **RM-MRWR-18-1**

PREȚ **\$84 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
32 mm × 25 mm lățime	RM-MRWR-18-1-1	\$84
41 mm × 25 mm lățime	RM-MRWR-18-1-2	\$89
50 mm × 25 mm lățime	RM-MRWR-18-1-3	\$94
57 mm × 25 mm lățime	RM-MRWR-18-1-4	\$99



Depărtătoare pentru chirurgia minim invazivă a genunchiului

SKU **RM-MIKR-1**

PREȚ **\$79 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lungime totală de 19 cm	RM-MIKR-1-1	\$79
Lungime totală de 20 cm	RM-MIKR-1-2	\$84
Lungime totală de 22 cm	RM-MIKR-1-3	\$89



Depărtător MIS pentru rădăcini nervoase

SKU **RM-MIS-NRR-17-1**

PREȚ **\$84 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lamă cu lățimea de 4.7 mm	RM-MIS-NRR-17-1-1	\$84
Lamă cu lățimea de 7.3 mm	RM-MIS-NRR-17-1-2	\$89



Depărtătoare de tip Fukuda modificat

SKU **RM-MFTR-SHLD-1**

PREȚ **\$89 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător de tip Fukuda modificat	Depărtător ortopedic manual cu efect de pârghie asupra humerusului, lamă inelară fenestrată	\$89
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$89



Depărtător pentru rotulă

SKU **RM-PTR-9IN-1**

PREȚ **\$84 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător pentru rotulă	Lungime de 9" (22.86 cm), suprafață de sprijin de 22 mm, lamă de 16 mm, vârf în formă de cârlig	\$84
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$84



Depărtător PCL

SKU **RM-PCLR-25-1**

PREȚ **\$99 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător PCL	Lungime totală de 25 cm (10"), vârf de 21 mm, ansamblu de dinți de 4 mm	\$99
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$99



DEPĂRTĂTOR PERCY PENTRU AMPUTAȚII

SKU **RM-PAR-1**

PREȚ **\$399 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
24.3 cm	RM-PAR-1-1	\$399
35.0 cm	RM-PAR-1-2	\$449
42.0 cm	RM-PAR-1-3	\$499



Depărtător autostatic Perkins

SKU **RM-PSRR-99-1**

PREȚ **\$99 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Model standard cu dinți plini — 13 cm, stânga sau dreapta	RM-PSRR-99-1-1	\$99
2 dinți și lamă ascuțită — 11 cm	RM-PSRR-99-1-2	\$99
2 dinți și lamă ascuțită — 13 cm	RM-PSRR-99-1-3	\$99
3 dinți și lamă ascuțită — 11 cm	RM-PSRR-99-1-4	\$99
3 dinți și lamă ascuțită — 13 cm	RM-PSRR-99-1-5	\$99
Lamă curbă fenestrată — 13 cm, stânga sau dreapta	RM-PSRR-99-1-6	\$99
Lamă plină cu pînten — 12.7 cm, stânga sau dreapta	RM-PSRR-99-1-7	\$99



Sistem de acces chirurgical lombar anterior Phantom AL

SKU **RM-PAL-1**

PREȚ **\$3,999 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
4	Valvă 25 × 60 mm	Valvă de depărtare cu adâncime mică
4	Valvă 25 × 80 mm	Valvă de depărtare cu adâncime medie-mică
4	Valvă 25 × 100 mm	Valvă de depărtare cu adâncime intermediară
4	Valvă 25 × 120 mm	Valvă de depărtare cu adâncime standard
4	Valvă 25 × 140 mm	Valvă de depărtare cu adâncime extinsă
4	Valvă 25 × 160 mm	Valvă de depărtare pentru culoare chirurgicale profunde
4	Valvă 25 × 180 mm	Valvă de depărtare pentru culoare chirurgicale foarte profunde
4	Valvă 25 × 200 mm	Valvă de depărtare cu adâncime maximă de lucru
1	Inel de depărtare	Cadru circular central cu diametrul de 300 mm pentru depărtător
2	Bară de extensie	Extinde sau poziționează ansamblul cadrului depărtătorului
6	Clemă pentru inel	Fixează suporturile și componentele pe inelul depărtătorului
6	Suport pivotant pentru valvă	Asigură montarea reglabilă a valvei pe inel
1	Cheie hexagonală	Cheie manuală de 225 mm pentru reglarea și asamblarea cadrului
2	Braț cu suport pentru inel	Susține și conectează inelul depărtătorului la elementele de fixare pe masa de operație
2	Clemă rotativă pentru masa de operație	Ancorează structura de susținere pe șinele laterale ale mesei de operație
1	Șurubelniță hexagonală	Instrument specializat de înșurubare pentru reglarea sistemului
1	Cutie de sterilizare	Recipient de depozitare din aluminiu perforat, destinat reprocesării





Sistem de acces chirurgical lombar minim invaziv Phantom ML MIS

SKU **RM-PML-1**

PREȚ **\$3,999 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cârlig drept 40 mm	Cârlig îngust specializat pentru retracție
1	Cârlig drept 50 mm	Cârlig îngust specializat pentru retracție
1	Cârlig drept 60 mm	Cârlig îngust specializat pentru retracție
1	Cârlig drept 70 mm	Cârlig îngust specializat pentru retracție
1	Cârlig drept 80 mm	Cârlig îngust specializat pentru retracție
1	Cârlig drept 90 mm	Cârlig îngust specializat pentru retracție
1	Cârlig drept 100 mm	Cârlig îngust specializat pentru retracție
1	Mâner în T pentru controlul pivotării	Mâner de control manual pentru reglarea pivotării
1	Clemă rotativă pentru masa de operație	Fixează ansamblul pe șina laterală a mesei de operație
1	Cablu de lumină	Curbură standard, 10 ft, nesteril; transmite lumina de la sursă la depărtător
1	Sursă de lumină LED	Unitate de iluminare portabilă/de masă
1	Braț articulat angulat	Braț cu articulații multiple și clemă pentru cremalieră, care conectează clemă la cadru
1	Depărtător pivotant cu bază pentru abord lombar MIS	Cadru structural principal de bază pentru abord lombar, cu montare de sus și cremalieră de 225 mm
1	Conector pentru cremalieră	Conectează cremalierele auxiliare la cadrul principal
1	Suport pivotant pentru valva centrală	Cu montare de sus, cremalieră de 130 mm; susține valva centrală și permite controlul pivotării
1	Depărtător pivotant de contraretracție cu braț supralăunțat	Braț de contraretracție pentru stabilitate laterală, cu montare laterală, Sure-Lock și cremalieră de 225 mm
1 pereche	Valve țesite (pereche) 22 x 50 mm	Pereche de valve pentru depărtător cu vârfuri țesite
1 pereche	Valve țesite (pereche) 22 x 60 mm	Pereche de valve pentru depărtător cu vârfuri țesite
1 pereche	Valve țesite (pereche) 22 x 70 mm	Pereche de valve pentru depărtător cu vârfuri țesite
1 pereche	Valve țesite (pereche) 22 x 80 mm	Pereche de valve pentru depărtător cu vârfuri țesite
1 pereche	Valve țesite (pereche) 22 x 90 mm	Pereche de valve pentru depărtător cu vârfuri țesite
1 pereche	Valve țesite (pereche) 22 x 100 mm	Pereche de valve pentru depărtător cu vârfuri țesite
1 pereche	Valve țesite (pereche) 22 x 110 mm	Pereche de valve pentru depărtător cu vârfuri țesite
1 pereche	Valve țesite (pereche) 22 x 120 mm	Pereche de valve pentru depărtător cu vârfuri țesite
1	Valvă de contraretracție cu dinți scurți 14 x 40 mm	Valvă de contraretracție cu dinți scurți de prindere
1	Valvă de contraretracție cu dinți scurți 14 x 50 mm	Valvă de contraretracție cu dinți scurți de prindere
1	Valvă de contraretracție cu dinți scurți 14 x 60 mm	Valvă de contraretracție cu dinți scurți de prindere
1	Valvă de contraretracție cu dinți scurți 14 x 70 mm	Valvă de contraretracție cu dinți scurți de prindere
1	Valvă de contraretracție cu dinți scurți 14 x 80 mm	Valvă de contraretracție cu dinți scurți de prindere
1	Valvă de contraretracție cu dinți scurți 14 x 90 mm	Valvă de contraretracție cu dinți scurți de prindere
1	Valvă de contraretracție cu dinți scurți 14 x 100 mm	Valvă de contraretracție cu dinți scurți de prindere
1	Valvă de contraretracție cu dinți scurți 14 x 110 mm	Valvă de contraretracție cu dinți scurți de prindere
1	Valvă de contraretracție cu dinți scurți 14 x 120 mm	Valvă de contraretracție cu dinți scurți de prindere
1	Valvă tip evantai cu dinți scurți 18 x 50 mm	Valvă tip evantai cu expansiune distală și dinți scurți
1	Valvă tip evantai cu dinți scurți 18 x 60 mm	Valvă tip evantai cu expansiune distală și dinți scurți
2	Valvă tip evantai cu dinți scurți 18 x 70 mm	Valvă tip evantai cu expansiune distală și dinți scurți
2	Valvă tip evantai cu dinți scurți 18 x 80 mm	Valvă tip evantai cu expansiune distală și dinți scurți
2	Valvă tip evantai cu dinți scurți 18 x 90 mm	Valvă tip evantai cu expansiune distală și dinți scurți
2	Valvă tip evantai cu dinți scurți 18 x 100 mm	Valvă tip evantai cu expansiune distală și dinți scurți
2	Valvă tip evantai cu dinți scurți 18 x 110 mm	Valvă tip evantai cu expansiune distală și dinți scurți
2	Valvă tip evantai cu dinți scurți 18 x 120 mm	Valvă tip evantai cu expansiune distală și dinți scurți
1	Dilatator 8 mm	Instrument pentru dilatarea secvențială a țesuturilor
1	Dilatator 13 mm	Instrument pentru dilatarea secvențială a țesuturilor
1	Dilatator 18 mm	Instrument pentru dilatarea secvențială a țesuturilor
1	Dilatator 22 mm	Instrument pentru dilatarea secvențială a țesuturilor
1	Obturator 18 mm	Instrument pentru inserție inițială și ghidare
1	Obturator 22 mm	Instrument pentru inserție inițială și ghidare
1	Cutie de sterilizare	Recipient de depozitare pentru organizare și reprocesare





Depărtător Ranawat pentru genunchi

SKU **RM-RKR-95-1**

PREȚ **\$79 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Ranawat pentru genunchi	Lungime de 9 ½" (24.13 cm), lamă de 17 x 34 mm la 90° (cu vârf bont sau ascuțit)	\$79
Husă / cutie de protecție	Ambalaj individual pentru transport	\$79



Depărtător Hohmann inversat

SKU **RM-RHR-85-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Hohmann inversat	Lungime de 8 ½" (21.59 cm), lamă asimetrică cu dinți bonți, mâner fenestrat	\$69
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$69



Depărtător în S pentru artroplastia totală de genunchi

SKU **RM-STKR-6IN-1**

PREȚ **\$59 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lamă unică de 10 mm — lungime de 6", lamă cu lățimea de 10 mm	RM-STKR-6IN-1-1	\$59
Lamă unică de 20 mm — lungime de 6", lamă cu lățimea de 20 mm	RM-STKR-6IN-1-2	\$59
Configurație cu două capete — lungime de 6", capete de 5 mm & 13 mm	RM-STKR-6IN-1-3	\$59



Depărtător Sandhu pentru rădăcini nervoase

SKU **RM-SNRR-243-1**

PREȚ **\$54 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Sandhu pentru rădăcini nervoase	Lungime totală de 24.3 cm, lamă bontă de 3.2 mm, tijă maleabilă la 90°	\$54
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$54



Depărtător Saxena pentru recoltarea grefelor osoase

SKU **RM-SBGR-1**

PREȚ **\$124 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Variantă de 16.5 cm — Cu striatii sau cu striatii încrucișate	RM-SBGR-1-1	\$124
Variantă de 25.5 cm — Cu striatii sau cu striatii încrucișate	RM-SBGR-1-2	\$149



Depărtător Scoville pentru rădăcini nervoase

SKU **RM-SNRR-235-1**

PREȚ **\$29 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Scoville pentru rădăcini nervoase	Lungime totală de 23.5 cm, vârf angulat și profilat, tijă subțire	\$29
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$29



Depărtător autostatic Scoville

SKU **RM-SSRR-150-1**

PREȚ **\$259 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru autostatic cu șină de ghidare	Șină principală de bază cu cursor, concepută pentru expunerea cavităților în neurochirurgie și chirurgia spinală
1	Valvă laterală detașabilă cu un singur cârlig ascuțit	Valvă cu un singur cârlig de 50 mm, concepută pentru ancorare profundă sub marginile inciziilor în țesuturi groase
1	Valvă laterală detașabilă plină, dințată	Valvă plină pentru depărtarea osoasă de 60 mm x 25 mm, prevăzută cu vârfuri dințate profilate
1	Mecanism integrat de blocare manuală cu șurub	Ansamblu filetat care fixează exact deschiderea orizontală, reducând oboseala utilizatorului
2	Brațe ergonomice ale pensei de depărtare	Tije ușoare cu două brațe, realizate cu margini perimetrale complet netede
1	Ambalaj de protecție pentru depozitare / cutie	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător autostatic Scoville-Haverfield

SKU **RM-SHSRR-150-1**

PREȚ **\$339 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru autostatic cu brațe rabatabile	Cadru articulat cu acțiune de tip foarfecă, care se înclină în jos, în afara câmpului vizual
1	Valvă laterală detașabilă cu un singur vârf ascuțit	Valvă cu o singură gheară de 50 mm, concepută pentru ancorare profundă sub marginile inciziei
1	Valvă laterală plină, dințată, detașabilă	Valvă plată plină de 60 mm x 25 mm pentru retrație osoasă, prevăzută cu un vârf cu microdinți
1	Angrenaj integrat de blocare manuală cu șurub	Mecanism cu filet central care menține ferm poziția deschisă pentru a limita oboseala
2	Brațe ergonomice de pensă pentru depărtare	Brațe de mâner cu structură ușoară, forjate cu contururi complet netede
1	Ambalaj de protecție pentru depozitare / cutie	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător autostatic Scoville-Richter

SKU **RM-SRSRR-155-1**

PREȚ **\$395 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Șină a cadrului de bază autostatic	Cadru principal cu bară de glisare, conceput pentru menținerea expunerii unor câmpuri mici cu țesuturi rezistente
1	Valvă laterală detașabilă, semi-ascuțită, cu 3 dinți	Accesoriu cu vârf tip gheară de 62 mm x 37 mm, conceput pentru fixarea suprafețelor tisulare profunde
1	Valvă laterală detașabilă, semi-ascuțită, cu 4 dinți	Accesoriu cu vârf tip gheară de 62 mm x 52 mm, conceput pentru îndepărtarea unor margini tisulare mai ample
1	Mecanism integrat de blocare manuală cu șurub și angrenaj	Clemă mecanică acționată prin rotație, care menține deschiderea fixă pentru a reduce la minimum oboseala
2	Brațe ergonomice ale pensei depărtătoare	Două mânere ușoare, profilate, cu margini complet netede pe întregul contur
1	Ambalaj de protecție pentru depozitare / cutie	Ambalaj standard pentru transport



Set de depărtătoare pentru coloana cervicală SHADOWLINE Trimline

SKU **RM-STCSRS-1**

PREȚ **\$2,999 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Profundimetru cu codificare cromatică	Instrumente și cadre — standard
2	Mâner de depărtător cu blocare (cu montare laterală)	Instrumente și cadre — standard
1	Cadru transversal de depărtător cu treaptă de coborâre	Instrumente și cadre — cu articulație dublă, cu montare laterală
1	Cadru transversal de depărtător	Instrumente și cadre — cu articulație dublă, cu montare laterală (deschidere de 120 mm)
1	Casetă pentru instrumente	Depozitare și protecție — tavă de organizare
1	Cutie de sterilizare	Depozitare și protecție — recipient perforat
2	Valvă pentru țesuturi, argintie	Valve boante pentru țesuturi (perechi) — 30 mm x 23 mm
2	Valvă pentru țesuturi, albastră	Valve boante pentru țesuturi (perechi) — 35 mm x 23 mm
2	Valvă pentru țesuturi, roșie	Valve boante pentru țesuturi (perechi) — 40 mm x 23 mm
2	Valvă pentru țesuturi, verde	Valve boante pentru țesuturi (perechi) — 45 mm x 23 mm
2	Valvă pentru țesuturi, violetă	Valve boante pentru țesuturi (perechi) — 50 mm x 23 mm
2	Valvă pentru țesuturi, neagră	Valve boante pentru țesuturi (perechi) — 55 mm x 23 mm
2	Valvă pentru țesuturi, aurie	Valve boante pentru țesuturi (perechi) — 60 mm x 23 mm
2	Valvă pentru țesuturi, bleumarin	Valve boante pentru țesuturi (perechi) — 65 mm x 23 mm
2	Valvă pentru țesuturi, verde deschis	Valve boante pentru țesuturi (perechi) — 70 mm x 23 mm
2	Valvă pentru țesuturi, portocalie	Valve boante pentru țesuturi (perechi) — 75 mm x 75 mm
2	Valvă îngustă pentru mușchi, albastră	Valve înguste pentru mușchi (dinți scurți, perechi) — 35 mm x 14 mm
2	Valvă îngustă pentru mușchi, roșie	Valve înguste pentru mușchi (dinți scurți, perechi) — 40 mm x 14 mm
2	Valvă îngustă pentru mușchi, verde	Valve înguste pentru mușchi (dinți scurți, perechi) — 45 mm x 14 mm
2	Valvă îngustă pentru mușchi, violetă	Valve înguste pentru mușchi (dinți scurți, perechi) — 50 mm x 14 mm
2	Valvă îngustă pentru mușchi, neagră	Valve înguste pentru mușchi (dinți scurți, perechi) — 55 mm x 14 mm
2	Valvă îngustă pentru mușchi, aurie	Valve înguste pentru mușchi (dinți scurți, perechi) — 60 mm x 14 mm
1	Valvă laterală pentru mușchi, argintie	Valve laterale pentru mușchi (dinți scurți, individuale) — 30 mm x 23 mm
1	Valvă laterală pentru mușchi, albastră	Valve laterale pentru mușchi (dinți scurți, individuale) — 35 mm x 23 mm
1	Valvă laterală pentru mușchi, roșie	Valve laterale pentru mușchi (dinți scurți, individuale) — 40 mm x 23 mm
1	Valvă laterală pentru mușchi, verde	Valve laterale pentru mușchi (dinți scurți, individuale) — 45 mm x 23 mm
1	Valvă laterală pentru mușchi, violetă	Valve laterale pentru mușchi (dinți scurți, individuale) — 50 mm x 23 mm
1	Valvă laterală pentru mușchi, neagră	Valve laterale pentru mușchi (dinți scurți, individuale) — 55 mm x 23 mm
1	Valvă laterală pentru mușchi, aurie	Valve laterale pentru mușchi (dinți scurți, individuale) — 60 mm x 23 mm
1	Valvă laterală pentru mușchi, bleumarin	Valve laterale pentru mușchi (dinți scurți, individuale) — 65 mm x 23 mm
1	Valvă mediană pentru mușchi, argintie	Valve mediane pentru mușchi (dinți lungi, individuale) — 30 mm x 23 mm
1	Valvă mediană pentru mușchi, albastră	Valve mediane pentru mușchi (dinți lungi, individuale) — 35 mm x 23 mm
1	Valvă mediană pentru mușchi, roșie	Valve mediane pentru mușchi (dinți lungi, individuale) — 40 mm x 23 mm
1	Valvă mediană pentru mușchi, verde	Valve mediane pentru mușchi (dinți lungi, individuale) — 45 mm x 23 mm
1	Valvă mediană pentru mușchi, violetă	Valve mediane pentru mușchi (dinți lungi, individuale) — 50 mm x 23 mm
1	Valvă mediană pentru mușchi, neagră	Valve mediane pentru mușchi (dinți lungi, individuale) — 55 mm x 23 mm
1	Valvă mediană pentru mușchi, aurie	Valve mediane pentru mușchi (dinți lungi, individuale) — 60 mm x 23 mm
1	Valvă mediană pentru mușchi, bleumarin	Valve mediane pentru mușchi (dinți lungi, individuale) — 65 mm x 23 mm
2	Valvă îngustă pentru țesuturi, albastră	Valve înguste pentru țesuturi (boante, perechi) — 35 mm x 14 mm
2	Valvă îngustă pentru țesuturi, roșie	Valve înguste pentru țesuturi (boante, perechi) — 40 mm x 14 mm
2	Valvă îngustă pentru țesuturi, verde	Valve înguste pentru țesuturi (boante, perechi) — 45 mm x 14 mm
2	Valvă îngustă pentru țesuturi, violetă	Valve înguste pentru țesuturi (boante, perechi) — 50 mm x 14 mm
2	Valvă îngustă pentru țesuturi, neagră	Valve înguste pentru țesuturi (boante, perechi) — 55 mm x 14 mm
2	Valvă îngustă pentru țesuturi, aurie	Valve înguste pentru țesuturi (boante, perechi) — 60 mm x 14 mm





Depărtător pentru expunerea glenei în artroplastia umărului

SKU **RM-SAR-GE-775-1**

PREȚ **\$79 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător pentru expunerea glenei în artroplastia umărului	Lungime de 7 ¾" (19.68 cm), lamă lată de 40 mm, mâner ergonomic în T	\$79
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$79



Depărtător Sofield

SKU **RM-SFR-SERIES-1**

PREȚ **\$46 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Mărimea #1 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-1	\$46
Mărimea #2 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-2	\$46
Mărimea #3 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-3	\$46
Mărimea #4 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-4	\$46
Mărimea #5 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-5	\$46
Mărimea #6 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-6	\$46



Depărtătoare Hohmann suprapozabile

SKU **RM-SHR-1**

PREȚ **\$89 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
8 ¾" (20.96 cm) — Lamă standard, lată sau îndoită	RM-SHR-1-1	\$89
9 ¾" (23.50 cm) — Lamă standard, lată sau îndoită	RM-SHR-1-2	\$99



Depărtător Super-Slide pentru laminectomie

SKU **RM-SSLR-1**

PREȚ **\$2,499 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru de depărtător	Cadrul structural principal al sistemului de depărtare
4	Valve mici	Valve mici cu adâncime de 2" pentru depărtare chirurgicală
4	Valve medii	Valve cu adâncime medie de 3"
4	Valve mari	Valve cu adâncime mare de 4"
4	Valve suplimentare	Valve cu adâncime extinsă de 4¾"
1	Cutie de sterilizare	Recipient pentru organizarea și depozitarea setului complet



Placă retractoare chirurgicală din plumb pentru mână

SKU **RM-SLHRP-199-1**

PREȚ **\$199 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Placă retractoare chirurgicală din plumb pentru mână	Placă retractoare din plumb maleabil, în formă de mână de adult	\$199
Husă protectoare / Cutie	Ambalaj standard pentru transport	\$199



Depărtător cu mâner în T și lamă angulată

SKU **RM-THRAB-1**

PREȚ **\$99 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
8.0" (20.32 cm) — lamă dințată de 110×32 mm sau 120×32 mm	RM-THRAB-1-1	\$99
11.0" (27.94 cm) — lamă dințată de 110×32 mm sau 120×32 mm	RM-THRAB-1-2	\$109
14.0" (35.56 cm) — lamă dințată de 110×32 mm sau 120×32 mm	RM-THRAB-1-3	\$139



Depărtător spinal Taylor

SKU **RM-TSR-1**

PREȚ **\$74 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
7 ¼" (18.42 cm) — adâncime de 3" (7.62 cm) — Laminectomie posterioară cervicală și toracică, coloană vertebrală la adolescenți	RM-TSR-1-1	\$74
7 ½" (19.05 cm) — adâncime de 3" sau 4" — Laminectomie și discectomie lombară standard la adulți	RM-TSR-1-2	\$79
8.0" (20.32 cm) — adâncime de 4" (10.16 cm) — Fuziune lombară profundă, chirurgie spinală la pacienți bariatrici și expuneri sacrale	RM-TSR-1-3	\$89



Depărtător Toennis pentru rădăcini nervoase

SKU **RM-TNRR-15-1**

PREȚ **\$29 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Toennis pentru rădăcini nervoase	Lungime totală de 15 cm, tijă subțire, vârf în formă de cârlig neted și profilat	\$29
Husă / cutie de protecție	Ambalaj individual pentru transport	\$29



Depărtător pentru componenta glenosferică în artroplastia totală și inversată de umăr

SKU **RM-TRSAGCR-26-1**

PREȚ **\$109 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător pentru componenta glenosferică în artroplastia totală și inversată de umăr	Lungime de 10 ¾" (26.03 cm), vârf cu doi dinți de 24 mm, mâner ergonomic	\$109
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$109




Sistem de depărtătoare tubulare

SKU **RM-TRS-MIS-1**

PREȚ **\$2,199 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 12-14 mm, lungime 30 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 12-14 mm, lungime 40 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 12-14 mm, lungime 50 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 12-14 mm, lungime 60 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 12-14 mm, lungime 70 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 12-14 mm, lungime 80 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 12-14 mm, lungime 90 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 14-16 mm, lungime 30 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 14-16 mm, lungime 40 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 14-16 mm, lungime 50 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 14-16 mm, lungime 60 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 14-16 mm, lungime 70 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 14-16 mm, lungime 80 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 14-16 mm, lungime 90 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 16-18 mm, lungime 30 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 16-18 mm, lungime 40 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 16-18 mm, lungime 50 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 16-18 mm, lungime 60 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 16-18 mm, lungime 70 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 16-18 mm, lungime 80 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 16-18 mm, lungime 90 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 18-20 mm, lungime 30 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 18-20 mm, lungime 40 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 18-20 mm, lungime 50 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 18-20 mm, lungime 60 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 18-20 mm, lungime 70 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 18-20 mm, lungime 80 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 18-20 mm, lungime 90 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 27-29 mm, lungime 30 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 27-29 mm, lungime 40 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 27-29 mm, lungime 50 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 27-29 mm, lungime 60 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 27-29 mm, lungime 70 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 27-29 mm, lungime 80 mm
1	Depărtător tubular MIS Neupsy Key	Diametru 27-29 mm, lungime 90 mm
1	Dilatator pentru depărtător tubular MIS	Diametru 6 mm
1	Dilatator pentru depărtător tubular MIS	Diametru 8 mm
1	Dilatator pentru depărtător tubular MIS	Diametru 10 mm
1	Dilatator pentru depărtător tubular MIS	Diametru 12 mm
1	Dilatator pentru depărtător tubular MIS	Diametru 14 mm
1	Dilatator pentru depărtător tubular MIS	Diametru 16 mm
1	Dilatator pentru depărtător tubular MIS	Diametru 18 mm
1	Braț flexibil tubular	Braț de susținere cu articulații multiple
1	Set de cleme pentru masa de operație	Sistem de fixare pe șina mesei de operație
1	Cutie de sterilizare	Cutie cu locașuri dedicate pentru reprocesare organizată





Depărtător Wallace pentru genunchi

SKU **RM-WKR-5IN-1**

PREȚ **\$79 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Wallace pentru genunchi	Lungime totală de 5" (12.7 cm), cadru autostatic cu două brațe, mecanism de blocare cu șurub	\$79
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$79



Depărtător Williams pentru discectomie

SKU **RM-WDR-1**

PREȚ **\$94 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
50 mm x 20 mm (stânga sau dreapta)	RM-WDR-1-1	\$94
70 mm x 20 mm (stânga sau dreapta)	RM-WDR-1-2	\$99



Depărtător Williams pentru fracturi de radius distal

SKU **RM-WDRFR-45-1**

PREȚ **\$189 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lamă curbată spre stânga — lungime de 4.5" (11.43 cm), dinți bonți angulați, curbă spre stânga	RM-WDRFR-45-1-1	\$189
Lamă curbată spre dreapta — lungime de 4.5" (11.43 cm), dinți bonți angulați, curbă spre dreapta	RM-WDRFR-45-1-2	\$189




Depărtător Williams pentru discectomie spinală

SKU **RM-WSDR-153-1**

PREȚ **\$149 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Adâncime de 50 mm – 70 mm (10 sau 20 mm) — orientare spre stânga sau spre dreapta	RM-WSDR-153-1-1	\$149
Adâncime de 80 mm – 90 mm (10 sau 20 mm) — orientare spre stânga sau spre dreapta	RM-WSDR-153-1-2	\$149
Adâncime de 110 mm (10 sau 20 mm) — orientare spre stânga sau spre dreapta	RM-WSDR-153-1-3	\$149



Depărtător autostatic Wiltse-Gelpi

SKU **RM-WGSRR-1**

PREȚ **\$99 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Configurație de 28.0 cm — Brațe curbate spre exterior, vârfuri ascuțite, blocare cu clichet	RM-WGSRR-1-1	\$99
Configurație de 30.5 cm — Brațe curbate spre exterior, vârfuri ascuțite, blocare cu clichet	RM-WGSRR-1-2	\$109





Set de depărtătoare Image-Line ACF cu eliberare rapidă și instrumentar de distracție

SKU **RM-ILACF-QR-1**

PREȚ **\$4,999 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Profundimetru	Codificat cromatic
2	Mâner cu arc	Mecanism de eliberare rapidă
1	Cadru longitudinal	Standard, cu eliberare rapidă
1	Cadru longitudinal (cu acoperire Panther)	Suprafață care absoarbe reflexiile luminoase
1	Cadru transversal	Standard, cu eliberare rapidă
1	Cadru transversal (cu acoperire ceramică Panther)	Acoperire ceramică antireflex
2	Lamă bontă	30 mm, argintiu
2	Lamă bontă	35 mm, albastru
2	Lamă bontă	40 mm, roșu
2	Lamă bontă	45 mm, verde
2	Lamă bontă	50 mm, violet
2	Lamă bontă	55 mm, negru
2	Lamă bontă	60 mm, auriu
2	Lamă bontă	65 mm, bleumarin
2	Lamă bontă	70 mm, verde deschis
2	Lamă bontă	75 mm, portocaliu
1	Lamă cu dinți scurți	30 mm, argintiu
1	Lamă cu dinți scurți	35 mm, albastru
1	Lamă cu dinți scurți	40 mm, roșu
1	Lamă cu dinți scurți	45 mm, verde
1	Lamă cu dinți scurți	50 mm, violet
1	Lamă cu dinți scurți	55 mm, negru
1	Lamă cu dinți scurți	60 mm, auriu
1	Lamă cu dinți scurți	65 mm, bleumarin
1	Lamă cu dinți lungi	30 mm, argintiu
1	Lamă cu dinți lungi	35 mm, albastru
1	Lamă cu dinți lungi	40 mm, roșu
1	Lamă cu dinți lungi	45 mm, verde
1	Lamă cu dinți lungi	50 mm, violet
1	Lamă cu dinți lungi	55 mm, negru
1	Lamă cu dinți lungi	60 mm, auriu
1	Lamă cu dinți lungi	65 mm, bleumarin
2	Microlamă bontă	14 x 35 mm, albastru
2	Microlamă bontă	14 x 40 mm, roșu
2	Microlamă bontă	14 x 45 mm, verde
2	Microlamă bontă	14 x 50 mm, violet
2	Microlamă bontă	14 x 55 mm, negru
2	Microlamă bontă	14 x 60 mm, auriu
2	Microlamă cu dinți scurți	14 x 35 mm
2	Microlamă cu dinți scurți	14 x 40 mm
2	Microlamă cu dinți scurți	14 x 45 mm
2	Microlamă cu dinți scurți	14 x 50 mm
2	Microlamă cu dinți scurți	14 x 55 mm
2	Microlamă cu dinți scurți	14 x 60 mm
1	Burghiu elicoidal CVB	Adâncime 8 mm, lungime 5¼"
1	Ghid de găurire pentru distractor CVB, stâng	Standard
1	Ghid de găurire pentru distractor CVB, drept	Standard
1	Distractor pentru corpi vertebrali, stâng	Cremalieră de 100 mm
1	Distractor pentru corpi vertebrali, drept	Cremalieră de 100 mm
2	Șurubelniță CVB cu mâner din silicon	Standard
1	Distractor multinivel, stâng	Cremalieră de 120 mm, extensie de 90 mm
1	Distractor multinivel, drept	Cremalieră de 120 mm, extensie de 90 mm
1	Portgrefă osoasă	Vârf de 8 x 15 mm, lungime 210 mm
1	Impactor pentru grefă osoasă	3 mm
1	Impactor pentru grefă osoasă	5 mm
1	Impactor pentru grefă osoasă	8 mm
1	Instrument de tăiere a grefelor	Adâncime reglabilă 8.75", lățime 7 mm
1	Șubler ACF	9"
1	Cutie de sterilizare	Cutie de organizare de înaltă rezistență






Depărtător Bookwalter pentru abord posterior al coloanei vertebrale

SKU **RM-BPSR-1**

PREȚ **\$2,399 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Stâlp de susținere	12" (30.5 cm)
1	Cuplaj pentru stâlp	Standard
1	Bară orizontală	Diametru de 1" (2.5 cm)
6	Mecanisme cu clichet standard	Neînclinabile
4	Mecanisme cu clichet înclinabile	Reglabile la unghiuri multiple
1	Segmente semicirculare de inel	Diametru de 8½" (21.6 cm)
1	Segment drept de inel	Diametru de 4" (10.2 cm)
1	Segment drept de inel	Diametru de 6" (15.2 cm)
1	Segment drept de inel	Diametru de 8" (20.3 cm)
2	Valve Meyerding	⅝" × 2½" (1.7 × 5.9 cm)
2	Valve Meyerding	1" × 3½" (2.5 × 8.5 cm)
2	Valve Meyerding	2" × 3¾" (5.1 × 9.5 cm)
2	Cârlige Scoville	Mici
2	Cârlige Scoville	Mari
2	Depărtătoare tip greblă cu 3 dinți	Lățime ⅝" × adâncime ¼" (1.7 × 1.9 cm)
2	Depărtătoare tip greblă cu 4 dinți	Lățime ¾" × adâncime ⅝" (1.9 × 0.8 cm)
2	Depărtătoare tip greblă cu 6 dinți	Lățime 1" × adâncime ⅝" (2.5 × 0.8 cm)
1	Cutie de sterilizare	Cutie de protecție



Set de depărtătoare cervicale Tedan Phantom CS-1600

SKU **RM-TPCS1600-SET-1**

PREȚ **\$2,899 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
10 perechi (20 de lame în total)	Lame de depărtător cu margini boante	Lungimi de la 30 mm la 75 mm (în trepte de 5 mm)
6 perechi (12 lame în total)	Lame de depărtător cu margini microboante	Lungimi de la 35 mm la 60 mm (în trepte de 5 mm)
8 lame	Lame de depărtător cu dinți lungi	Lungimi de la 30 mm la 65 mm (în trepte de 5 mm)
1 pereche (2 lame în total)	Lame tip paletă	Compatibile cu cadrul standard de distracție multidirecțională
2 mâner	Mâner de depărtător cu montare laterală	Design ergonomic, cu deblocare prin rotire, pentru schimbarea rapidă a lamelor modulare
1 profundimetru	Profundimetru codificat cromatic	Calibrat pentru măsurarea rapidă a adâncimii țesuturilor moi
1 ansamblu	Burghiu elicoidal cu mâner de acționare	Ansamblu manual de burghiu pentru găurirea inițială destinată șuruburilor de distracție
1 ghidaj	Ghidaj de găurire dublu	Pentru asigurarea distanțării precise și a paralelismului între șuruburile de distracție vertebrală
1 ghidaj	Ghidaj de găurire simplu	Pentru plasarea independentă sau modulară a șuruburilor de distracție
1 burghiu	Burghiu elicoidal	Burghiu de schimb dedicat realizării găurilor pilot pentru șuruburile de distracție
2 șurubelnițe	Șurubelnițe pentru șuruburi de distracție	Șurubelnițe manuale cu priză sigură pentru montarea piilor de tip Caspar
1 instrument	Șubler de măsurare	Instrument de măsurare de precizie pentru verificarea înălțimii discului și a toleranțelor spațiului pentru implant
1 instrument	Impactor osos cu protecție	Instrument chirurgical de poziționare cu două capete și profil de 6 mm × 10 mm
1 container	Cutie de sterilizare	Tavă chirurgicală robustă pentru organizare, cu locașuri adaptate instrumentelor





Depărtător autostatic ALM

SKU **RM-ASRR-1**

PREȚ **\$89 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
7 cm (aprox. 2.75"), dinți 4x4 ascuțiți sau bonți	RM-ASRR-1-1	\$89
10 cm (aprox. 4.0"), dinți 4x4 ascuțiți sau bonți	RM-ASRR-1-2	\$99



Depărtătoare autostatice ambidextre

SKU **RM-ASRR-AMB-1**

PREȚ **\$239 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Configurație cu 4x3 dinți	RM-ASRR-AMB-1-1	\$239
Configurație cu 4x4 dinți	RM-ASRR-AMB-1-2	\$249
Configurație cu 7x7 dinți	RM-ASRR-AMB-1-3	\$259




Depărtător Army-Navy - set de două instrumente

SKU **RM-ANR-SET-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Army-Navy	Lungime totală de 21 cm, lame la ambele capete	\$49
Husă de protecție / cutie	Ambalaj standard pentru transport	\$49



Depărtător autostatic Balfour Baby

SKU **RM-BBSRR-1**

PREȚ **\$299 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1 set (2 valve)	Valve laterale	Adâncime de 60 mm
1	Valvă centrală Balfour	Lățime de 21 mm x adâncime de 24 mm
1	Cadru de depărtător Balfour	125 x 90 mm




Depărtător Balfour

SKU **RM-BR-STD-1**

PREȚ **\$299 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru de depărtare Balfour	200 x 155 mm, 200 x 235 mm sau 200 x 265 mm
1 pereche	Valve laterale de retracție	Integrate/detașabile (adâncime de 60 mm sau 90 mm)
1	Valvă centrală reglabilă	47 x 80 mm, 62 x 76 mm sau 80 x 80 mm
1	Ambalaj de protecție pentru depozitare	Cutie individuală pentru transport



Depărtător autostatic Balfour USA

SKU **RM-BUSRR-1**

PREȚ **\$399 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
4 seturi (8 valve în total)	Valve laterale	Adâncimi de 65 mm, 85 mm, 105 mm și 155 mm
1	Valvă centrală Balfour	70 mm lățime x 70 mm adâncime
1	Valvă centrală dreaptă	70 mm lățime x 100 mm adâncime
1	Cadru Balfour	Cadru central de susținere structurală, cu șurub de blocare acționat manual



Depărtător Boley

SKU **RM-BR-16-1**

PREȚ **\$85 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Boley	Lungime totală de 16 cm, lame la ambele capete	\$85
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$85



Depărtător Brewster

SKU **RM-BRW-1**

PREȚ **\$159 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Clasa 'E' (1.9 × 3.8 cm)	RM-BRW-1-1	\$159
Clasa 'D' (4.4 × 2.5 cm)	RM-BRW-1-2	\$164
Clasa 'C' (5.1 × 3.5 cm)	RM-BRW-1-3	\$169
Clasa 'B' (5.7 × 4.4 cm)	RM-BRW-1-4	\$174
Clasa 'A' (6.3 × 4.7 cm)	RM-BRW-1-5	\$179



Depărtător Brunner

SKU **RM-BRUN-1**

PREȚ **\$54 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
89 × 19 mm	RM-BRUN-1-1	\$54
101 × 25 mm	RM-BRUN-1-2	\$56
120 × 25 mm	RM-BRUN-1-3	\$58
130 × 29 mm	RM-BRUN-1-4	\$60
140 × 29 mm	RM-BRUN-1-5	\$62
159 × 29 mm	RM-BRUN-1-6	\$64
178 × 29 mm	RM-BRUN-1-7	\$69




Depărtător pentru spitale de pediatrie

SKU **RM-CHR-PED-1**

PREȚ **\$39 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător pentru spitale de pediatrie	Lungime totală de 14 cm, lame pediatrică la ambele capete	\$39
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$39



Depărtător Collin Hartmann în formă de S

SKU **RM-CHSR-1**

PREȚ **\$29 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Collin Hartmann în formă de S	Lungime totală de 16 cm, două capete de 52x33 mm și 30x21 mm	\$29
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$29



Depărtător Cope cu două capete

SKU **RM-CRDE-1**

PREȚ **\$29 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Cope cu două capete	Lungime totală de 18 cm, două lame de 6.0 mm & 11.0 mm	\$29
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$29



Depărtător Crile cu două capete

SKU **RM-CRDE-RET-1**

PREȚ **\$29 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Varianta #1 — 11 × 3 mm (1/8" × 7/16") & 20 × 6 mm (1/4" × 13/16")	RM-CRDE-RET-1-1	\$29
Varianta #2 — 1/4" × 1/2" & 3/8" × 7/8"	RM-CRDE-RET-1-2	\$35



Depărtător Czerny cu două capete

SKU **RM-CRDE-CZ-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Czerny cu două capete	Lungime totală de 17.5 cm, lame la ambele capete de 38 × 22 mm	\$44
Husă / cutie de protecție	Ambalaj individual pentru transport	\$44





Depărtător Deaver

SKU **RM-DR-STD-1**

PREȚ **\$59 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
18 cm L x 10 mm / 19 mm W — Expunere în chirurgia pediatrică, abdominală superficială și tiroidiană	RM-DR-STD-1-1	\$59
20 cm L x 13 mm / 16 mm / 26 mm W — Acces pentru apendicectomie standard și laparotomie de mică amploare	RM-DR-STD-1-2	\$63
21 cm L x 23 mm W — Depărtarea peretelui abdominal și a țesuturilor pelvine la adâncime intermediară	RM-DR-STD-1-3	\$69
23 cm L x 26 mm W — Expunere standard pentru laparotomie exploratorie la adulți	RM-DR-STD-1-4	\$71
26 cm L x 26 mm W — Acces profund în chirurgia pelvină și ginecologică	RM-DR-STD-1-5	\$73
30 cm L x 26 mm / 38 mm / 50 mm W — Îndepărtare amplă a viscerelor și ficatului din câmpul operator	RM-DR-STD-1-6	\$75
30 cm L x 76 mm / 101 mm W — Sustinere pe o suprafață foarte lată a peretelui abdominal și a viscerelor în chirurgia bariatrică	RM-DR-STD-1-7	\$81
33 cm L x 26 mm W — Chirurgie oncologică retroperitoneală și pelvină profundă	RM-DR-STD-1-8	\$85
36 cm L x 26 mm W — Expunere la adâncime maximă în chirurgia bariatrică și aortică	RM-DR-STD-1-9	\$87



Depărtător Deaver cu mâner subțire

SKU **RM-DRTH-1**

PREȚ **\$59 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
12" (aprox. 30.5 cm) — 25, 38, 50 sau 75 mm — Depărtare standard a peretelui abdominal și a viscerelor pelvine	RM-DRTH-1-1	\$59
13" (aprox. 33.0 cm) — 25, 38, 50 sau 75 mm — Acces retroperitoneal profund, în chirurgia bariatrică și în chirurgia ortopedică a șoldului	RM-DRTH-1-2	\$64



Depărtătoare Deaver cu mâner gol pe interior

SKU **RM-DRHGH-1**

PREȚ **\$64 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
7" (aprox. 17.8 cm) — Expunerea plăgilor operatorii pediatrice și abdominale superficiale	RM-DRHGH-1-1	\$64
8" – 8 ½" (aprox. 20.3 – 21.6 cm) — Retracție standard în apendicectomie și în chirurgia tiroidiană și pelvină	RM-DRHGH-1-2	\$66
9" – 10" (aprox. 22.9 – 25.4 cm) — Expunere standard în laparotomie exploratorie la adulți	RM-DRHGH-1-3	\$70
10 ½" (aprox. 26.7 cm) — Câmpuri operatorii profunde în chirurgia pelvină și ginecologică	RM-DRHGH-1-4	\$74
12" – 13" (aprox. 30.5 – 33.0 cm) — Deplasarea viscerelor în profunzime și ridicarea ficatului/splinei	RM-DRHGH-1-5	\$76
14" (aprox. 35.6 cm) — Chirurgie bariatrică și retroperitoneală cu acces la adâncime maximă	RM-DRHGH-1-6	\$80




Depărtător tip greblă pentru planuri profunde

SKU **RM-DRR-1**

PREȚ **\$68 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Adâncime de 38 mm — 57 mm lățime x 38 mm adâncime — Retracție subcutanată și musculară la adâncime intermediară	RM-DRR-1-1	\$68
Adâncime de 51 mm — 57 mm lățime x 51 mm adâncime — Expunere standard a peretelui abdominal și a articulațiilor în chirurgia ortopedică	RM-DRR-1-2	\$72
Adâncime de 63 mm — 57 mm lățime x 63 mm adâncime — Deplasare în profunzime a planșeului pelvin și a musculaturii paraspinale	RM-DRR-1-3	\$76
Adâncime de 76 mm — 57 mm lățime x 76 mm adâncime — Tracțiune la adâncime maximă în chirurgia bariatrică și pentru mase musculare voluminoase	RM-DRR-1-4	\$80



Depărtător Denis-Browne

SKU **RM-DBR-SET-1**

PREȚ **\$499 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru de bază circular cu automenținere	Cadru de 175 mm x 150 mm care permite vizibilitate din toate direcțiile
2 (1 pereche)	Valve interschimbabile pentru țesuturi superficiale	Vârfuri curbate de 40 mm x 30 mm ideale pentru straturi delicate
2 (1 pereche)	Valve interschimbabile pentru țesuturi profunde	Vârfuri curbate de 40 mm x 40 mm optimizate pentru țesuturi voluminoase
4	Dispozitive interschimbabile de blocare cu știft, cu glisare rapidă	Mecanism de fixare prin glisare și blocare pentru reducerea solicitării degetelor
1	Recipient de depozitare / cutie de protecție	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător autostatic Desai

SKU **RM-DSRR-1**

PREȚ **\$129 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător autostatic Desai	Lungime de 7.25" (18.41 cm), valve cu buclă deschisă la 90°, blocare cu cremalieră	\$129
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$129



Depărtător Dockhorn

SKU **RM-DOCK-1**

PREȚ **\$64 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lamă de 12.0 mm x 40.0 mm	RM-DOCK-1-1	\$64
Lamă de 14.0 mm x 55.0 mm	RM-DOCK-1-2	\$69



Depărtător abdominal Doyen

SKU **RM-DAR-25-1**

PREȚ **\$94 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lamă cu lățimea de 90 mm — 25 cm	RM-DAR-25-1-1	\$94
Lamă cu lățimea de 100 mm — 25 cm	RM-DAR-25-1-2	\$99
Lamă cu lățimea de 115 mm — 25 cm	RM-DAR-25-1-3	\$104



Depărtător Doyen

SKU **RM-DR-22-1**

PREȚ **\$99 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lamă de 30 x 30 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-1	\$89
Lamă de 32 x 40 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-2	\$94
Lamă de 40 x 50 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-3	\$99
Lamă de 40 x 60 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-4	\$104
Lamă de 45 x 75 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-5	\$109
Lamă de 65 x 85 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-6	\$114




Depărtător Farabeuf

SKU **RM-FBR-SET-1**

PREȚ **\$24 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Set de 12 cm (aprox. 4.7")	RM-FBR-SET-1-1	\$24
Set de 15 cm (aprox. 6.0")	RM-FBR-SET-1-2	\$29



Depărtător Farr cu arc

SKU **RM-FSR-1**

PREȚ **\$34 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
4 cm — Lamă plată sau vârf ascuțit	RM-FSR-1-1	\$34
5 cm — Lamă plată sau vârf ascuțit	RM-FSR-1-2	\$36
5.5 cm — Lamă plată sau vârf ascuțit	RM-FSR-1-3	\$38
6 cm — Lamă plată sau vârf ascuțit	RM-FSR-1-4	\$40
7.8 cm — Lamă plată sau vârf ascuțit	RM-FSR-1-5	\$42
14 cm — Lamă plată sau vârf ascuțit	RM-FSR-1-6	\$44



Depărtător Deaver cu fibră optică

SKU **RM-FODR-1**

PREȚ **\$139 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Depărtător Deaver cu fibră optică	Măner de 8" (20.3 cm), lamă curbată de 1" (25 mm), fascicul de fibre optice
1	Adaptor universal pentru cablul de lumină	Se conectează la cablurile standard de fibră optică din sala de operație
1	Husă / cutie de protecție	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător Fischl cu spatulă în formă de încălțător

SKU **RM-FSHR-16-1**

PREȚ **\$24 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Fischl cu spatulă în formă de încălțător	Lungime totală de 16 cm, lamă curbată de tip spatulă în formă de încălțător	\$24
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$24



Depărtător Goelet

SKU **RM-GLR-185-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Goelet	Lungime de 18.5 cm, lame de 38 mm & 45 mm la cele două capete — 1	\$44
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport — 1	\$44



Depărtător autostatic Golligher

SKU **RM-GSRR-SET-1**

PREȚ **\$299 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru abdominal autostatic	Cadru inelar structural multifuncțional pentru acces în profunzime în chirurgia generală
2	Valve laterale pline, detașabile	Valve laterale cu suprafață plană (adâncime de 51 mm sau 102 mm)
2	Valve centrale detașabile	Valve ușor curbate, adaptate conturului organelor interne (51 mm sau 102 mm)
3	Blocaje individuale culisante cu șurub	Bolțuri de blocare mecanică cu clichet montate pe fiecare valvă pentru reducerea oboselii
2	Brațe ergonomice de pensă pentru depărtare	Mânere cu profil ușor și margini netede pe întregul contur
1	Recipient de protecție pentru depozitare / cutie	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător autostatic Gosset

SKU **RM-GSR-SET-1**

PREȚ **\$349 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru autostatic cu șină glisantă	Cadru de bază disponibil cu tije mecanice drepte sau curbate
2 (1 pereche)	Valve laterale fixe din sârmă	Valve atraumatice de 63 mm × 35 mm, în formă de buclă
1	Valvă centrală plină detașabilă	Valvă ușor curbată de 60 mm × 65 mm pentru rețracția țesuturilor (în configurația cu 3 valve)
1	Mecanism glisant de blocare cu două șuruburi	Sistem de blocare în mai multe puncte cu șuruburi acționate manual, pentru fixarea poziției pe șină
2	Tije ergonomice de prelungire pentru pensă	Bare de mână ușoare, profilate, cu margini exterioare complet netede
1	Recipient de protecție pentru depozitare / cutie	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător splahnnc Harrington

SKU **RM-HSR-SPL-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
127 mm lungime × 38 mm lățime — 30.5 cm sau 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-1	\$69
127 mm lungime × 63 mm lățime — 30.5 cm sau 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-2	\$69
190 mm lungime × 63 mm lățime — 30.5 cm sau 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-3	\$74



Depărtător visceral Harrington cu fibră optică

SKU **RM-HSR-FO-1**

PREȚ **\$189 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Depărtător visceral Harrington cu fibră optică	Lamă de 127 × 62 mm, fascicul de fibre optice pentru iluminare, canal de aspirație-irigare — 1
1	Racord universal pentru cablu de lumină	Se conectează la cablurile standard de fibră optică din sala de operație — 1
1	Husă de protecție / cutie	Ambalaj standard pentru transport — 1




Depărtător Harrington Sweetheart

SKU **RM-HSR-1**

PREȚ **\$129 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
4 × 12.8 cm	RM-HSR-1-1	\$129
6.5 × 12.8 cm	RM-HSR-1-2	\$134
6.5 × 14.6 cm	RM-HSR-1-3	\$139
9 × 25.5 cm	RM-HSR-1-4	\$144
11.5 × 25.5 cm	RM-HSR-1-5	\$149



Depărtător Hasson în S

SKU **RM-HSR-LAP-1**

PREȚ **\$24 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Variantă rigidă — 10.0 mm sau 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-1	\$24
Variantă maleabilă — 10.0 mm sau 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-2	\$44



Depărtător de plagă Heiss

SKU **RM-HWR-1**

PREȚ **\$94 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Configurație cu 5x5 dinți — 10x10 mm sau 15x10 mm (ascuțiți / bonți)	RM-HWR-1-1	\$94
Configurație cu 6x6 dinți — 10x10 mm sau 15x10 mm (ascuțiți / bonți)	RM-HWR-1-2	\$99



Depărtător autostatic Holzimer

SKU **RM-HSRR-4IN-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător autostatic Holzimer — Lungime de 4" (10 cm), dinți orientați spre exterior, dispuși 4x4 (ascuțiți sau boanți)	RM-HSRR-4IN-1-1	\$49



Depărtător cu cârlige

SKU **RM-HKR-165-1**

PREȚ **\$14 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
1 cârlig (cârlig unic) — Vârfuri ascuțite sau boante	RM-HKR-165-1-1	\$14
2 cârlige — Vârfuri ascuțite sau boante	RM-HKR-165-1-2	\$16
3 cârlige — Vârfuri ascuțite sau boante	RM-HKR-165-1-3	\$18
4 cârlige — Vârfuri ascuțite sau boante	RM-HKR-165-1-4	\$20



Depărtător Kelly

SKU **RM-KLR-26-1**

PREȚ **\$89 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
55 mm x 60 mm	RM-KLR-26-1-1	\$89
70 mm x 40 mm	RM-KLR-26-1-2	\$94
95 mm x 60 mm	RM-KLR-26-1-3	\$99



Depărtător Kelly cu mâner ergonomic

SKU **RM-KLR-GH-1**

PREȚ **\$94 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	38 mm lungime x 51 mm lățime	Lungimi disponibile: 24 cm sau 26 cm · Tipuri de mâner disponibile: cu interior gol sau ușor · Preț (USD): \$94.00 / \$99.00
1	51 mm lungime x 63 mm lățime	Lungimi disponibile: 24 cm sau 26 cm · Tipuri de mâner disponibile: cu interior gol sau ușor · Preț (USD): \$94.00 / \$99.00
1	63 mm lungime x 76 mm lățime	Lungimi disponibile: 24 cm sau 26 cm · Tipuri de mâner disponibile: cu interior gol sau ușor · Preț (USD): \$94.00 / \$99.00
1	76 mm lungime x 89 mm lățime	Lungimi disponibile: 24 cm sau 26 cm · Tipuri de mâner disponibile: cu interior gol sau ușor · Preț (USD): \$94.00 / \$99.00
1	89 mm lungime x 76 mm lățime	Lungimi disponibile: 24 cm sau 26 cm · Tipuri de mâner disponibile: cu interior gol sau ușor · Preț (USD): \$94.00 / \$99.00
1	Husă de protecție / cutie	Lungimi disponibile: ambalaj standard pentru transport · Tipuri de mâner disponibile: — · Preț (USD): inclus



Depărtător Kelly cu mâner Lamb

SKU **RM-KLR-LH-1**

PREȚ **\$94 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	51 mm lungime x 63 mm lățime	Lungime totală: 24 cm · Rol clinic principal: Depărtare standard a peretelui abdominal și depărtare musculară intermediară · Preț (USD): \$94.00
1	63 mm lungime x 76 mm lățime	Lungime totală: 24 cm · Rol clinic principal: Depărtare în profunzime la nivelul planșeului pelvin și deplasarea viscerelor în laparotomie · Preț (USD): \$94.00
1	76 mm lungime x 89 mm lățime	Lungime totală: 24 cm · Rol clinic principal: Expunere la lățime maximă a peretelui abdominal și expunere viscerală în chirurgia bariatrică · Preț (USD): \$94.00
1	Husă de protecție / cutie	Lungime totală: Ambalaj standard de transport · Rol clinic principal: — · Preț (USD): inclus



Depărtător Kirschner

SKU **RM-KR-SET-1**

PREȚ **\$449 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru de bază autostatic cu șină de ghidare	Cadru oval sau pătrat (240×240 mm sau 340×240 mm)
4 până la 6 valve	Valve modulare boante pentru țesuturi	La alegere: set cu perechi de 2 valve sau set complet cu 4 valve
4	Dispozitive individuale de blocare cu știft de fixare	Mecanisme de ancorare prin culisare și blocare pentru fixarea valvelor
2	Brațe ergonomice ale pensei de depărtare	Mânere cu structură ultrașoară și margini exterioare netede
1	Recipient de depozitare / cutie de protecție	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător Kocher Langenbeck

SKU **RM-KLR-GEN-1**

PREȚ **\$44 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Lame înguste (de ex., 25×6, 35×8 mm)	Lungimi și mânere disponibile: 20.3 sau 22 cm (cu inel / gol la interior) · Utilizare clinică principală: Depărtare localizată în chirurgia tiroidei, a tendoanelor și în intervenții chirurgicale minore · Preț (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Lame medii (de ex., 28×15, 41×14 mm)	Lungimi și mânere disponibile: 20.3 sau 22 cm (cu inel / gol la interior) · Utilizare clinică principală: Acces standard în apendicectomie, chirurgia herniilor și chirurgia ortopedică a articulațiilor · Preț (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Lame pentru planuri profunde (de ex., 70×14, 80×16 mm)	Lungimi și mânere disponibile: 20.3 sau 22 cm (cu inel / gol la interior) · Utilizare clinică principală: Menținerea depărtării musculaturii profunde și expunere în chirurgia reconstructivă a pelvisului sau șoldului · Preț (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Husă de protecție / cutie	Lungimi și mânere disponibile: Ambalaj standard pentru transport · Utilizare clinică principală: — · Preț (USD): Inclus



Depărtător Kocher

SKU **RM-KCR-1**

PREȚ **\$49 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Variantă de 20.3 cm cu lamă de 20 mm × 12 mm	Rol clinic principal: Ridicarea marginilor plăgilor superficiale și a lobului tiroidian · Preț (USD): \$49.00
1	Variantă de 21 cm cu lame de 8×25, 12×40, 12×45 mm	Rol clinic principal: Depărtarea țesuturilor moi la adâncime intermediară și apendicectomie · Preț (USD): \$54.00
1	Variantă de 21 cm cu lame de 12×60, 12×65 mm	Rol clinic principal: Depărtarea fasciilor profunde și menținerea în poziție a mușchilor membrelor · Preț (USD): \$54.00
1	Variantă de 23 cm cu lame de 18×40, 20×38, 20×60 mm	Rol clinic principal: Laparotomie standard la adult și expunere articulară în chirurgia ortopedică · Preț (USD): \$64.00
1	Variantă de 23 cm cu lame de 25×60, 30×75, 40×75 mm	Rol clinic principal: Depărtare musculară amplă în chirurgia pelvină și a șoldului · Preț (USD): \$64.00
1	Husă de protecție / Cutie	Rol clinic principal: Ambalaj standard pentru transport · Preț (USD): Inclus



Depărtător Koenig

SKU **RM-KNR-17-1**

PREȚ **\$49 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cu lamă fenestrată	Dimensiuni disponibile: 13×13 mm sau 13×16 mm · Rol clinic principal: vizualizarea directă prin lamă a vaselor/structurilor subiacente · Preț (USD): \$49.00
1	Cu lamă nefenestrată	Dimensiuni disponibile: 13×13 mm sau 13×16 mm · Rol clinic principal: menținerea țesuturilor moi cu ajutorul unei bariere pline și depărtarea marginilor plăgii · Preț (USD): \$49.00
1	Husă de protecție / cutie	Dimensiuni disponibile: ambalaj standard pentru transport · Rol clinic principal: — · Preț (USD): inclus



Depărtător Koerte

SKU **RM-KTR-24-1**

PREȚ **\$54 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Koerte	Dimensiuni / Detalii: lungime totală de 24 cm, 8 dinți ascuțiți de tip greblă, mâner cu inel și inel antialunecare · Cantitate inclusă: 1	\$54
Husă / Cutie de protecție	Dimensiuni / Detalii: ambalaj individual pentru transport · Cantitate inclusă: 1	\$54



Depărtător Krasky

SKU **RM-KRK-28-1**

PREȚ **\$99 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Krasky	Dimensiuni / Detalii: lungime totală de 28 cm, lamă de 50 x 25 mm, 6 dinți ascuțiți · Cantitate inclusă: 1	\$99
Husă / Cutie de protecție	Dimensiuni / Detalii: ambalaj individual pentru transport · Cantitate inclusă: 1	\$99



Depărtător pentru degete Lahey

SKU **RM-LFR-12-1**

PREȚ **\$24 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
1 dinte / cârlig unic	RM-LFR-12-1-1	\$24
2 dinți	RM-LFR-12-1-2	\$29
3 dinți	RM-LFR-12-1-3	\$34



Depărtător Lahey

SKU **RM-LR-HH-1**

PREȚ **\$39 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
18 cm (aprox. 7")	RM-LR-HH-1-1	\$39
20.3 cm (aprox. 8")	RM-LR-HH-1-2	\$49



Depărtător Langenbeck Green

SKU **RM-LGR-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
17 cm	RM-LGR-1-1	\$44
și 22 cm	RM-LGR-1-2	\$49



Depărtător Langenbeck cu mâner plin

SKU **RM-LRSH-203-1**

PREȚ **\$49 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Varianta #1	Dimensiuni (lungime x lățime): 32 mm lungime x 10 mm lățime · Rol clinic principal: Depărtarea localizată a marginilor plăgii și a țesuturilor moi superficiale · Preț (USD): \$49.00
1	Varianta #2	Dimensiuni (lungime x lățime): 38 mm lungime x 10 mm lățime · Rol clinic principal: Depărtarea fasciei la adâncime intermediară și expunerea tendoanelor · Preț (USD): \$49.00
1	Varianta #3	Dimensiuni (lungime x lățime): 38 mm lungime x 12 mm lățime · Rol clinic principal: Apendicectomie standard la adulți, intervenții pentru hernie și acces articular în ortopedie · Preț (USD): \$49.00
1	Varianta #4	Dimensiuni (lungime x lățime): 38 mm lungime x 16 mm lățime · Rol clinic principal: Deplasarea mușchilor pe o suprafață largă și menținerea țesuturilor moi profunde · Preț (USD): \$49.00
1	Husă de protecție / cutie	Dimensiuni (lungime x lățime): Ambalaj standard pentru transport · Rol clinic principal: — · Preț (USD): Inclus



Depărtător Leriche cu lamă lată atraumatică

SKU **RM-LRAW-1**

PREȚ **\$94 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
25.5 cm	RM-LRAW-1-1	\$94
și 27 cm	RM-LRAW-1-2	\$99



Depărtător Little

SKU **RM-LTR-195-1**

PREȚ **\$54 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
10 mm x 12 mm	RM-LTR-195-1-1	\$54
16 mm x 12 mm	RM-LTR-195-1-2	\$59



Sistem de depărtătoare Lobster pentru chirurgie generală

SKU **RM-LGRS-1**

PREȚ **\$2,699 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru Lobster	—
1	Clemă Lobster pentru masă cu stâlp vertical și cadru	—
6	Clemă Lobster pentru depărtător	—
2	Depărtător pivotant Lobster Mayo	3/4" x 2"
1	Depărtător pivotant Lobster Fence	4" x 6"
1	Depărtător pivotant Lobster Splanchnic	2" x 6"
1	Depărtător pivotant Lobster Deaver	2 3/4" x 4 1/2"
1	Depărtător pivotant maleabil Lobster (perforat)	2" x 6 1/2"
1	Depărtător pivotant maleabil Lobster (perforat)	3" x 6 1/2"
1	Depărtător Lobster Harrington Sweetheart	2" x 5"
1	Depărtător pivotant Lobster Kelly, modificat	3" x 2 1/2"
1	Depărtător pivotant Lobster Kelly, modificat	3" x 4"
1	Cutie de sterilizare	—



Depărtător Lone Star (chirurgia colonului, rectului, capului și gâtului)


SKU **RM-LSR-CRHN-1**

PREȚ **\$399 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Inel mic — 14.1 cm x 14.1 cm (chirurgie colorectală)	RM-LSR-CRHN-1-1	\$384
Inel standard — 18.6 cm x 8.9 cm (chirurgie colorectală)	RM-LSR-CRHN-1-2	\$399
Inel mare — 25.0 cm x 25.0 cm (chirurgie colorectală)	RM-LSR-CRHN-1-3	\$414





Depărtător Lone Star (chirurgie generală și chirurgie a capului și gâtului)

SKU **RM-LSR-GHN-1**

PREȚ **\$499 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Inel mic — 22.0 cm x 11.3 cm (chirurgie generală/cap și gât)	RM-LSR-GHN-1-1	\$484
Inel standard — 28.3 cm x 18.3 cm (chirurgie generală/cap și gât)	RM-LSR-GHN-1-2	\$499
Inel mare — 32.5 cm x 18.3 cm (chirurgie generală/cap și gât)	RM-LSR-GHN-1-3	\$514



Depărtător cu braț Martin

SKU **RM-MAR-1**

PREȚ **\$799 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cuplaj	Se fixează ferm pe șina laterală a mesei de operație, susținând și blocând în poziție bara în formă de L
1	Bară în formă de L	Se introduce în cuplaj pentru a constitui structura principală de susținere verticală și orizontală
1	Braț articulată	Se conectează la bara în formă de L pentru a permite mișcarea pe mai multe axe și fixarea în poziție a depărtătoarelor deasupra zonei operatorii



Depărtător Mathieu pentru degete

SKU **RM-MFR-16-1**

PREȚ **\$34 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Mathieu pentru degete	Dimensiuni / Detalii: lungime totală de 16 cm, lățime de 8.0 mm, 3 dinți la fiecare capăt (ascuțiți sau bonți) · Cantitate inclusă: 1	\$34
Husă de protecție / Cutie	Dimensiuni / Detalii: ambalaj individual pentru transport · Cantitate inclusă: 1	\$34



Depărtător Mathieu

SKU **RM-MTR-20-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-1	\$44
47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-2	\$54



Depărtător abdominal Mayo

SKU **RM-MAR-28-1**

PREȚ **\$109 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Standard — 11 in, lamă curbată de 70 mm	RM-MAR-28-1-1	\$109



Depărtătoare Mayo-Collins - set de două

SKU **RM-MCR-SET-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Standard — 5 7/8 in, lame la ambele capete	RM-MCR-SET-1-1	\$49




Depărtător Meyerding pentru degete

SKU **RM-MFR-178-1**

PREȚ **\$39 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	3 dinți ascuțiți	Dimensiuni (lungime x lățime): 9.5 mm x 3.9 mm lățime - Rol clinic principal: Prindere dermică fără alunecare și ridicarea lambourilor cutanate mici - Preț (USD): \$39.00
1	Profil dințat	Dimensiuni (lungime x lățime): 3.1 mm x 6.3 mm lățime - Rol clinic principal: Expunerea țintită a tecii tendinoase și menținerea marginilor fibroase - Preț (USD): \$39.00
1	Profil dințat	Dimensiuni (lungime x lățime): 4.7 mm x 15.8 mm lățime - Rol clinic principal: Depărtare fascială intermediară și reconstrucție tendinoasă - Preț (USD): \$39.00
1	Profil bont	Dimensiuni (lungime x lățime): 3.1 mm x 9.5 mm lățime - Rol clinic principal: Depărtare neurovasculară atraumatică și expunerea structurilor degetelor - Preț (USD): \$39.00
1	Profil bont	Dimensiuni (lungime x lățime): 6.3 mm x 17.4 mm lățime - Rol clinic principal: Ridicarea țesuturilor moi pe o suprafață largă și expunerea ligamentelor mâinii - Preț (USD): \$39.00
1	Husă de protecție / cutie	Dimensiuni (lungime x lățime): Ambalaj standard pentru transport - Rol clinic principal: — - Preț (USD): Inclus



Depărtător Middledorpf

SKU **RM-MDR-28-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
7.0 mm x 14.0 mm	RM-MDR-28-1-1	\$49
22.0 mm x 20.0 mm	RM-MDR-28-1-2	\$54
30.0 mm x 26.0 mm	RM-MDR-28-1-3	\$59



Depărtător Morris cu un singur capăt activ

SKU **RM-MRSE-23-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Morris cu un singur capăt activ	Lungime totală de 230 mm (23 cm), lamă plină în formă de L, mâner fenestrat	\$49
Teacă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$49



Depărtător Murphy cu vârf sferic

SKU **RM-MBR-35-1**

PREȚ **\$39 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Vârf sferic de 2.0 mm	RM-MBR-35-1-1	\$39
Vârf sferic de 3.0 mm	RM-MBR-35-1-2	\$39
Vârf sferic de 4.0 mm	RM-MBR-35-1-3	\$39



Depărtător Murphy

SKU **RM-MR-195-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
2 dinți (lățime de 8.0 mm)	RM-MR-195-1-1	\$44
3 dinți (lățime de 13.0 mm)	RM-MR-195-1-2	\$49
4 dinți (lățime de 18.0 mm)	RM-MR-195-1-3	\$54
6 dinți (lățime de 28.0 mm)	RM-MR-195-1-4	\$59



Depărtător neonatal tip bandă în T

SKU **RM-NTRR-265-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
2.5 cm × 1.25 cm	RM-NTRR-265-1-1	\$49
3.8 cm × 1.40 cm	RM-NTRR-265-1-2	\$54
4.5 cm × 1.60 cm	RM-NTRR-265-1-3	\$59



Depărtătoare Ollier

SKU **RM-OR-SERIES-1**

PREȚ **\$74 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
8 ½" (21.59 cm)	RM-OR-SERIES-1-1	\$74
9.0" (22.86 cm)	RM-OR-SERIES-1-2	\$79



Depărtător Parker - set de două instrumente

SKU **RM-PR-SET-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
5 in	RM-PR-SET-1-1	\$44
5 1/2 in	RM-PR-SET-1-2	\$49
6 in	RM-PR-SET-1-3	\$54
7 in	RM-PR-SET-1-4	\$59
7 1/4 in	RM-PR-SET-1-5	\$64



Depărtătoare Parker-Mott - set de două

SKU **RM-PMR-SET-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtătoare Parker-Mott	Lungime totală de 15.3 cm, lame pline asimetrice la ambele capete	\$49
Husă de protecție / cutie	Ambalaj standard pentru transport	\$49




Depărtător Parker-Tommy

SKU **RM-PTR-16-1**

PREȚ **\$39 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Parker-Tommy	Lungime totală de 16 cm, lame curbate asimetric la ambele capete	\$39
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$39



Depărtătoare pediatrică Deaver

SKU **RM-PDR-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
17.5 cm (6.9")	RM-PDR-1-1	\$69
20.0 cm (7.9")	RM-PDR-1-2	\$74
22.0 cm (8.7")	RM-PDR-1-3	\$79



Depărtător pediatric tip bandă

SKU **RM-PRR-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
17.5 cm (6.9")	RM-PRR-1-1	\$44
20.0 cm (7.9")	RM-PRR-1-2	\$49
22.0 cm (8.7")	RM-PRR-1-3	\$54



Depărtător tip greblă pentru degete

SKU **RM-RFR-153-1**

PREȚ **\$29 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
1 dinte (cârlig unic) — vârfuri boante sau ascuțite	RM-RFR-153-1-1	\$29
2 dinți — vârfuri boante sau ascuțite	RM-RFR-153-1-2	\$34
3 dinți — vârfuri boante sau ascuțite	RM-RFR-153-1-3	\$39
4 dinți — vârfuri boante sau ascuțite	RM-RFR-153-1-4	\$44



Depărtător Redler

SKU **RM-RDR-5IN-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Redler	Lungime totală de 5" (12.7 cm), lamă funcțională îngustată progresiv, mâner ergonomic suplu	\$49
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$49



Depărtător abdominal Ricard

SKU **RM-RAR-SET-1**

PREȚ **\$229 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru de bază autostatic	Cadru cu brațe curbate pentru îmbunătățirea accesului vizual
2 (1 pereche)	Valve laterale pline detașabile	Valve laterale late, cu margini în formă de lingură (Opțiunea A: 50×58 mm / Opțiunea B: 60×80 mm)
1	Valvă centrală detașabilă	Placă plană asimetrică (Opțiunea A: 55×70 mm / Opțiunea B: 80×90 mm)
1	Mecanism special de blocare cu șurub filetat	Mecanism de blocare acționat prin rotire manuală pentru menținerea deschiderii valvelor
1	Mâner compact în formă de cârlig	Mâner minimalist integrat, conceput pentru a reduce spațiul ocupat de instrument
1	Ambalaj de protecție pentru depozitare / cutie	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător Richardson Eastman

SKU **RM-RER-SERIES-1**

PREȚ **\$54 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
10 ¼" (aprox. 26.0 cm) — Două lame concave angulate la 90 de grade	RM-RER-SERIES-1-1	\$54
10 ½" (aprox. 26.7 cm) — Două lame concave angulate la 90 de grade	RM-RER-SERIES-1-2	\$59
10 ¾" (aprox. 27.3 cm) — Două lame concave angulate la 90 de grade	RM-RER-SERIES-1-3	\$64
11 ¼" (aprox. 28.6 cm) — Două lame concave angulate la 90 de grade	RM-RER-SERIES-1-4	\$69



Depărtător Richardson cu mâner ergonomic

SKU **RM-RRGH-1**

PREȚ **\$64 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
9 ½" (24.13 cm) — mâner tubular, Lamb sau ușor	RM-RRGH-1-1	\$64
10.0" (25.40 cm) — mâner tubular, Lamb sau ușor	RM-RRGH-1-2	\$69
11.0" (27.94 cm) — mâner tubular, Lamb sau ușor	RM-RRGH-1-3	\$74



Depărtător Richardson cu mâner în buclă

SKU **RM-RRLH-1**

PREȚ **\$54 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
9 ½" (24.13 cm) — Lamă curbată în unghi drept, mâner în buclă	RM-RRLH-1-1	\$54
10.0" (25.40 cm) — Lamă curbată în unghi drept, mâner în buclă	RM-RRLH-1-2	\$59



Depărtător Rochard

SKU **RM-RR-1**

PREȚ **\$1,699 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
2	Clemă pentru șină	Element de fixare pe șina mesei de operație
2	Bară laterală pentru masă	26" (cadru de montare)
1	Bară transversală pentru masă	21" (cadru de montare)
1	Dispozitiv de fixare Rochard	Mecanism de fixare a cadrului
1	Depărtător abdominal Rochard	50 × 90 mm
1	Depărtător abdominal Rochard	50 × 105 mm
1	Depărtător abdominal Rochard	50 × 120 mm



Depărtător Rose cu două capete

SKU **RM-RRDE-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
5.0" (12.7 cm) — dinți bonți de 11.5×12 mm / 10×14.5 mm	RM-RRDE-1-1	\$44
5 ½" (13.97 cm) — dinți bonți de 11.5×12 mm / 10×14.5 mm	RM-RRDE-1-2	\$49



Depărtător Roux - cu două capete

SKU **RM-RRDE-14-1**

PREȚ **\$54 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lamă mică — 19 mm lățime × 25 mm lungime	RM-RRDE-14-1-1	\$54
Lamă medie — 22 mm lățime × 41 mm lungime	RM-RRDE-14-1-2	\$59
Lamă mare — 25 mm lățime × 41 mm lungime	RM-RRDE-14-1-3	\$64
Opțiune set de trei instrumente — include dimensiunile mică, medie și mare	RM-RRDE-14-1-4	\$94



Depărtător cu două capete în formă de S

SKU **RM-SSDER-1**

PREȚ **\$29 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
10.0 cm (aprox. 4.0") — două capete de 15×11 mm / 14×10 mm	RM-SSDER-1-1	\$29
11.5 cm (aprox. 4.5") — două capete de 15×11 mm / 14×10 mm	RM-SSDER-1-2	\$34



Depărtător Sauerbruch

SKU **RM-SBR-9IN-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
5/8" × 1 3/4" (aprox. 16 × 44 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-1	\$69
2 1/8" × 7/8" (aprox. 54 × 22 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-2	\$69
7/8" × 2 1/2" (aprox. 22 × 64 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-3	\$69
3/4" × 2 7/8" (aprox. 19 × 73 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-4	\$69



Depărtătoare Seeburger - set de două

SKU **RM-SRS-14-1**

PREȚ **\$54 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtătoare Seeburger	Lungime totală de 14 cm, mâner plat, valve curbate	\$54
Husă de protecție / cutie	Ambalaj standard pentru transport	\$54



Depărtător Senn cu vârf orientat înainte

SKU **RM-SFR-625-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Senn cu vârf orientat înainte	Lungime de 6.25" (15.87 cm), vârf orientat înainte cu dinți de mică adâncime, mâner plat	\$49
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$49



Depărtător Senn Green

SKU **RM-SGR-14-1**

PREȚ **\$27 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lamă de 6 mm × 10 mm — 14 cm	RM-SGR-14-1-1	\$27
Lamă de 6 mm × 20 mm — 14 cm	RM-SGR-14-1-2	\$29



Depărtător Senn Miller

SKU **RM-SMR-SERIES-1**

PREȚ **\$29 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lungime de lucru 15.0 cm — lamă plată de 10×9 mm / capăt tip greblă cu 3 dinți de 10×11 mm	RM-SMR-SERIES-1-1	\$29
Lungime de lucru 15.5 cm — lamă plată de 10×9 mm / capăt tip greblă cu 3 dinți de 10×11 mm	RM-SMR-SERIES-1-2	\$34
Lungime de lucru 16.0 cm — lamă plată de 10×9 mm / capăt tip greblă cu 3 dinți de 10×11 mm	RM-SMR-SERIES-1-3	\$39
Lungime de lucru 20.0 cm — lamă plată de 10×9 mm / capăt tip greblă cu 3 dinți de 10×11 mm	RM-SMR-SERIES-1-4	\$49



Depărtător Senn cu mâner în T

SKU **RM-STHR-45-1**

PREȚ **\$54 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Senn cu mâner în T	Lungime de 4.5" (11.43 cm), capăt de tip greblă cu mai mulți dinți (boanți sau ascuțiți), mâner în T	\$54
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$54



Depărtător Strandell Stille

SKU **RM-SSR-17-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Strandell Stille	Lungime totală de 17 cm, lamă curbată de 6 x 15 mm (cu dinți ascuțiți sau bonți)	\$44
Husă / cutie de protecție	Ambalaj individual pentru transport	\$44



Depărtător US Army, set de două instrumente

SKU **RM-USAR-SET-21-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtătoare US Army	Lungime totală de 21 cm, cu lame la ambele capete de 38x22 mm & 41x25 mm	\$49
Husă de protecție / cutie	Ambalaj standard pentru transport	\$49



Depărtător Volkman - model USA

SKU **RM-VRUP-223-1**

PREȚ **\$64 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
2 dinți (bonți / ascuțiți) — 8 mm - 11 mm	RM-VRUP-223-1-1	\$64
3 dinți (bonți / ascuțiți) — 11 mm - 18 mm	RM-VRUP-223-1-2	\$69
4 dinți (bonți / ascuțiți) — 18 mm - 26 mm	RM-VRUP-223-1-3	\$74
6 dinți (bonți / ascuțiți) — 26 mm - 40 mm	RM-VRUP-223-1-4	\$79



Depărtător Volkman

SKU **RM-VR-SERIES-1**

PREȚ **\$64 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
2 dinți (boanți / ascuțiți) — 8 mm - 11 mm	RM-VR-SERIES-1-1	\$64
3 dinți (boanți / ascuțiți) — 10 mm - 18 mm	RM-VR-SERIES-1-2	\$69
4 dinți (boanți / ascuțiți) — 13 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-3	\$74
6 dinți (boanți / ascuțiți) — 18 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-4	\$79
8 dinți (boanți / ascuțiți) — 28 mm - 42 mm	RM-VR-SERIES-1-5	\$84



Depărtător W.M. Lemmon Deaver

SKU **RM-WMLDR-395-1**

PREȚ **\$119 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lamă lată de 25 mm — lățime de 25 mm x suprafață de lucru de 235 mm	RM-WMLDR-395-1-1	\$119
Lamă lată de 50 mm — lățime de 50 mm x suprafață de lucru de 235 mm	RM-WMLDR-395-1-2	\$119



Depărtător Weitlaner

SKU **RM-WR-SERIES-1**

PREȚ **\$94 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
De la 4" la 4 ½" (10-11.5 cm) — 2x2 sau 2x3 dinți	RM-WR-SERIES-1-1	\$94
De la 5" la 5 ½" (13-14 cm) — 3x4 dinți	RM-WR-SERIES-1-2	\$99
6 ½" (16.5 cm) — 3x4 dinți	RM-WR-SERIES-1-3	\$104
8" (20 cm) — 3x4 dinți	RM-WR-SERIES-1-4	\$109
De la 9 ½" la 10" (24-25.5 cm) — 5x6 dinți	RM-WR-SERIES-1-5	\$114




Depărtător autostatic cu valve late

SKU **RM-WSRR-35-1**

PREȚ **\$139 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător autostatic cu valve late	Valve netede cu lățimea de 3.5" (8.89 cm), vârfuri de 10x12 mm, cadru cu cremalieră	\$139
Husă / cutie de protecție	Ambalaj individual pentru transport	\$139



Depărtător maleabil tip bandă Zalkind

SKU **RM-ZMRR-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
10 cm	RM-ZMRR-1-1	\$44
18 cm	RM-ZMRR-1-2	\$49
20 cm	RM-ZMRR-1-3	\$54
21 cm	RM-ZMRR-1-4	\$59
26 cm	RM-ZMRR-1-5	\$64
30 cm	RM-ZMRR-1-6	\$69
33 cm	RM-ZMRR-1-7	\$69




Depărtător Bookwalter (Standard)

SKU **RM-SBR-1**

PREȚ **\$2,499 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Stâlp de susținere Bookwalter	12" (30.5 cm)
1	Bară orizontală Bookwalter	Standard
1	Cuplaj pentru stâlp Bookwalter	De mare rezistență
1	Bară orizontală flexibilă Bookwalter	Diametru de 1" (2.5 cm)
2	Mecanisme cu clichet standard Bookwalter	Fără înclinare
7	Mecanisme cu clichet cu înclinare Bookwalter	Cu reglare în unghiuri multiple
1	Inel oval mediu	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Inel segmentat mediu	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
2	Valve Balfour	2¾" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
4	Valve Kelly	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
4	Valve Kelly	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
4	Valve Kelly	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
4	Valve Kelly	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
4	Valve Kelly	2" x 7" (5.1 x 17.8 cm)
1	Valvă maleabilă	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Valve maleabile	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Cutie pentru sterilizare	Cutie perforată pentru organizarea componentelor



Sistem de depărtătoare Omni

SKU **RM-OR-1**

PREȚ **\$2,499 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Montant pentru câmpul steril cu clemă Omni	Clemă robustă pentru șina mesei de operație și montat
1	Cadru Wishbone standard	Cadru structural inelar divizat, în formă de furcă
1	Brat de extensie articulată	19" (48.3 cm) pentru rază de acțiune extinsă și flexibilitate
8	Suporturi de valve SnapClamp	Cleme cu conectare rapidă și montare prin glisare pe cadru
2	Depărtătoare pivotante Mayo	2¾" x 2" (7.0 x 5.1 cm)
1	Depărtător pivotant Mayo	3½" x 2" (8.9 x 5.1 cm)
1	Depărtător pivotant Fence	2" x 6" (10.2 x 15.2 cm) valvă lată pentru peretele muscular
1	Depărtător splanhnic pivotant	2" x 4½" (5.1 x 11.4 cm) valvă pentru viscere profunde
1	Depărtător splanhnic pivotant	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm) valvă pentru viscere profunde
2	Depărtătoare pivotante pentru vena renală	1" x 6" (2.5 x 15.2 cm) valve vasculare înguste
1	Depărtător pivotant Deaver	2¾" x 4½" (7.0 x 11.4 cm) valvă curbată
1	Depărtător pivotant maleabil cu fantă	2" x 6½" (5.1 x 16.5 cm) lamelă modelabilă
1	Depărtător pivotant maleabil cu fantă	3" x 6½" (7.6 x 16.5 cm) lamelă modelabilă
1	Depărtător pivotant Harrington (Sweetheart)	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm) valvă în formă de inimă
1	Cutie de depozitare	Cutie de depozitare din lemn cu locașuri de protecție căptușite, adaptate componentelor





Sistem de depărtare Bookwalter pentru chirurgie bariatrică

SKU **RM-BBRS-1**

PREȚ **\$1,899 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Stâlp de susținere	18" (45.7 cm)
1	Bară orizontală	Standard
1	Cuplaj pentru stâlp	Standard
6	Mecanism cu clichet pentru înclinare	Cu reglare în unghiuri multiple
1	Prelungitor pentru clichet	Prelungire standard
1	Clichet rotativ	Unghi variabil
1	Inel oval	Mediu
1	Valvă Kelly	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Valvă Kelly	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Valvă Kelly	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	Valvă Balfour	3½" x 2¼" (8.9 x 7.0 cm)
1	Valvă maleabilă	3" x 10" (7.6 x 25.4 cm)
1	Valvă maleabilă	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	Valvă maleabilă	2" x 10" (5.1 x 25.4 cm)
1	Valvă maleabilă	4" x 8" (10.2 x 20.3 cm)
1	Valvă Harrington	2½" x 8" x 3½" (6.4 x 20.3 x 8.9 cm)
1	Cutie de sterilizare	Cutie de protecție




Depărtător Bookwalter pentru chirurgie generală

SKU **RM-BGSR-1**

PREȚ **\$1,999 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Stâlp de susținere	12" (30.5 cm)
1	Bară orizontală	Standard
1	Cuplaj pentru stâlp	Standard
1	Bară orizontală flexibilă	Diametru de 1" (2.5 cm)
2	Mecanisme cu clichet standard	Fără înclinare
6	Mecanisme cu clichet cu înclinare	Cu unghiuri multiple
1	Inel oval, dimensiune medie	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Inel segmentat, dimensiune medie	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
1	Valvă Balfour	2½" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
2	Valve Kelly	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Valvă Kelly	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Valvă Kelly	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
1	Valvă Kelly	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Valvă maleabilă	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Valve maleabile	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Valvă maleabilă	1½" x 6" (3.8 x 15.2 cm)
1	Valvă Harrington	1" x 5½" x 2½" (2.5 x 14.3 x 6.4 cm)
1	Valvă Gelpi	Standard
1	Cutie de sterilizare	Cutie de protecție





Sistem de depărtătoare Thompson

SKU **RM-TRS-1**

PREȚ **\$2,499 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
2	Clemă Elite pentru șină	Suport de fixare de mare rezistență pentru șina laterală, de 22" (55.9 cm)
1	Braț cu dublă angulație	22" (7" × 9" × 7" / 17.8 × 22.9 × 17.8 cm)
1	Braț lateral angulat	19" (12" × 7" / 30.5 × 17.8 cm) la 45° (diametru de 3/8")
2	Brațe laterale angulate	17" (10" × 7" / 25.4 × 17.8 cm) la 45° (diametru de 3/8")
1	Bară transversală bilaterală (articulată)	34" (11 1/2" × 8 1/2" × 11 1/2" / 29.2 × 21.6 × 29.2 cm)
3	Cam Clip-On	Cleme glisante cu prindere rapidă pe cadru
1	Mâner cu microreglaj	10" (25.4 cm), cu șurub de tensionare de precizie
3	Valve Balfour cu rebord	83 × 73 mm, 83 × 123 mm, 83 × 175 mm
3	Valve Balfour late	Interschimbabile, pentru susținerea peretelui muscular pe o suprafață largă
1	Valvă Harrington (Sweetheart)	114 × 254 mm (4 1/2" × 10"), pentru susținerea organelor situate în profunzime
9	Valve interschimbabile Kelly	3" × 3 1/2" (7.6 × 8.9 cm), model standard în unghi drept
1	Set de valve maleabile interschimbabile	25×190 mm, 51×254 mm, 76×254 mm, 102×254 mm
2	Valve interschimbabile St. Marks	51 × 152 mm (2" × 6"), cu rebord adânc
1	Cutie de depozitare	Cutie de depozitare din lemn, cu locașuri căptușite adaptate componentelor




Depărtător Bookwalter pentru chirurgie rectală/transanală

SKU **RM-BRTASR-1**

PREȚ **\$2,199 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Stâlp de susținere	12" (30 cm)
2	Cuple pentru stâlp din oțel inoxidabil	1" × 1" (2.5 cm × 2.5 cm)
2	Bare orizontale articulate	Diametru de 1" (2.5 cm)
1	Bară de extensie verticală	12" (30 cm)
5	Mecanisme cu clichet cu înclinare	Standard, multiunghiulare
1	Inel semicircular mic	Diametru interior de 8 1/2" (21.3 cm)
1	Inel perineal segmentat	9 1/2" × 14 1/2" (23.8 cm × 36.3 cm)
2	Valve rectale	7/8" × 3 1/4" (2.2 cm × 9.7 cm)
2	Valve rectale	7/8" × 2 1/8" (2.2 cm × 7.2 cm)
2	Valve maleabile	1" × 3 1/2" (2.5 cm × 10 cm)
2	Valve maleabile	1/2" × 4" (1.3 cm × 8.8 cm)
2	Valve maleabile	3/4" × 4" (1.9 cm × 10 cm)
2	Valve Deaver	1" × 3 1/2" (2.5 cm × 8.8 cm)
1	Cutie de sterilizare	Cutie de protecție





Depărtător Bookwalter

SKU **RM-BR-1**

PREȚ **\$1,999 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Stâlp de susținere Bookwalter	12" (30.5 cm)
1	Bară orizontală Bookwalter	Standard
1	Cuplaj pentru stâlp Bookwalter	Standard
1	Bară orizontală flexibilă Bookwalter	Diametru de 1" (2.5 cm)
2	Mecanisme cu clichet standard Bookwalter	Neînclinabile
5	Mecanisme cu clichet înclinabile Bookwalter	Cu unghiuri multiple de reglare
1	Inel oval Bookwalter, mediu	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Inel segmentat Bookwalter, mediu	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
2	Valve Balfour pentru Bookwalter	2½" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
1	Valvă Kelly pentru Bookwalter	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Valvă Kelly pentru Bookwalter	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Valvă Kelly pentru Bookwalter	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
1	Valvă Kelly pentru Bookwalter	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Valvă maleabilă Bookwalter	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Valve maleabile Bookwalter	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Valvă Harrington pentru Bookwalter	1" x 5½" x 2½" (2.5 x 14.3 x 6.4 cm)
1	Cutie din lemn pentru depozitare	Cutie de protecție cu locașuri adaptate componentelor



Sistem de depărtătoare Bookwalter pentru incizii mici

SKU **RM-BSIRS-1**

PREȚ **\$2,199 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Stâlp de susținere	Tijă verticală de susținere de 12" (30 cm)
1	Cuplaj din oțel inoxidabil pentru stâlp	Clemă robustă de fixare pe șină de 1" x 1" (2.5 x 2.5 cm)
1	Bară orizontală articulată	Brăț cu articulații multiple, cu diametrul de 1" (2.5 cm)
1	Inel mic, rotund, dintr-o singură piesă	Diametru interior (ID) de 8½" (21.3 cm)
1	Inel mic, oval, segmentat	Cadru reconfigurabil cu balamale, de 8½" x 14" (20 x 35 cm)
6	Mecanisme cu clichet pentru reglarea înclinării	Dispozitive mecanice de blocare pe cadru, cu profil redus
2	Valve maleabile	1" x 3½" (2.5 x 12.5 cm)
2	Valve maleabile	¾" x 4" (1.9 x 10 cm)
2	Valve maleabile	2" x 6" (5 x 15 cm)
2	Valve Deaver	Valve pelvine curbate de 1" x 3½" (2.5 x 8.8 cm)
2	Valve Kelly	Valve cu adâncime redusă, în unghi drept, de 2" x 1½" (5 x 3.8 cm)
2	Valve Kelly	Valve în unghi drept de 1" x 2½" (2.5 x 6.3 cm)
2	Valve Kelly	Valve în unghi drept de 1" x 3" (2.5 x 7.5 cm)
2	Valve adânci de tip greblă	Gheare cu mai mulți dinți, cu adâncimea de ¾" x lățimea de ¾" (1.9 x 1.7 cm)
2	Valve Richardson	Valve cu adâncime redusă și margine plată, de ¾" x 2" (1.9 x 5 cm)
2	Valve Richardson	Valve cu adâncime redusă și margine plată, de 1" x 1½" (2.5 x 3.1 cm)
2	Valve Richardson	Valve cu adâncime redusă și margine plată, de ¾" x 1" (1.9 x 2.5 cm)
1	Cutie pentru sterilizare	Recipient perforat personalizat pentru organizarea componentelor






Sistem de depărtătoare Bookwalter StrongArm de bază pentru chirurgie generală

SKU **RM-BSABGRS-1**

PREȚ **\$1,499 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Suport StrongArm PLUS cu montare superioară	Reglabil pe înălțime / articulat
1	Inel oval, mediu	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Clemă robustă de fixare pe șină	Compatibilă cu șina mesei
4	Mecanism cu clichet pentru reglarea înclinării	Reglabil la unghiuri multiple
1	Valvă Balfour	2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	Valvă Harrington	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
2	Valve maleabile	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Cutie de sterilizare	Cutie de protecție



Sistem de depărtătoare Bookwalter StrongArm pentru chirurgie generală

SKU **RM-BSAGSRS-1**

PREȚ **\$2,199 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Suport StrongArm PLUS cu montare superioară	Reglabil pe înălțime / Articulat
1	Clemă robustă de fixare pe șină	Compatibilă cu șina mesei de operație
2	Mecanisme cu clichet	Standard, fără înclinare
6	Mecanisme cu clichet cu înclinare	Cu reglare în unghiuri multiple
1	Inel segmentat	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Inel segmentat	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Lamă Balfour	2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Lame Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Lamă Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Lamă Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Lamă Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Lamă Harrington	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Lamă Gelpi	Standard
1	Lamă maleabilă	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	Lame maleabile	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Lamă maleabilă	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	Cutie de sterilizare	Cutie de protecție





Depărtător Bookwalter personalizat

SKU **RM-CBR-1**

PREȚ **\$2,999 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
Configurabil	Elemente de montare (opțiuni disponibile)	Stâlpi de susținere standard (12", 18"), suporturi StrongArm PLUS cu montare superioară, cleme robuste pentru șină, cuplaje pentru stâlpi, bare orizontale, bare orizontale flexibile, bare de prelungire
Configurabil	Cadre inelare (opțiuni disponibile)	Inele ovale dintr-o singură piesă, inele rotunde dintr-o singură piesă, inele ovale segmentate, inele rotunde segmentate, segmente semicirculare, segmente drepte de inel (4", 6", 8"), inele perineale cu decupaj
Configurabil	Mecanisme cu clichet (opțiuni disponibile)	Mecanisme cu clichet standard fără înclinare, mecanisme cu clichet cu înclinare în unghiuri multiple, mecanisme cu clichet cu rotire, prelungitoare pentru mecanisme cu clichet, mecanisme de blocare cu profil redus
Configurabil	Valve rigide și maleabile (opțiuni disponibile)	Valve Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, maleabile, Richardson, Meyerding, Gelpi, vaginale laterale/posterioare, renale Wylie și rectale, cârlige tip greblă pentru planuri profunde
Configurabil	Depozitare și ambalare (opțiuni disponibile)	Cutii de sterilizare perforate, inserții personalizate pentru tăvi, containere de protecție pentru transport, ambalaje OEM sub marcă proprie



Set de accesorii pentru abord rectal/transanal

SKU **RM-RTAAS-1**

PREȚ **\$499 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
2	Valve rectale	7/8" x 2 1/8" (2.2 x 7.2 cm)
2	Valve rectale	7/8" x 3 7/8" (2.2 x 9.7 cm)
1	Inel circular mic, dintr-o singură piesă	Diametru interior (ID) de 8.5" (21.3 cm)
1	Cutie de sterilizare	Organizator pentru depozitare cu rol de protecție



Set de accesorii pentru incizii mici

SKU **RM-SIAS-1**

PREȚ **\$449 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Lamă cu cârlig Gelpi	Profil standard cu vârf fin
1	Lamă Kelly	1" x 1 1/2" (2.5 x 3.8 cm)
1	Lamă Kelly	1" x 2 1/2" (2.5 x 6.3 cm)
1	Inel mic, rotund, monobloc	Diametru interior (ID) de 8.5" (21.3 cm)
1	Cutie de sterilizare	Organizator dedicat pentru depozitare




Sistem Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSA-1**

PREȚ **\$899 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Braț de poziționare Bookwalter StrongArm	Sistem complet de poziționare cu 3 articulații
1	Stâlp de susținere	Disponibil în lungimi de 12" (30 cm) sau 18" (45 cm)



Depărtătoare hepatice tip șarpe

SKU **RM-SLR-SERIES-1**

PREȚ **\$299 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Model cu vârf triunghiular	RM-SLR-TRI-1	\$299
Model cu vârf pentru inel gastric	RM-SLR-GB-1	\$299
Model cu vârf circular	RM-SLR-CIR-1	\$299
Model cu vârf în formă de cârlig	RM-SLR-HOOK-1	\$299
Model cu vârf poligonal	RM-SLR-POLY-1	\$299
Set complet de 5 modele	RM-SLR-SERIES-1	\$1,399



Depărtător tip evantai cu 5 lamele

SKU **RM-FR5F-299-1**

PREȚ **\$299 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
5 mm — Articulată	RM-FR5F-5A-1	\$299
5 mm — Nearticulată	RM-FR5F-5N-1	\$299
10 mm — Articulată	RM-FR5F-10A-1	\$299
10 mm — Nearticulată	RM-FR5F-10N-1	\$299



Depărtător evantai cu 3 lamele

SKU **RM-FR3F-299-1**

PREȚ **\$299 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
5 mm — Articulată	RM-FR3F-5A-1	\$299
5 mm — Nearticulată	RM-FR3F-5N-1	\$299
10 mm — Articulată	RM-FR3F-10A-1	\$299
10 mm — Nearticulată	RM-FR3F-10N-1	\$299



Depărtător esofagian articulată

SKU **RM-EAR-299-1**

PREȚ **\$299 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Tijă de 5 mm	RM-EAR-5-1	\$299
Tijă de 10 mm	RM-EAR-10-1	\$299



Depărtător tip evantai cu lame în formă de zmeu

SKU **RM-KSFR-299-1**

PREȚ **\$299 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
5 mm — Tijă dreaptă	RM-KSFR-5S-1	\$299
5 mm — Tijă curbată	RM-KSFR-5C-1	\$299
10 mm — Tijă dreaptă	RM-KSFR-10S-1	\$299
10 mm — Tijă curbată	RM-KSFR-10C-1	\$299



Iron Intern cu un singur braț

SKU **RM-IIISA-SERIES-1**

PREȚ **\$999 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Model Standard de 17"	RM-IIISA-1-1	\$999
Model Standard de 22"	RM-IIISA-2-1	\$1,199
Jumbo pentru sarcini mari de 22"	RM-IIISA-3-1	\$1,299
Variantă Duplex de 22"	RM-IIISA-4-1	\$1,399
Variantă pliabilă de 22"	RM-IIISA-5-1	\$1,499
Model Standard de 26"	RM-IIISA-6-1	\$1,599
Jumbo pentru sarcini mari de 26"	RM-IIISA-7-1	\$1,699



Iron Intern Hydra cu braț dublu

SKU **RM-IIHDA-SERIES-1**

PREȚ **\$1,699 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Model Hydra Standard de 22"	RM-IIHDA-1-1	\$1,699
22" Jumbo Heavy Duty	RM-IIHDA-2-1	\$1,799
26" Jumbo Heavy Duty	RM-IIHDA-3-1	\$1,999





Kit de depărtător costal Stieber Rib Grip

SKU **RM-SRGRK-4999-1**

PREȚ **\$4,999 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Platformă centrală Lees	Conectează bara transversală principală la accesoriul specializat cu două brațe Hydra Yoke
1	Braț dublu Hydra Yoke	Transformă configurația cu un singur stâlp într-un cadru rigid cu două brațe pentru acces bilateral
1	Stâlp vertical cu piuliță-fluture	Stâlp de susținere vertical standard; trebuie montat pe partea stângă a mesei
1	Stâlp vertical cu creștătură în V	Stâlp vertical cu ancorare dublă, care asigură echilibrul cadrului și stabilitate împotriva rotației
1	Bară orizontală din două piese	Bară transversală orizontală robustă, care se fixează deasupra regiunii toracice/abdominale superioare
2	Cleme canelate de fixare pe șină 3/D Swinger	Fixează ferm stâlpii verticali de susținere direct pe șinele mesei de operație
1	Platformă mică Stieber (stânga)	Carcasă a mecanismului cu clichet, care ghidează lama depărtătorului din partea stângă înainte sau înapoi
1	Platformă mică Stieber (dreapta)	Carcasă a mecanismului cu clichet, care ghidează lama depărtătorului din partea dreaptă înainte sau înapoi
1	Platformă mare Stieber (stânga)	Aripă anatomică exterioară care asigură efectul de pârghie al structurii în partea stângă a câmpului operator
1	Platformă mare Stieber (dreapta)	Aripă anatomică exterioară care asigură efectul de pârghie al structurii în partea dreaptă a câmpului operator
2	Mânere de acționare prin rotire Stieber	Mânere de acționare inserabile, utilizate pentru avansarea sau retragerea manuală a lamelor cu clichet
1	Ac Stieber	Instrument specializat de reglare cu știft, utilizat pentru blocarea sigură sau slăbirea ansamblurilor platformei
2	Lamă cu clichet Stieber (mărimea 4A)	Lamă structurală robustă, de adâncime medie (livrată cu mânere de tip A sau de tip B)
2	Lamă cu clichet Stieber (mărimea 5A)	Lamă structurală robustă, cu profil adânc (livrată cu mânere de tip A sau de tip B)
1	Recipient de protecție pentru depozitare / cutie	Cutie standard robustă pentru transport și depozitare
Tip de conexiune mecanică	Variantă de mâner pentru lamă	Detalii privind amplitudinea mișcării
Configurație cu știft fix / permanent	Mânere de tip A	Limitează rotația lamei strict la un singur plan
Capăt cu fantă / inter schimbabil	Mânere de tip B	Permite rotația completă în mai multe planuri; ideal pentru ridicarea rebordurilor costale dificil de mobilizat





Depărtător alar

SKU **RM-AR-1**

PREȚ **\$29 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător alar	Lungime totală de 15 cm, lamă de 22 x 13 mm	\$29
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$29



Depărtător mastoidian Allport

SKU **RM-AMR-1**

PREȚ **\$59 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător mastoidian Allport	Lungime totală de 10.2 cm, 4x4 dinți ascuțiți	\$59
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$59



Depărtător Arnett Le Fort pentru buza superioară

SKU **RM-ALFULR-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Arnett Le Fort pentru buza superioară	Instrument maxilo-facial pentru expunerea câmpului operator prin depărtarea buzei superioare	\$49
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$49



Depărtător nazal Aufricht Daniel

SKU **RM-ADNR-1**

PREȚ **\$29 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător nazal Aufricht Daniel	Lungime totală de 11 cm, lamă de 50 x 10 mm	\$29
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$29



Depărtător nazal Aufricht

SKU **RM-ANR-6IN-1**

PREȚ **\$59 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Fără aspirație (standard)	RM-ANR-6IN-1-1	\$59
Cu tub de aspirație	RM-ANR-6IN-1-2	\$199



Depărtător nazal Aufricht - cu fibră optică

SKU **RM-ANR-FO-1**

PREȚ **\$149 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Depărtător nazal Aufricht - cu fibră optică	Lungime de 6 ¼" (15.9 cm), lamă concavă de 7.0 mm, fascicul de fibre optice
1	Adaptor universal pentru ghidul de lumină	Compatibil cu cablurile standard de fibră optică din sala de operație
1	Husă de protecție / cutie	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător nazal Aufricht Walter

SKU **RM-AWNR-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător nazal Aufricht Walter	Lungime totală de 13.5 cm, lame de 42 x 7 mm la ambele capete	\$69
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$69



Depărtător Austin pentru țesuturi și obraji

SKU **RM-ATCR-1**

PREȚ **\$45 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Austin pentru țesuturi și obraji	Depărtător intraoral compact, angulat la unghi drept	\$45
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$45



Depărtător Awty pentru colul condilian

SKU **RM-ACNR-1**

PREȚ **\$59 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Awty pentru colul condilian	Lungime totală de 22 cm, lamă condiliană curbată	\$59
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$59



Depărtător nazal Barsky

SKU **RM-BNR-1**

PREȚ **\$64 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător nazal Barsky	Lungime de 3 ¾" (9.5 cm), lamă de 10 x 55 mm	\$64
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$64



Depărtător intraoral Bauer pentru incizura sigmoidă

SKU **RM-BSNIOR-1**

PREȚ **\$79 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Fără ghid de lumină (stânga sau dreapta)	RM-BSNIOR-1-1	\$79
Cu ghid de lumină cu fibră optică (stânga sau dreapta)	RM-BSNIOR-1-2	\$149



Depărtătoare endaurale Bellucci

SKU **RM-BER-1**

PREȚ **\$174 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lamă plină cu 2 dinți bonți	RM-BER-1-1	\$174
Lamă plină cu 2 dinți ascuțiți	RM-BER-1-2	\$174



Depărtător Bishop pentru buze și obraji

SKU **RM-BLCR-1**

PREȚ **\$24 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Bishop pentru buze și obraji	Lungime totală de 13.5 cm, lame de 27 mm la ambele capete	\$24
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$24



Depărtător traheal Bose

SKU **RM-BOTR-1**

PREȚ **\$29 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Orientare spre stânga	RM-BOTR-1-1	\$29
Orientare spre dreapta	RM-BOTR-1-2	\$29



Depărtător traheal Bose cu arc

SKU **RM-BTR-ST-1**

PREȚ **\$59 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător traheal Bose cu arc	Lungime totală de 7 cm, valve curbate acționate de arc	\$59
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$59



Depărtător mandibular Bremerich cu jgheab

SKU **RM-BMCR-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
18 cm	RM-BMCR-1-1	\$44
22.5 cm	RM-BMCR-1-2	\$49



Depărtător nazal Cerkes cu două capete

SKU **RM-CDENR-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Mică (10×7 mm & 15×7 mm)	RM-CDENR-1-1	\$69
Mare (30×8 mm & 35×10 mm)	RM-CDENR-1-2	\$74



Depărtător nazal Cerkes cu greutate - Depărtător pentru columelă Gruber

SKU **RM-CNRW-1**

PREȚ **\$79 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător pentru columelă Cerkes / Gruber cu greutate	Lamă profilată în formă de cârlig, cu greutate sferică calibrată	\$79
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$79



Depărtător combinat pentru plăgi și obraji

SKU **RM-CWCR-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător combinat pentru plăgi și obraji	Depărtător cu două capete pentru cavitatea orală și plăgi — 1	\$69
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport — 1	\$69



Depărtător condilian

SKU **RM-CONDR-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
8 mm x 27 mm	RM-CONDR-1-1	\$44
10 mm x 44 mm	RM-CONDR-1-2	\$49



Depărtător alar Converse cu două capete

SKU **RM-CARDE-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Deschidere de 10 mm	RM-CARDE-1-1	\$49
Deschidere de 14 mm	RM-CARDE-1-2	\$54



Depărtător nazal Converse

SKU **RM-CNR-45-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Fără iluminare prin fibră optică	RM-CNR-45-1-1	\$69
Cu iluminare prin fibră optică	RM-CNR-45-1-2	\$209



Depărtător nazal Converse, 10 cm

SKU **RM-CNR-10CM-1**

PREȚ **\$14 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
10 mm × 16 mm	RM-CNR-10CM-1-1	\$14
12 mm × 30 mm	RM-CNR-10CM-1-2	\$19
12 mm × 40 mm	RM-CNR-10CM-1-3	\$24
12 mm × 50 mm	RM-CNR-10CM-1-4	\$29



Depărtător / cârlig nazal alar Cottle

SKU **RM-CANR-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Bilă pe partea stângă — lungime de 14.0 cm, lățime de 10 mm, dinte cu bilă pe stânga	RM-CANR-1-1	\$44
Bilă pe partea dreaptă — lungime de 14.0 cm, lățime de 10 mm, dinte cu bilă pe dreapta	RM-CANR-1-2	\$44



Depărtător nazal Cottle - 4 dinți bonți

SKU **RM-CNR4BP-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător nazal Cottle - 4 dinți bonți	Lungime de 6" (15.0 cm), cap tip greblă cu lățimea de 10.0 mm, 4 dinți bonți	\$44
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$44




Depărtător cu cârlig Cottle cu 2 dinți

SKU **RM-CRH2P-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Dinți cu vârf sferic — lungime 6 ¾", lățime 12 mm	RM-CRH2P-1-1	\$49
Dinți cu vârf ascuțit — lungime 6 ¾", lățime 12 mm	RM-CRH2P-1-2	\$49



Depărtător de obraz Cronin

SKU **RM-CCR-ORAL-1**

PREȚ **\$24 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător de obraz Cronin	Lungime totală de 16 cm, lamă curbă cu lățimea de 19 mm	\$24
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$24



Depărtător Cronin pentru buză și nară

SKU **RM-CLNR-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Cronin pentru buză și nară	Lungime totală de 6" (15.2 cm), lățime de 14 mm, cu două capete	\$49
Husă / cutie de protecție	Ambalaj individual pentru transport	\$49



Depărtător mandibular cu jgheab Dumbach

SKU **RM-DMCR-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Curbat spre stânga — 23 cm	RM-DMCR-1-1	\$49
Curbat spre dreapta — 23 cm	RM-DMCR-1-2	\$49



Depărtător lateral Dunn Dautrey

SKU **RM-DDLR-135-1**

PREȚ **\$29 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător lateral Dunn Dautrey	Lungime totală de 13.5 cm, lamă laterală angulată	\$29
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$29



Depărtător Fisch cu articulație

SKU **RM-FRWJ-1**

PREȚ **\$109 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
2 dinți în dreapta / placă zimțată în stânga — 17 cm	RM-FRWJ-1-1	\$109
2 dinți în stânga / placă zimțată în dreapta — 17 cm	RM-FRWJ-1-2	\$109



Depărtător cu gât flexibil

SKU **RM-FNR-1**

PREȚ **\$29 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Configurație cu 2 dinți — Vârfuri ascuțite sau boante	RM-FNR-1-1	\$29
Configurație cu 3 dinți — Vârfuri ascuțite sau boante	RM-FNR-1-2	\$34
Configurație cu 4 dinți — Vârfuri ascuțite sau boante	RM-FNR-1-3	\$39



Depărtător Fomon

SKU **RM-FMR-17-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Configurație standard — Lungime de 17 cm, vârf sferic de 5 x 10 mm, oțel inoxidabil	RM-FMR-17-1-1	\$44
Versiune izolată — Lungime de 17 cm, vârf sferic de 5 x 10 mm, strat dielectric	RM-FMR-17-1-2	\$54



Depărtător cu aspirație Gerbault Tebbett's

SKU **RM-GTSR-1**

PREȚ **\$209 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
14 cm — Depărtător cu aspirație	RM-GTSR-1-1	\$194
18 cm — Depărtător cu aspirație — Standard	RM-GTSR-1-2	\$209
Configurație dublă cu aspirație și fibră optică — Depărtător cu vârf cu 3 orificii, linie de aspirație și fascicul de fibre optice	RM-GTSR-1-3	\$209



Depărtător Gifford-Jansen

SKU **RM-GJR-115-1**

PREȚ **\$84 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Configurație cu 3x3 dinți — Vârfuri ascuțite sau boante	RM-GJR-115-1-1	\$84
Configurație cu 4x4 dinți — Vârfuri ascuțite sau boante	RM-GJR-115-1-2	\$89



Depărtător de uvulă Goodyear

SKU **RM-GUR-18-1**

PREȚ **\$34 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
6 1/4 in (15.9 cm)	RM-GUR-18-1-1	\$26
7 3/8 in (18.7 cm) — Standard, lamă de 15 mm	RM-GUR-18-1-2	\$34



Depărtător tiroidian Green

SKU **RM-GTR-223-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător tiroidian Green	Lungime totală de 22.3 cm, lamă curbată în formă de buclă din sârmă cu deschidere centrală, mâner cu inel — 1	\$44
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport — 1	\$44



Depărtător Gruber pentru rinoplastie

SKU **RM-GRR-NOSE-1**

PREȚ **\$89 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Gruber pentru rinoplastie	Configurație cu două cârlige, cu lățimea de 10 mm, mâner plat — 1	\$89
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport — 1	\$89




Depărtător de obraz Hajek

SKU **RM-HCR-175-1**

PREȚ **\$24 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător de obraz Hajek	Lungime totală de 17.5 cm, lamă atraumatică pentru obraz, priză confortabilă — 1	\$24
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport — 1	\$24



Depărtător Hargis pentru procesul coronoid, cu lanț

SKU **RM-HCRWC-1**

PREȚ **\$49 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Depărtător Hargis pentru procesul coronoid	Lungime totală de 19 cm, lamă cu creștătură pentru procesul coronoid — 1
1	Lanț de tracțiune integrat	Lanț robust cu zale din oțel inoxidabil, de 20 cm — 1
1	Husă / cutie de protecție	Ambalaj individual pentru transport — 1



Depărtător Hargis pentru corpul mandibulei

SKU **RM-HMBR-17-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Hargis pentru corpul mandibulei	Lungime totală de 17 cm, vârf în formă de cârlig de 13 mm — 1	\$44
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport — 1	\$44



Depărtător Hargis pentru fața medială a ramului mandibular

SKU **RM-HMRR-1**

PREȚ **\$59 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Orientat spre stânga — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-1	\$59
Orientat spre dreapta — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-2	\$59



Depărtător Helms

SKU **RM-HLR-11-1**

PREȚ **\$109 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Helms	Lungime totală de 11 cm, 2 dinți netezi cu vârf bont, blocare cu șurub	\$109
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$109



Depărtător Henahan

SKU **RM-HNHR-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
17 cm (aprox. 6.7") — Lamă bontă de mărimea 2	RM-HNHR-1-1	\$44
20 cm (aprox. 7.9") — Lamă bontă de mărimea 2	RM-HNHR-1-2	\$49



Depărtător endaural Henner

SKU **RM-HER-475-1**

PREȚ **\$189 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
4 1/2 in (11.4 cm)	RM-HER-475-1-1	\$179
4 3/4 in (12.06 cm) — Standard	RM-HER-475-1-2	\$189



Depărtător manual House

SKU **RM-HHR-6IN-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător manual House	Lungime de 6" (15.24 cm), lame la ambele capete de 5×16 mm & 9×25 mm	\$69
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$69



Depărtător traheal Jackson

SKU **RM-JTR-14-1**

PREȚ **\$29 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător traheal Jackson	Lungime totală de 14 cm, vârf angulat și ascuțit de 8.0 mm, mâner plat	\$29
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$29




Depărtător traheal Jackson cu două capete

SKU **RM-JTR-DE-17-1**

PREȚ **\$39 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător traheal Jackson cu două capete	Lungime totală de 17 cm, lame suple și curbate la ambele capete	\$39
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$39



Depărtător mastoidian Jansen

SKU **RM-JMR-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
3"	RM-JMR-1-1	\$69
3 ¼"	RM-JMR-1-2	\$74
3 ½"	RM-JMR-1-3	\$79
4"	RM-JMR-1-4	\$84
4 ¼"	RM-JMR-1-5	\$89
4 ½"	RM-JMR-1-6	\$94



Depărtător autostatic Jolls Friedman

SKU **RM-JFSRR-1**

PREȚ **\$94 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător autostatic Jolls Friedman	Dimensiuni / Detalii: lungime de 6" (15.24 cm), făci curbate fenestrate, blocare prin șurub	\$94
Husă de protecție / Cutie	Dimensiuni / Detalii: ambalaj individual pentru transport	\$94



Depărtător Kreidler pentru țesuturi moi

SKU **RM-KSTR-21-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Kreidler pentru țesuturi moi	Dimensiuni / Detalii: lungime totală de 21 cm, lamă lată de 5 x 20 mm · Cantitate inclusă: 1	\$44
Husă de protecție / Cutie	Dimensiuni / Detalii: ambalaj individual pentru transport · Cantitate inclusă: 1	\$44



Depărtător tiroidian Lahey

SKU **RM-LTR-203-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător tiroidian Lahey	Dimensiuni / Detalii: lungime totală de 20.3 cm (8"), lamă de 25 mm în unghi drept, cu rebord · Cantitate inclusă: 1	\$49
Husă de protecție / Cutie	Dimensiuni / Detalii: ambalaj individual pentru transport · Cantitate inclusă: 1	\$49



Depărtător Levasseur Merrill

SKU **RM-LMR-25-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Levasseur Merrill	Dimensiuni / Detalii: lungime totală de 25 cm, lamă în formă de jgheab pentru osteotomie de 12.5 / 27 mm · Cantitate inclusă: 1	\$69
Husă de protecție / Cutie	Dimensiuni / Detalii: ambalaj individual pentru transport · Cantitate inclusă: 1	\$69




Depărtător Levasseur Merrill cu fibră optică

SKU **RM-LMR-FO-1**

PREȚ **\$139 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Depărtător Levasseur Merrill cu fibră optică	Dimensiuni / Detalii: lungime de 25 cm, lamă de 12.5 / 27 mm, fascicul de fibre optice pentru iluminare · Cantitate inclusă: 1
1	Adaptor universal pentru cablu de lumină	Dimensiuni / Detalii: Se conectează la cablurile de lumină standard din sala de operație · Cantitate inclusă: 1
1	Husă / Cutie de protecție	Dimensiuni / Detalii: Ambalaj standard pentru transport · Cantitate inclusă: 1



Depărtător pentru buze și obraji

SKU **RM-LCR-26-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător pentru buze și obraji	Dimensiuni / Detalii: lungime totală de 26 cm, lamă curbată atraumatică, mâner plat · Cantitate inclusă: 1	\$49
Husă de protecție / Cutie	Dimensiuni / Detalii: ambalaj individual pentru transport · Cantitate inclusă: 1	\$49



Depărtător pentru uvulă Lothrop

SKU **RM-LUR-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
17 cm	RM-LUR-1-1	\$44
25 cm	RM-LUR-1-2	\$49



Depărtător Love pentru uvulă

SKU **RM-LUR-17-1**

PREȚ **\$59 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lamă cu lățimea de 18 mm	RM-LUR-17-1-1	\$59
Lamă cu lățimea de 20 mm	RM-LUR-17-1-2	\$64



Depărtător traheal Luer S

SKU **RM-LSTR-1**

PREȚ **\$24 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
10 cm	RM-LSTR-1-1	\$24
13 cm	RM-LSTR-1-2	\$29
14 cm	RM-LSTR-1-3	\$34



Depărtător traheal Lukens

SKU **RM-LTR-634-1**

PREȚ **\$79 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător traheal Lukens	Dimensiuni / Detalii: lungime de 6 ¾" (17.1 cm), două lame: curbată de 10 mm și angulată de 7 mm · Cantitate inclusă: 1	\$79
Husă de protecție / Cutie	Dimensiuni / Detalii: ambalaj individual pentru transport · Cantitate inclusă: 1	\$79



Depărtător mandibular cu lamă canelată

SKU **RM-MCR-17-1**

PREȚ **\$29 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător mandibular cu lamă canelată	Dimensiuni / Detalii: lungime totală de 17 cm, lamă canelată cu lățimea de 8 mm · Cantitate inclusă: 1	\$29
Husă de protecție / Cutie	Dimensiuni / Detalii: ambalaj individual pentru transport · Cantitate inclusă: 1	\$29



Depărtător pentru obraji și buze Martin-Simplex

SKU **RM-MSCLR-1**

PREȚ **\$24 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
10 cm	RM-MSCLR-1-1	\$24
4 ½ inches / 11 cm	RM-MSCLR-1-2	\$29




Depărtător tiroidian McBurney

SKU **RM-MTR-19-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Standard — 7.5 in, lamă de 16x10 mm	RM-MTR-19-1-1	\$49



Depărtător antral McCabe

SKU **RM-MAR-658-1**

PREȚ **\$99 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Standard — 6 5/8 in	RM-MAR-658-1-1	\$99



Depărtător pentru fața medială a ramurii mandibulare și marginea orbitală

SKU **RM-MRORR-29-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător pentru fața medială a ramurii mandibulare și marginea orbitală	Dimensiuni / Detalii: lungime totală de 29 cm, lamă cranio-facială curbată anatomic · Cantitate inclusă: 1	\$49
Manșon de protecție / Cutie	Dimensiuni / Detalii: ambalaj individual pentru transport · Cantitate inclusă: 1	\$49



Depărtător medial pentru ramul mandibular

SKU **RM-MRR-195-1**

PREȚ **\$99 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Variantă pentru stânga	Lungime totală: 19.5 cm · Rol clinic principal: protejarea țesuturilor moi mediale în osteotomiile de despicare sagitală pe partea stângă · Preț (USD): \$99.00
1	Variantă pentru dreapta	Lungime totală: 19.5 cm · Rol clinic principal: protejarea țesuturilor moi mediale în osteotomiile de despicare sagitală pe partea dreaptă · Preț (USD): \$99.00
1	Husă / cutie de protecție	Lungime totală: ambalaj standard pentru transport · Rol clinic principal: — · Preț (USD): inclus



Depărtător Millard Cottle cu inel pentru deget

SKU **RM-MCRFR-1**

PREȚ **\$24 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Millard Cottle cu inel pentru deget	Lungime de 5.5 cm, lamă de 5 x 12 mm cu 2 dinți ascuțiți, inel pentru deget	\$24
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$24



Depărtător Minnesota

SKU **RM-MNR-55-1**

PREȚ **\$39 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Model standard (fără aspirație)	RM-MNR-55-1-1	\$39
Cu tub de aspirație	RM-MNR-55-1-2	\$49



Depărtător Mollison pentru pilierul anterior

SKU **RM-MAPR-22-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Mollison pentru pilierul anterior	Lungime totală de 22 cm, două lame subțiri de 10 mm, mâner angulat	\$44
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$44



Depărtător Mollison

SKU **RM-MLR-155-1**

PREȚ **\$99 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Mollison	Lungime totală de 15.5 cm, gheare ascuțite 4x4, blocare cu cremalieră	\$99
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$99



Depărtător mucoperiostal

SKU **RM-MPR-ORAL-1**

PREȚ **\$54 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător mucoperiostal	Depărtător intraoral manual, lamă curbată atraumatică, mâner plat	\$54
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$54



Depărtător pentru tegument nazal

SKU **RM-NSR-6IN-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător pentru tegument nazal	Lungime totală de 6" (15 cm), lamă curbată cu lățimea de 16 mm, mâner ergonomic	\$44
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$44




Depărtător Neivert cu ghidaj pentru cuțit

SKU **RM-NKGR-1**

PREȚ **\$39 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Mic — 6 3/4 in	RM-NKGR-1-1	\$39
Standard — 7 3/4 in	RM-NKGR-1-2	\$44



Depărtător alveolar Obwegeser

SKU **RM-OAR-22-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător alveolar Obwegeser	Lungime totală de 22 cm, lamă alveolară curbată cu creștătură	\$49
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$49



Depărtător Obwegeser pentru bărbie

SKU **RM-OCR-16-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Obwegeser pentru bărbie	Lungime totală de 16 cm, lamă curbată în formă de șa pentru bărbie	\$44
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$44



Depărtător mandibular cu șanț Obwegeser

SKU **RM-OMCR-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Șanț de 8 mm	RM-OMCR-1-1	\$44
Șanț de 10 mm	RM-OMCR-1-2	\$49




Depărtător Obwegeser pentru marginea mandibulară

SKU **RM-OMRR-20-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Obwegeser pentru marginea mandibulară	Lungime totală de 20 cm, lamă curbată pentru marginea mandibulară	\$49
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$49




Depărtător Obwegeser pentru spina nazală

SKU **RM-ONSR-22-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Obwegeser pentru spina nazală	Lungime totală de 22 cm, lamă cu creștătură pentru spina nazală	\$49
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$49



Depărtător Obwegeser pentru ramul mandibular

SKU **RM-ORR-22-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Obwegeser pentru ramul mandibular	Lungime totală de 22 cm, lamă curbată anatomic pentru ramul mandibular	\$49
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$49




Depărtător Obwegeser pentru țesuturi moi

SKU **RM-OSTR-1**

PREȚ **\$39 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Obwegeser pentru țesuturi moi	Lungime totală de 8 ¾" (22.2 cm)	\$39
Husă / cutie de protecție	Ambalaj individual pentru transport	\$39



Depărtător de obraji Orringer

SKU **RM-OCR-4IN-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător de obraji Orringer	Lungime de 4" (10.16 cm), lățime de 3" (8 cm), construcție autostatică din sârmă elastică	\$49
Husă / cutie de protecție	Ambalaj individual pentru transport	\$49



Depărtător autostatic Paparella-Weitlaner

SKU **RM-PWSRR-5IN-1**

PREȚ **\$89 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător autostatic Paparella-Weitlaner	Lungime totală de 5" (12.7 cm), dinți 2x2 (13 mm), deschidere de 33 mm, blocare cu cremalieră	\$89
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$89



Depărtător pterigoidian intraoral Petri

SKU **RM-PPIOR-23-1**

PREȚ **\$79 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător pterigoidian intraoral Petri	Lungime totală de 23 cm, lamă pterigoidiană cu lățimea de 25.5 mm	\$79
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$79



Depărtător pterigoidian intraoral Petri cu fibră optică

SKU **RM-PPIOR-FO-23-1**

PREȚ **\$149 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Depărtător pterigoidian intraoral Petri cu fibră optică	Lungime de 23 cm, lamă cu lățimea de 25.5 mm, fascicul de fibre optice pentru iluminare
1	Adaptor universal pentru cablul de lumină	Se conectează la cablurile standard de lumină din sala de operație
1	Husă de protecție / cutie	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător pentru marginea aperturii piriforme

SKU **RM-PRR-17-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Mic — 17 cm	RM-PRR-17-1-1	\$44
Standard — 18.5 cm, lamă de 45x7 mm	RM-PRR-17-1-2	\$49



Depărtător autostatic Plester

SKU **RM-PSRR-109-1**

PREȚ **\$109 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Model standard demontabil — 4", 5" (aprox. 11 cm), dinți fini semi-ascuțiți, lamă plină pe stânga sau pe dreapta	RM-PSRR-109-1-1	\$109
Model cu dinți extrafini 2:2 — 11 cm sau 13 cm, dispunere asimetrică a dinților extrafini 2x2	RM-PSRR-109-1-2	\$109
Model asimetric cu 3 dinți pe stânga — 13 cm, 3 dinți semi-ascuțiți pe stânga și lamă netedă pe dreapta	RM-PSRR-109-1-3	\$109



Depărtător pentru ramul mandibular

SKU **RM-RR-MAX-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Mic — 17 cm, lamă de 11/15x70 mm	RM-RR-MAX-1-1	\$59
Standard — 22 cm, lamă de 11x70 mm	RM-RR-MAX-1-2	\$69
Mare — 22 cm, lamă de 12/22x70 mm	RM-RR-MAX-1-3	\$79



Depărtător condilian Reich

SKU **RM-RCR-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lungime totală de 18 cm — profil de 80° sau 110°	RM-RCR-1-1	\$49
Lungime totală de 19 cm — profil de 80° sau 110°	RM-RCR-1-2	\$59



Depărtător Sailer pentru dorsul nazal

SKU **RM-SNBR-235-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Sailer pentru dorsul nazal	Lungime totală de 23.5 cm, lamă curbată de 15-20 mm x 50 mm	\$49
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$49



Depărtător Sailer pentru spina nazală

SKU **RM-SNSR-49-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Sailer pentru spina nazală	Depărtător manual cu lamă cu decupaj pentru spina nazală și mâner plat	\$49
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$49



Depărtător Sailer pentru țesuturi moi

SKU **RM-SSTR-15-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Mic — 15 cm, lamă de 7x25 mm	RM-SSTR-15-1-1	\$39
Standard — 15 cm, lamă de 10x35 mm	RM-SSTR-15-1-2	\$44
Mediu-mare — 15 cm, lamă de 12x55 mm	RM-SSTR-15-1-3	\$49
Mare — 15 cm, lamă de 14x70 mm	RM-SSTR-15-1-4	\$54
Foarte mare — 15 cm, lamă de 16x80 mm	RM-SSTR-15-1-5	\$59



Depărtător Salzburg pentru colul condilian

SKU **RM-SCNR-225-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Model pentru partea dreaptă — lungime de 22.5 cm, lamă pentru colul condilian curbată spre dreapta	RM-SCNR-225-1-1	\$49
Model pentru partea stângă — lungime de 22.5 cm, lamă pentru colul condilian curbată spre stânga	RM-SCNR-225-1-2	\$49



Depărtător Salzburg pentru marginea mandibulară

SKU **RM-SMRR-23-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Salzburg pentru marginea mandibulară	Lungime totală de 23 cm, lamă curbată pentru marginea mandibulară	\$49
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$49



Depărtător Salzburg pentru țesuturi moi

SKU **RM-SSTR-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Variantă de 13 cm — Lamă netedă cu un singur capăt activ	RM-SSTR-1-1	\$44
Variantă de 14 cm — Lamă netedă cu un singur capăt activ	RM-SSTR-1-2	\$49



Depărtător Schuknecht Fisch

SKU **RM-SFR-13-1**

PREȚ **\$114 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
2 dinți (dispunere 2:2) — lungime 13 cm, dinți semi-ascuțiți 2:2, detașabil	RM-SFR-13-1-1	\$114
3 dinți (dispunere 3:3) — lungime 13 cm, dinți semi-ascuțiți 3:3, detașabil	RM-SFR-13-1-2	\$124




Depărtător Shea cu ghid de lumină cu fibră optică

SKU **RM-SRFOG-22-1**

PREȚ **\$139 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Depărtător Shea cu ghid de lumină cu fibră optică	Lungime de 22 cm, lamă lată de 14.5 mm, fascicul de fibre optice integrat
1	Adaptor universal pentru cablul de iluminare	Se conectează la cablurile standard cu fibră optică din sala de operație
1	Husă / cutie de protecție	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător nazal Sheen angulat

SKU **RM-SNRA-65-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător nazal Sheen angulat	Lungime totală de 6 ½" (165 mm), lamă plină de 10 mm, corp angulat	\$49
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$49



Depărtător pentru incizura sigmoidă

SKU **RM-SNR-22-1**

PREȚ **\$64 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător pentru incizura sigmoidă	Lungime totală de 22 cm, lamă concavă de 9.5 / 16 mm, vârf complet îndoit	\$64
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$64



Depărtător pentru incizura sigmoidă cu ghid de fibră optică

SKU **RM-SNRFOG-22-1**

PREȚ **\$139 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Depărtător pentru incizura sigmoidă cu ghid de fibră optică	Lungime de 22 cm, lamă de 9.5 / 16 mm, canal pentru fibră optică
1	Adaptor universal pentru cablul de lumină	Se conectează la cablurile de fibră optică standard din sala de operație
1	Husă de protecție / cutie	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător Sistrunk

SKU **RM-STR-153-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Sistrunk	Lungime totală de 15.3 cm, lame la ambele capete de 3/8" (9.5 mm), mâner plat	\$49
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$49



Depărtător endaural autostatic Snitman

SKU **RM-SSER-108-1**

PREȚ **\$99 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător endaural autostatic Snitman	Lungime totală de 10.8 cm, 3×3 dinți ascuțiți, blocare cu cremalieră	\$99
Husă / cutie de protecție	Ambalaj individual pentru transport	\$99



Depărtător Sternberg cu două capete

SKU **RM-SDER-1**

PREȚ **\$24 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
14 cm standard — capete din sârmă în formă de U, orientate în direcții opuse	RM-SDER-1-1	\$24
37 cm cu rază extinsă de acțiune — capete din sârmă în formă de U, orientate în direcții opuse	RM-SDER-1-2	\$34



Depărtător nazal cu inel pivotant

SKU **RM-SRNR-11-1**

PREȚ **\$59 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător nazal cu inel pivotant	Lungime totală de 11 cm, lamă cu lățimea de 8 mm, inel pivotant cu rotație de 360°	\$59
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$59



Depărtător nazal Terry

SKU **RM-TNR-6IN-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător nazal Terry	Lungime totală de 6" (152 mm), lamă de 5 x 46 mm, mâner ergonomic	\$44
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$44



Depărtător Tessier maleabil tip bandă

SKU **RM-TMRR-22-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lamă îngustă — lungime de 22 cm, spatulă maleabilă îngustă — Explorarea planșeului orbital, acces la cantusul medial, chirurgie craniofacială pediatrică	RM-TMRR-22-1-1	\$44
Lamă medie — lungime de 22 cm, spatulă maleabilă medie — Expunerea standard a marginii orbitare, osteotomii ale arcului zigomatic și maxilarului	RM-TMRR-22-1-2	\$44
Lamă lată — lungime de 22 cm, spatulă maleabilă lată — Decolarea unui lambou frontal extins, abord coronal și protejarea globului ocular	RM-TMRR-22-1-3	\$44
Set de trei instrumente — Reunește variantele îngustă, medie și lată — Set complet de instrumente maleabile pentru trusa de chirurgie craniofacială, destinat tuturor căilor de acces la oasele feței	RM-TMRR-22-1-4	\$94



Cârlig/Depărtător traheal

SKU **RM-THR-6IN-1**

PREȚ **\$29 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Standard — 6 in, 15.2 cm	RM-THR-6IN-1-1	\$29
Mare — 7 in, 18 cm	RM-THR-6IN-1-2	\$34
Extra mare — 7.5 in, 19 cm	RM-THR-6IN-1-3	\$39



Depărtător Wassmund pentru țesuturi moi

SKU **RM-WSTR-21-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Wassmund pentru țesuturi moi	Lungime totală de 21 cm, lamă netedă de 33 x 20 mm, mâner plat	\$49
Teacă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$49



Depărtător Williger

SKU **RM-WLR-13-1**

PREȚ **\$79 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Williger (3 dinți) — 13 cm	RM-WLR-13-1-1	\$79
Depărtător Williger (4 dinți) — 13 cm	RM-WLR-13-1-2	\$89



Depărtător autostatic Wullstein Weitlaner

SKU **RM-WWSRR-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Compact (4", 4 ¼", 4 ½") — Drept / Curb; 2x2 sau 2x3 dinți	RM-WWSRR-1-1	\$44
Intermediar (5 ⅛", 5.5", 6", 6 ½") — Drept / Curb; 2x3, 3x3 sau 3x4 dinți	RM-WWSRR-1-2	\$59
Lung (8", 9 ½", 10") — Drept / Curb; 3x3 sau 3x4 dinți	RM-WWSRR-1-3	\$79



Depărtător FK (Feyh-Kastenbauer)

SKU **RM-FK-1**

PREȚ **\$4,999 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru de bază FK-WO TORS cu adaptor	Ansamblul cadrului structural principal
1	Adaptor pentru cadrul de bază FK-WO TORS	Adaptor de conectare pentru montare
1	Adaptor pentru pensă de prindere a tumorilor sau tub de aspirație	Adaptor auxiliar pentru montarea instrumentelor
1	Clemă pentru cablul de lumină	Conectare laterală a cablului
2	Depărtătoare de obraz	Profil curbat
1	Tub de aspirare a fumului	4.0 x 170 mm
10 pcs	Protecție dentară	Fără latex, nu poate fi sterilizată în autoclavă
1	Valvă mandibulară	11 cm
1	Valvă laringiană	17 cm, concavă
1	Valvă linguală	Curbată
1	Valvă linguală	Curbată, cu deschidere pe partea dreaptă
1	Valvă linguală	Curbată, cu deschidere pe partea stângă
1	Valvă TORS după Weinstein-O'Malley	Profil TORS standard
2	Valvă TORS mică, stânga	Configurație compactă pentru partea stângă
2	Valvă TORS mică, dreapta	Configurație compactă pentru partea dreaptă
1	Cutie de sterilizare	Tavă modelată pentru setul FK-WO TORS





Depărtător Anderson tip gheară de urs

SKU **RM-ABCR-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
3 dinți ascuțiți, 4 3/4" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-1	\$49
5 dinți ascuțiți, 4 3/4" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-2	\$59



Depărtător Biggs pentru lifting facial (ritidectomie)

SKU **RM-BFLR-1**

PREȚ **\$79 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Biggs pentru lifting facial (ritidectomie)	Lungime de 8" (20.3 cm), lamă fenestrată de 5.2 cm	\$79
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$79



Depărtător Biggs pentru lifting facial, cu fibră optică

SKU **RM-BFLR-FO-1**

PREȚ **\$99 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Depărtător Biggs pentru lifting facial, cu fibră optică	Lungime de 9" (229 mm), lamă de 52 mm, fascicul de fibre optice
1	Adaptor universal pentru cablul de lumină	Compatibil cu racordurile Storz, Olympus, Wolf, ACMI
1	Husă de protecție / cutie	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător Biggs îngust pentru mamoplastie

SKU **RM-BMRN-1**

PREȚ **\$89 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Biggs îngust pentru mamoplastie	Lungime de 6" (15.2 cm), lamă curbată îngustă de 3 cm	\$89
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$89



Depărtător Biggs standard pentru mamoplastie

SKU **RM-BMRS-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Biggs standard pentru mamoplastie	Lungime de 8" (20.3 cm), lamă cu lățimea de 50.0 mm	\$69
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$69



Depărtător Biggs pentru mamoplastie, cu fibră optică

SKU **RM-BMRFO-1**

PREȚ **\$239 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Depărtător Biggs pentru mamoplastie, cu fibră optică	Lamă fenestrată de 50 mm, ghid de lumină, tub de aspirație
1	Racord universal pentru cablul de lumină	Se conectează la cablurile standard cu fibră optică din sala de operație
1	Husă de protecție / cutie	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător Blair pentru degete

SKU **RM-BFR-1**

PREȚ **\$94 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Capăt cu 4 dinți bonți	RM-BFR-1-1	\$94
Capăt cu 4 dinți ascuțiți	RM-BFR-1-2	\$94



Depărtător mamar Engler

SKU **RM-BER-OPT-1**

PREȚ **\$139 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Depărtător mamar Engler	Lamă de 65 x 12 mm cu fascicul integrat de fibre optice
1	Racord universal pentru cablu de lumină	Se conectează la cablurile standard de lumină din sala de operație
1	Husă de protecție / cutie	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător orbital Clodius

SKU **RM-COR-1**

PREȚ **\$24 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător orbital Clodius	Depărtător manual periorbital și pentru blefaroplastie	\$24
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$24



Depărtător pentru lifting coronal al sprâncenelor

SKU **RM-CBLR-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător pentru lifting coronal al sprâncenelor	Lungime de 7 ¼" (18.4 cm), cap tip greblă de 70.0 mm, 7 dinți ascuțiți	\$49
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$49



Depărtător Curtin pentru piele și țesuturi

SKU **RM-CSTR-SKIN-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Curtin pentru piele și țesuturi	Lungime totală de 14 cm, cap cu lățimea de 15.0 mm, 6 dinți ascuțiți	\$49
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$49



Depărtător endoscopic Daniel pentru nervii regiunii frontale

SKU **RM-DEFNR-1**

PREȚ **\$54 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător endoscopic Daniel pentru nervii regiunii frontale	Lungime de acces de 9 ¾" (17 cm), profil al vârfului curbat spre stânga	\$54
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$54



Depărtător pentru pleoape Desmarres

SKU **RM-DER-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Configurație standard — Lungime de 5 ½" (14 cm), lamă din oțel inoxidabil în formă de șa — Retragerea de rutină a pleoapei și protejarea globului ocular	RM-DER-1-1	\$49
Configurație izolată — Lungime de 5 ½" (14 cm), strat de polimer dielectric — Siguranță electrochirurgicală în timpul cauterizării și al tăierii prin radiofrecvență	RM-DER-1-2	\$79



Depărtător EMORY Endo-Plastic

SKU **RM-EEPR-1**

PREȚ **\$309 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător EMORY Endo-Plastic	Lungime de 10" (254 mm), vârf de 1" (25.4 mm), canal pentru endoscop de 10 mm	\$309
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$309





Depărtător mamar Epstein

SKU **RM-EBR-1**

PREȚ **\$244 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
90 x 27 mm (lungime x lățime)	RM-EBR-1-1	\$204
110 x 27 mm (lungime x lățime)	RM-EBR-1-2	\$214
140 x 27 mm (lungime x lățime)	RM-EBR-1-3	\$224
150 x 25 mm (lungime x lățime)	RM-EBR-1-4	\$234
150 x 30 mm (lungime x lățime)	RM-EBR-1-5	\$244
150 x 36 mm (lungime x lățime)	RM-EBR-1-6	\$254
160 x 27 mm (lungime x lățime)	RM-EBR-1-7	\$264
180 x 25 mm (lungime x lățime)	RM-EBR-1-8	\$274
190 x 36 mm (lungime x lățime)	RM-EBR-1-9	\$284
220 x 27 mm (lungime x lățime)	RM-EBR-1-10	\$294




Depărtător Ferreira pentru augmentare mamară

SKU **RM-FBAR-1**

PREȚ **\$99 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Ferreira pentru augmentare mamară	Mâner de 5 1/2" (130 mm), lamă curbată, îngustată progresiv, de 25 x 171 mm	\$99
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$99






Depărtător Ferreira pentru augmentare mamară - Fibră optică

SKU **RM-FBAR-FO-1**

PREȚ **\$129 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Depărtător Ferreira pentru augmentare mamară - Fibră optică	Lungime de 5 1/2", lamă curbată de 25 x 171 mm, fascicul de fibre optice
1	Racord universal pentru cablul de lumină	Se conectează la cablurile de lumină standard din sala de operație
1	Husă / Cutie de protecție	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător Ferreira pentru lifting facial

SKU **RM-FFLR-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Ferreira pentru lifting facial	Lungime totală de 4 1/4" (108 mm), lamă curbată cu lățimea de 22 mm	\$49
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$49



Depărtător Ferreira pentru lifting facial cu fibră optică

SKU **RM-FFOFLR-1**

PREȚ **\$99 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Depărtător Ferreira pentru lifting facial cu fibră optică	Lungime de 4 1/4" (108 mm), lamă de 22 mm, fascicul de fibre optice
1	Racord universal pentru cablul de lumină	Se conectează la cablurile de lumină standard din sala de operație
1	Husă de protecție / cutie	Ambalaj standard pentru transport



Depărtătoare Freeman pentru lifting facial

SKU **RM-FFLR-SERIES-1**

PREȚ **\$62 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
20 mm - 22 mm — Drept	RM-FFLR-SERIES-1-1	\$62
20 mm - 22 mm — Complet curbat	RM-FFLR-SERIES-1-2	\$64
35 mm - 36 mm — Drept	RM-FFLR-SERIES-1-3	\$66
35 mm - 36 mm — Complet curbat	RM-FFLR-SERIES-1-4	\$68
37 mm - 38 mm — Drept	RM-FFLR-SERIES-1-5	\$70
37 mm - 38 mm — Complet curbat	RM-FFLR-SERIES-1-6	\$72



Depărtător Freeman pentru lambouri

SKU **RM-FFR-8-1**

PREȚ **\$19 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lățime de ½" (12 mm) — Curbat sau drept	RM-FFR-8-1-1	\$19
Lățime de 1" (24 mm) — Curbat sau drept	RM-FFR-8-1-2	\$24



Depărtător Freeman pentru lambouri cu iluminare prin fibră optică

SKU **RM-FFR-FO-1**

PREȚ **\$89 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lamă cu lățimea de 13 mm — Lungime totală de 8", lamă de 13 mm, fascicul de fibre optice	RM-FFR-FO-1-1	\$89
Lamă cu lățimea de 25 mm — Lungime totală de 8", lamă de 25 mm, fascicul de fibre optice	RM-FFR-FO-1-2	\$94



Mini-depărtător Freeman tip greblă

SKU **RM-FMRR-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Mini-depărtător Freeman tip greblă	Lungime de 4 ¾" (12.0 cm), cap cu lățimea de 1", 4 dinți ascuțiți — 1	\$44
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport — 1	\$44



Depărtător tip greblă Freeman

SKU **RM-FRR-7-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Greblă cu lățimea de 22 mm — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-1	\$44
Greblă cu lățimea de 38 mm — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-2	\$49



Depărtător gluteal Gonzalez în formă de L

SKU **RM-GGLR-1**

PREȚ **\$39 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGLR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGLR-1-2	\$44



Depărtător fesier Gonzalez în formă de S

SKU **RM-GGSR-1**

PREȚ **\$39 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGSR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGSR-1-2	\$44



Depărtător Gorney tip greblă

SKU **RM-GRR-3IN-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
3 in (7.5 cm), lățime de 38 mm — Standard	RM-GRR-3IN-1-1	\$49
4 1/4 in (10.8 cm), lățime de 38 mm	RM-GRR-3IN-1-2	\$59



Depărtătoare Hayes pentru chirurgia mâinii

SKU **RM-HHR-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
5 ¼" (13.3 cm)	RM-HHR-1-1	\$49
5 ½" (14.0 cm)	RM-HHR-1-2	\$59
6 ¼" (15.9 cm)	RM-HHR-1-3	\$69



Depărtător distal Hoyos

SKU **RM-HDR-1**

PREȚ **\$349 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Varianta scurtă de 7.5 cm — 7.5 cm (aprox. 3.0")	RM-HDR-1-1	\$349
Varianta lungă de 15.0 cm — 15.0 cm (aprox. 6.0")	RM-HDR-1-2	\$399



Depărtător proximal Hoyos

SKU **RM-HPR-20-1**

PREȚ **\$499 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător proximal Hoyos	Lungime totală de 20 cm, mâner cu TC integrat, lamă proximală curbată	\$499
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$499



Depărtător Hoyos Remora

SKU **RM-HRR-1**

PREȚ **\$499 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Depărtător Hoyos Remora	Lamă curbată cu dințături, fascicul de fibre optice integrat, tub de aspirație
1	Adaptor universal pentru cablul de iluminare	Se conectează la sursele standard de iluminare cu fibră optică din sala de operație
1	Husă / cutie de protecție	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător fin Kasden cu două capete

SKU **RM-KDEDR-1**

PREȚ **\$29 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător fin Kasden cu două capete	Dimensiuni / Detalii: lungime totală de 6 ½" (16.5 cm), două lame fine, mâner din aluminiu	\$29
Husă / Cutie de protecție	Dimensiuni / Detalii: ambalaj individual pentru transport	\$29



Depărtător Kawamoto izolat, cu două capete

SKU **RM-KDEIR-1**

PREȚ **\$34 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Kawamoto izolat, cu două capete	Dimensiuni / Detalii: lungime de 6" (152 mm), lame izolate în formă de L, de 14 x 16 mm	\$34
Husă / Cutie de protecție	Dimensiuni / Detalii: ambalaj individual pentru transport	\$34



Depărtător Knapp pentru sacul lacrimal

SKU **RM-KLSR-1**

PREȚ **\$39 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	1 dinte (cârlig unic)	Lățimi disponibile: 5.0 mm · Tijele și vârfuri disponibile: rigide sau flexibile (ascuțite / boante) · Preț (USD): \$39.00 – \$49.00
1	2 dinți	Lățimi disponibile: 5.0 mm sau 6.0 mm · Tijele și vârfuri disponibile: rigide sau flexibile (ascuțite / boante) · Preț (USD): \$39.00 – \$49.00
1	3 dinți	Lățimi disponibile: 6.0 mm sau 8.0 mm · Tijele și vârfuri disponibile: rigide sau flexibile (ascuțite / boante) · Preț (USD): \$39.00 – \$49.00
1	4 dinți	Lățimi disponibile: 6.0 mm sau 8.0 mm · Tijele și vârfuri disponibile: rigide sau flexibile (ascuțite / boante) · Preț (USD): \$39.00 – \$49.00
1	Teacă de protecție / cutie	Lățimi disponibile: ambalaj standard pentru transport · Tijele și vârfuri disponibile: — · Preț (USD): inclus




Depărtător autostatic Knapp

SKU **RM-KSRR-10-1**

PREȚ **\$79 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător autostatic Knapp	Dimensiuni / Detalii: lungime totală de 10 cm, lățime de 26 mm, 4x4 dinți (drept/angulat, ascuțiți/boanți) · Rol clinic principal: expunere autostatică a săcului lacrimal și a microinciziilor · Preț (USD): \$79.00	\$79
Husă de protecție / Cutie	Dimensiuni / Detalii: ambalaj standard pentru transport · Rol clinic principal: — · Preț (USD): inclus	\$79



Depărtător de plagă Logan

SKU **RM-LWS-4CM-1**

PREȚ **\$199 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru inferior cu bară de ghidare cu clichet	Cadru de bază principal cu șină, care ghidează depărtarea marginilor țesuturilor
1	Suport de braț culisant	Suport mobil reglabil orizontal de-a lungul șinei
2	Mecanisme de reglare cu șurub	Mecanisme de blocare cu șurub de precizie pentru deplasarea și fixarea brațelor în poziție
2	Vârfuri de depărtare cu dinți	Capete de fâlcă antialunecare prevăzute cu 3 x 3 dinți ascuțiți curbați spre exterior
1	Ambalaj / cutie de protecție pentru depozitare	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător mamar Marx

SKU **RM-MBR-27-1**

PREȚ **\$119 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător mamar Marx	Dimensiuni / Detalii: lungime totală de 27 cm, lamă curbată de 30 x 125 mm · Cantitate inclusă: 1	\$119
Husă de protecție / Cutie	Dimensiuni / Detalii: ambalaj individual pentru transport · Cantitate inclusă: 1	\$119



Depărtător Maxwell pentru lambouri

SKU **RM-MFR-4IN-1**

PREȚ **\$29 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Variantă cu lățimea de 22 mm	RM-MFR-4IN-1-1	\$29
Variantă cu lățimea de 38 mm	RM-MFR-4IN-1-2	\$34



Cârlig cutanat/depărtător Meyerding

SKU **RM-MSHR-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
16 cm (aprox. 6.3")	RM-MSHR-1-1	\$44
22.86 cm (9.0")	RM-MSHR-1-2	\$49



Depărtător tip greblă Miller

SKU **RM-MRR-514-1**

PREȚ **\$39 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Variantă cu vârfuri boante	Dimensiuni / Detalii: lungime 5 ¼", lățime 15 mm, 9 dinți bonți · Rol clinic principal: Ridicarea sigură a lambourilor cutanate, fără risc de puncționare · Preț (USD): \$39.00
1	Variantă cu vârfuri ascuțite	Dimensiuni / Detalii: lungime 5 ¼", lățime 15 mm, 9 dinți ascuțiți · Rol clinic principal: Prindere sigură, fără alunecare, pe dermul dens și fascia fibroasă · Preț (USD): \$39.00
1	Husă de protecție / Cutie	Dimensiuni / Detalii: Ambalaj standard pentru transport · Rol clinic principal: — · Preț (USD): Inclus



Depărtător cutanat Moberg

SKU **RM-MSR-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Varianta de 17 cm	RM-MSR-1-1	\$44
Varianta de 18 cm	RM-MSR-1-2	\$49



Depărtător Ragnell-Davis cu două capete

SKU **RM-RDDR-49-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
2.5×8 mm / 5×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (plat / rotund)	RM-RDDR-49-1-1	\$49
3×9 mm / 5×17 mm — 15, 15.5, 16 cm (plat / rotund)	RM-RDDR-49-1-2	\$49
4×8 mm / 6×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (plat / rotund)	RM-RDDR-49-1-3	\$49



Depărtător mamar cu lamă inelară și iluminare prin fibră optică

SKU **RM-RBR-FO-339-1**

PREȚ **\$339 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Depărtător mamar cu lamă inelară și iluminare prin fibră optică	Depărtător mamar manual, lamă inelară, fascicul de fibre optice integrat
1	Adaptor universal pentru cablul de lumină	Se conectează la cablurile standard de fibră optică din sala de operație
1	Husă de protecție / cutie	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător Rollet

SKU **RM-RLR-5IN-1**

PREȚ **\$39 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Standard — 13 cm, 4 dinți ascuțiți, vârf de 4.5 mm	RM-RLR-5IN-1-1	\$39
Mare — 13.5 cm, 4 dinți, vârf de 7.0 mm	RM-RLR-5IN-1-2	\$44



Depărtător abdominal Saldanha-Solz

SKU **RM-SSAR-235-1**

PREȚ **\$199 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător abdominal Saldanha-Solz	Lungime totală de 23.5 cm, lamă curbată optimizată pentru țesuturi	\$199
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$199




Depărtător endoscopic Sculpo

SKU **RM-SER-180-1**

PREȚ **\$229 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Depărtător endoscopic Sculpo	Lamă de 180 x 25 mm, robinet de blocare, mâner placat cu aur
1	Șurub de blocare pentru canalul endoscopului	Asigură fixarea endoscoapelor de 5 mm sau 10 mm
1	Husă de protecție / cutie	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător cutanat Sisson

SKU **RM-SSR-105-1**

PREȚ **\$84 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător cutanat Sisson	Lungime totală de 10.5 cm, cârlig cu dinți ascuțiți 1x1, mâner plat	\$84
Teacă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$84



Depărtător din sârmă elastică

SKU **RM-SWR-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
8.6 cm - 8.9 cm — 1x1, 3x3 sau 4x4 dinți	RM-SWR-1-1	\$44
11.5 cm - 13.0 cm — 1x1, 3x3 sau 4x4 dinți	RM-SWR-1-2	\$48
22.8 cm Macro — 1x1, 3x3 sau 4x4 dinți	RM-SWR-1-3	\$60



Depărtător Talei pentru lifting cervical "Benetrator 2"

SKU **RM-TNRB2-9IN-1**

PREȚ **\$159 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Talei pentru lifting cervical "Benetrator 2"	Lungime totală de 9" (22.86 cm), lamă lată curbată, tub de aspirație integrat	\$159
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$159



Depărtător îngust Talei pentru lifting cervical „Le Petit Benetrator”

SKU **RM-TNR-9IN-1**

PREȚ **\$159 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător îngust Talei pentru lifting cervical „Le Petit Benetrator”	Lungime totală de 9” (22.86 cm), lamă curbată ultraîngustă, mâner plat	\$159
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$159



Depărtător mamar Tebbetts

SKU **RM-TBR-64-1**

PREȚ **\$64 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
9 cm x 24 mm — Cu dinți sau fără dinți — Acces inframamar, disecția lojei prin abord periareolar	RM-TBR-64-1-1	\$64
15 cm x 24 mm — Cu dinți sau fără dinți — Crearea lojelor subpectorale profunde și augmentare mamară transaxilară	RM-TBR-64-1-2	\$64



Depărtător mamar Tebbetts cu două capete

SKU **RM-TDEBR-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Variantă cu lungimea de 23 cm — lamă lungă de 37x70 mm / lamă scurtă de 22x54 mm — Augmentare standard prin abord inframamar și disecția lojii prin abord periareolar	RM-TDEBR-1-1	\$69
Lungime de 31 cm (12.25”) — lamă lungă de 37x70 mm / lamă scurtă de 22x54 mm — Crearea lojii subpectorale profunde, augmentare prin abord transaxilar și mamoplastie de revizie	RM-TDEBR-1-2	\$89



Depărtător Tebbetts cu fibră optică pentru augmentare mamară

SKU **RM-TFOBAR-1**

PREȚ **\$259 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Fără sursă de lumină — 13 dimensiuni disponibile (cu/fără dinți) — Adaptor universal pentru cablu de fibră optică (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBAR-1-1	\$259
Cu sursă LED fără fir — 13 dimensiuni disponibile (cu/fără dinți) — Unitate de iluminare LED fără fir, alimentată cu baterie (baterie AA, sterilizabilă cu gaz)	RM-TFOBAR-1-2	\$335



Depărtător Tebbetts cu fibră optică pentru augmentare mamară, cu mâner dublu

SKU **RM-TFOBARDH-1**

PREȚ **\$259 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Fără sursă de lumină — 13 dimensiuni disponibile (cu/fără dinți) — Adaptor universal pentru cablu de fibră optică (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBARDH-1-1	\$259
Cu sursă LED fără fir — 13 dimensiuni disponibile (cu/fără dinți) — Unitate de iluminare LED fără fir, alimentată cu baterie (baterie AA, sterilizabilă cu gaz)	RM-TFOBARDH-1-2	\$335



Depărtător mamar cu spatulă Tebbetts

SKU **RM-TSBR-125-1**

PREȚ **\$89 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lățime de 25 mm x lungime de 185 mm — 12 1/2" (31.5 cm) — Elevare standard pentru formarea buzunarului subpectoral la adulți și acces inframamar	RM-TSBR-125-1-1	\$89
Lățime de 38 mm x lungime de 190 mm — 12 1/2" (31.5 cm) — Deplasarea mușchiului pectoral pe o suprafață extinsă și buzunare reconstructive de mari dimensiuni	RM-TSBR-125-1-2	\$99



Depărtător universal Tupper pentru mână

SKU **RM-TUHR-1**

PREȚ **\$699 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Masă pentru mână	Suprafață operatorie centrală
2	Suporturi înălțate pentru lanțuri	Suporturi pe perimetrul cadrului
2	Cârlige de susținere a lanțurilor	Puncte fixe de prindere
2	Cârlige culisante de susținere a lanțurilor	Puncte reglabile de prindere
4	Lanțuri cu bile prevăzute cu cârlige cutanate	21 cm
6	Lanțuri cu bile pentru fixarea brațului/încheieturii mâinii	26 cm
1 set	Benzi din cauciuc	5 bucăți



Depărtător Vickers cu profil redus

SKU **RM-VLPR-SERIES-1**

PREȚ **\$199 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Dinți 2x2 cu vârf bont	RM-VLPR-SERIES-1-A	\$199
Dinți 3x3 cu vârf bont	RM-VLPR-SERIES-1-B	\$219
Lame pline (suprafață netedă)	RM-VLPR-SERIES-1-C	\$199



Depărtător Yancoskie pentru abdominoplastie

SKU **RM-YAR-75-1**

PREȚ **\$99 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Yancoskie pentru abdominoplastie	Lungime de 7 ½" (19.0 cm), parte activă tip greblă lată de 152 mm, 6 dinți ascuțiți aliniați	\$99
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$99



Depărtător Yancoskie pentru lifting coronal

SKU **RM-YCLR-9IN-1**

PREȚ **\$119 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Yancoskie pentru lifting coronal	Lungime totală de 9" (22.9 cm), cap tip greblă lat de 150 mm, 6 dinți ascuțiți de contrabalansare	\$119
Husă / cutie de protecție	Ambalaj individual pentru transport	\$119




Sistem de depărtătoare Bookwalter pentru chirurgia mâinii

SKU **RM-BHSRS-1**

PREȚ **\$999 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
2	Lamă Mini-Bookwalter cu un cârlig	Mini standard — vârf ascuțit sau bont
2	Lamă Mini-Bookwalter cu două cârlige	Mini standard — vârf ascuțit sau bont
2	Lamă Mini-Bookwalter cu trei cârlige	Mini standard — vârf ascuțit sau bont
2	Lamă Mini-Bookwalter cu patru cârlige	Mini standard — vârf ascuțit sau bont
1	Mecanism cu clichet pentru rotire Mini-Bookwalter	Mini standard
4	Mecanism cu clichet pentru înclinare Mini-Bookwalter	Mini standard
1	Inel despicat Mini-Bookwalter	7" (17.5 cm)
1	Cutie de sterilizare	Cutie de protecție





Sistem de depărtătoare Hoyos

SKU **RM-HRS-1**

PREȚ **\$1,999 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Depărtător distal Hoyos scurt	Variantă de lamă de depărtare distală scurtă, pentru acces în apropierea inciziilor
1	Depărtător distal Hoyos lung	Variantă de lamă de depărtare distală lungă, pentru acces la țesuturile mai profunde
1	Depărtător proximal Hoyos lung	Lamă de depărtare proximală lungă, pentru ridicarea marginii proximale
1	Depărtător Remora	Lamă specializată de depărtare prin tracțiune, concepută pentru a reduce alunecarea
1	Tijă de susținere cu îmbinare	Conectează brațele depărtătoarelor la cadrul superior principal
1	Clemă de fixare pe masă pentru sistemul de depărtătoare Hoyos	Ancorează stâlpul vertical pe șina mesei de operație
1	Bară de extensie orizontală Hoyos	Extinde cadrul pe orizontală deasupra câmpului operator
1	Stâlp vertical Hoyos	Coloană verticală principală care susține cadrul de montare





Depărtător pulmonar Allison

SKU **RM-ALR-1**

PREȚ **\$79 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Pentru sugari / pediatric — 20 mm x 23 cm	RM-ALR-1-1	\$79
Pediatric compact — 30 mm x 11 cm	RM-ALR-1-2	\$89
Standard — 40 mm x 25.5 cm	RM-ALR-1-3	\$99
Pentru adulți, intermediar — 42 mm x 29 cm	RM-ALR-1-4	\$109
Pentru adulți, lat — 54 mm x 31 cm	RM-ALR-1-5	\$119
Pentru adulți, extra-lat — 65 mm x 31 cm	RM-ALR-1-6	\$129



Depărtător costal Baby-Haight

SKU **RM-BHRS-52-1**

PREȚ **\$289 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru de ghidare ultraminiatural pentru expansiune liniară	Șină de glisare cu microfante, concepută pentru cerințele chirurgiei neonatale
2	Valve laterale fenestrate detașabile (perechea 1)	Minivalve tisulare de 9 mm x 10 mm, concepute pentru a limita necroza de presiune
2	Valve laterale fenestrate detașabile (perechea 2)	Minivalve tisulare de 9 mm x 20 mm pentru căi de acces mai profunde la sugari
1	Mecanism integrat de blocare cu șurub cu pas fin	Șurub de strângere manuală cu profil redus, pentru reglarea treptată a deschiderii
2	Brațe de extensie ergonomice de tip micropensă	Mânere ușoare cu profil suplu și margini exterioare netede
1	Recipient de depozitare / cutie de protecție	Ambalaj standard pentru transport




Aproximator costal Bailey

SKU **RM-BRC-1**

PREȚ **\$159 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Aproximator costal Bailey	Lungime totală de 20 cm, compresor mecanic cu vârfuri în formă de gheară	\$159
Husă / cutie de protecție	Ambalaj individual pentru transport	\$159



Depărtător Bugge pentru recoltarea arterei mamare interne I.M.A

SKU **RM-BTIMAR-499-1**

PREȚ **\$499 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru al depărtătorului Bugge pentru recoltarea I.M.A	Șină mecanică de ridicare cu deschidere de 110 mm
1 pereche	Lame laterale principale	Lame profilate de 40 mm x 100 mm pentru ridicarea sternului
1 set	Lame active integrate	Ansamblu al capetelor active alungite de 40 mm x 150 mm
1	Husă / cutie de protecție	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător costal Burford

SKU **RM-BRS-SERIES-1**

PREȚ **\$359 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Opțiunea 3 (deschidere compactă) — deschidere maximă de 200 mm — 1 pereche de valve laterale de 47x62 mm + 1 pereche de valve laterale de 65x62 mm	RM-BRS-SERIES-1-1	\$359
Opțiunea 1 (deschidere medie) — deschidere maximă de 260 mm — 1 pereche de valve laterale de 47x62 mm + 1 pereche de valve laterale de 65x62 mm	RM-BRS-SERIES-1-2	\$379
Opțiunea 2 (deschidere maximă) — deschidere maximă de 300 mm — 1 pereche de valve laterale de 47x62 mm + 1 pereche de valve laterale de 65x62 mm	RM-BRS-SERIES-1-3	\$399



Depărtător costal Castaneda

SKU **RM-CRS-SERIES-1**

PREȚ **\$309 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Varianta 1 — 10.5 mm x 32 mm — deschidere maximă de 65 mm — Toracotomie neonatală, corecția coarctăției, ligatura canalului arterial persistent (PDA) la sugari	RM-CRS-SERIES-1-1	\$309
Varianta 2 — 12.0 mm x 45 mm — deschidere maximă de 70 mm — Corecția malformațiilor cardiace congenitale la sugari, secționarea inelului vascular	RM-CRS-SERIES-1-2	\$329
Varianta 3 — 15.0 mm x 60 mm — deschidere maximă de 120 mm — Toracotomie la copii și adolescenți, realizarea unui șunt pulmonar	RM-CRS-SERIES-1-3	\$349



Depărtător sternal Castaneda

SKU **RM-CSR-1**

PREȚ **\$374 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Variantă pentru nou-născuți	RM-CSR-1-1	\$374
Variantă pentru sugari	RM-CSR-1-2	\$384
Variantă pentru adulți	RM-CSR-1-3	\$389



Depărtător atrial Cooley

SKU **RM-CAR-1**

PREȚ **\$64 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Model mic	RM-CAR-1-1	\$64
Model mediu	RM-CAR-1-2	\$69
Model mare	RM-CAR-1-3	\$74



Depărtător costal Cooley

SKU **RM-CRS-SERIES-2**

PREȚ **\$319 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Varianta pentru sugari — 12 mm x 16 mm — deschidere maximă de 95 mm — Acces toracic la nou-născuți și sugari, chirurgie a malformațiilor cardiace congenitale	RM-CRS-SERIES-2-1	\$319
Varianta pediatrică — 15 mm x 30 mm — deschidere maximă de 140 mm — Intervenții cardiace pediatrice și toracotomie	RM-CRS-SERIES-2-2	\$329
Varianta standard pentru adulți — 21 mm x 44 mm — deschidere maximă de 150 mm — Toracotomie standard la adulți, lobectomie și rezecție pulmonară	RM-CRS-SERIES-2-3	\$339
Varianta mare pentru adulți — 35 mm x 50 mm — deschidere maximă de 200 mm — Chirurgie toracică la pacienți bariatrici, expunere mediastinală profundă	RM-CRS-SERIES-2-4	\$349



Depărtător sternal Cooley

SKU **RM-CSR-STD-1**

PREȚ **\$354 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Varianta pentru copii — 145.0 mm x 140.0 mm x 21.0 mm x 45.0 mm	RM-CSR-STD-1-1	\$354
Varianta pentru adulți — 200.0 mm x 180.0 mm x 32.0 mm x 50.0 mm	RM-CSR-STD-1-2	\$364
Varianta extra mare — 178.0 mm x 152.0 mm x 102.0 mm x 29.0 mm	RM-CSR-STD-1-3	\$374



Depărtător Cooley pentru sternotomie

SKU **RM-CSTR-PED-1**

PREȚ **\$359 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Variantă pentru nou-născuți — 85.0 mm x 55.0 mm x 16.0 mm x 14.0 mm	RM-CSTR-PED-1-1	\$359
Variantă pediatrică — 115.0 mm x 80.0 mm x 30.0 mm x 15.0 mm	RM-CSTR-PED-1-2	\$369




Depărtătoare Coryllos

SKU **RM-COR-THOR-1**

PREȚ **\$99 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
22 mm x 82 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-1	\$99
43 mm x 108 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-2	\$109
65 mm x 115 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-3	\$119



Depărtător aortic Crawford

SKU **RM-CAR-VASC-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Model mic — lungime de 19 cm, lamă de 15.0 mm	RM-CAR-VASC-1-1	\$44
Model mare — lungime de 19 cm, lamă de 15.0 mm	RM-CAR-VASC-1-2	\$49



Depărtător venos Cushing

SKU **RM-CVR-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
20.3 cm (aprox. 8.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-1	\$49
22.8 cm (aprox. 9.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-2	\$52
24.2 cm (aprox. 9.5") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-3	\$55
25.5 cm (aprox. 10.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-4	\$58
30.5 cm (aprox. 12.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-5	\$61
35.5 cm (aprox. 14.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-6	\$64
40.0 cm (aprox. 15.75") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-7	\$67



Depărtător popliteu autostatic Darling

SKU **RM-DPSRR-1**

PREȚ **\$109 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Opțiunea A — 54 mm x 25 mm stânga / 76 mm x 38 mm dreapta — Expunerea în profunzime a arterei poplitee cu deplasare laterală a musculaturii	RM-DPSRR-1-1	\$109
Opțiunea B — 76 mm x 38 mm stânga / 54 mm x 25 mm dreapta — Expunerea în profunzime a arterei poplitee cu deplasare medială a musculaturii	RM-DPSRR-1-2	\$109



Depărtător DeBakey

SKU **RM-DBR-15-1**

PREȚ **\$72 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător DeBakey	Lungime totală de 15.3 cm, dinți ascuțiți în configurație 1x1	\$72
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$72



Depărtător costal DeBakey

SKU **RM-DRS-SET-1**

PREȚ **\$449 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru robust cu șină de deschidere paralelă	Șină culisantă care asigură depărtarea liniară a structurilor osoase (150 mm sau 200 mm)
6 (3 perechi)	Valve laterale detașabile în formă de cârlig	3 perechi de valve interschimbabile cu margini curbate antialunecare
1	Mecanism integrat de blocare cu șurub de tensionare	Șurub de blocare acționat prin rotire manuală pentru a reduce la minimum oboseala utilizatorului
2	Brațe ergonomice de extensie ale pensei	Mânere ușoare cu margini exterioare netede și atraumatice
1	Recipient de depozitare / cutie de protecție	Ambalaj standard pentru transport





Depărtător vascular Lobster extins

SKU **RM-EVLR-1**

PREȚ **\$2,999 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
6	Clemă Lobster pentru depărtător	—
1	Clemă Lobster de fixare pe masa de operație cu suport vertical și cuplaj pentru cadru	—
1	Braț de extensie Lobster cu balama	—
1	Cadru Lobster	—
2	Depărtător pivotant Lobster Mayo	2¼" x 2"
1	Depărtător pivotant Lobster Mayo	3½" x 2"
1	Depărtător pivotant Lobster Deaver	2¼" x 4½"
1	Depărtător Lobster Harrington Sweetheart	2" x 5"
1	Depărtător pivotant maleabil Lobster (perforat)	2" x 6½"
1	Depărtător pivotant maleabil Lobster (perforat)	3" x 6½"
1	Depărtător pivotant Lobster tip Fence	4" x 6"
2	Depărtător renal pivotant Lobster	1" x 6"
1	Depărtător splanhnic pivotant Lobster	2" x 4½"
1	Depărtător splanhnic pivotant Lobster	2" x 6"
1	Cutie de sterilizare	—



Depărtător costal Finochietto (Modif)

SKU **RM-FMR-299-1**

PREȚ **\$299 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru orizontal compact cu șină	Șină de glisare plană care permite depărtarea manuală pentru acces în profunzime (deschidere de 120 mm)
2 (pereche fixă)	Valve fixe curbate	Valve laterale fenestrate de 14 mm x 15 mm, adaptate conturului suprafețelor costale
1	Ansamblu de blocare cu șurub rotativ	Angrenaj de strângere pentru menținerea depărtării chirurgicale optime
2	Brațe ergonomice de extensie ale pensei	Mânere ușoare pentru depărtarea țesuturilor, care reduc oboseala utilizatorului
1	Ambalaj de protecție pentru depozitare / cutie	Ambalaj standard pentru transport





Depărtător costal Finochietto

SKU **RM-FRS-SERIES-1**

PREȚ **\$329 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru cu profil simplificat și șină de ghidare paralelă	Cadru cu bară liniară conceput pentru deschidere prin glisare și depărtarea oaselor
2 (pereche fixă)	Valve fixe angulate	Elemente laterale de prindere pe os, prevăzute cu fenestrații circulare
1	Mecanism integrat de blocare cu șurub rotativ	Mecanism de blocare structurală acționat manual, poziționat pentru a menține în siguranță deschiderea cadrului
2	Brațe de prelungire ergonomice tip pensă	Mânere cu structură ușoară, optimizate pentru reducerea oboselei utilizatorului
1	Ambalaj de protecție pentru depozitare / cutie	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător costal Finochietto-Baby

SKU **RM-FBRS-100-1**

PREȚ **\$299 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru cu șină de ghidare pentru culisare paralelă	Sistem miniatural cu șină, conceput pentru deschidere prin culisare în spații pediatrice restrânse
2 (pereche fixă)	Valve angulate fixe	Blocuri laterale de 31 mm x 31 mm pentru prinderea coastelor, cu fenestrații circulare
1	Mecanism integrat de blocare cu șurub rotativ	Mecanism manual de blocare structurală, poziționat pentru menținerea sigură a deschiderii cadrului
2	Brațe de extensie ergonomice tip pensă	Mânere structurate ultraușoare, concepute cu margini netede
1	Cutie / ambalaj de protecție pentru depozitare	Ambalaj standard pentru transport




Depărtător costal Finochietto pentru sugari

SKU **RM-FIRS-SERIES-1**

PREȚ **\$319 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru fin cu șină orizontală	Configurație compactă cu bară de glisare, optimizată pentru toracotomie la sugari
2 (pereche fixă)	Valve fixe angulate	Module laterale fenestrate de 14x15 mm sau 15x15 mm
1	Mecanism de blocare cu șurub rotativ	Șurub de siguranță cu blocare manuală, care fixează depărtătorul în poziție și limitează oboseala
2	Brațe ergonomice de tip pensă, cu profil îngustat	Mânere cu structură ușoară și margini exterioare complet netede
1	Ambalaj de protecție pentru depozitare / cutie	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător sternal I.M.A., model francez

SKU **RM-FPIMASR-429-1**

PREȚ **\$429 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Șină principală a cadrului glisant	Cadru lateral conceput pentru ghidarea și depărtarea structurilor toracice
1	Componentă cu valvă sternală lată	Paletă plată, netedă, de 100 mm x 20 mm, pentru distribuirea forțelor pe stern
2	Valve sternale asimetrice cu gheare	Două cârlige curbate de tracțiune, concepute cu adâncimi ale ghearelor de 28 mm sau 32 mm
3	Mecanisme dedicate de blocare a valvelor cu șurub de tensionare	Mecanisme independente de blocare, montate pentru a menține fiecare valvă în poziție
2	Brațe ergonomice de depărtare tip pensă	Brațe ușoare, cu profil aerodinamic, ale mânerelor, cu contururi exterioare netede
1	Ambalaj de protecție pentru depozitare / cutie	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător sternal I.M.A., model francez, pentru ministernotomie

SKU **RM-FPMS-429-1**

PREȚ **\$429 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru cu șină mediană de culisare cu profil redus	Șină de ghidare miniaturizată, optimizată pentru aborduri prin ministernotomie
1	Componentă cu valvă sternală miniaturală	Placă dreptunghiulară netedă de 30 mm x 20 mm pentru distribuirea forței pe suprafața osoasă
2	Valve sternale cu microgheare	Două cârlige curbate de fixare, cu extremități de lucru cu adâncimea de 43 mm sau 50 mm
3	Șuruburi manuale integrate de blocare a valvelor	Ansambluri filetate cu rotire rapidă pentru fixarea pozițiilor individuale de deschidere
2	Brațe de extensie a pensei cu profil suplu	Structură ușoară a cadrului, cu margini exterioare complet netede
1	Ambalaj de protecție pentru depozitare / cutie	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător costal Haight

SKU **RM-HRS-329-1**

PREȚ **\$329 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Bară cu șină orizontală de depărtare	Cadru culisant care permite deschiderea manuală a structurii în timpul toracotomiei
2 (pereche fixă)	Valve fixe angulate	Plăci laterale de 30 mm x 30 mm pentru susținerea osului, cu fenestrații pentru țesut
1	Mecanism de blocare cu șurub filetat acționat prin rotire	Clemă mecanică de fixare care asigură menținerea stabilă la gradul de depărtare ales
2	Brațe ergonomice ale pensei de depărtare	Mânere ușoare, profilate, realizate cu margini exterioare complet netede
1	Recipient de protecție pentru depozitare / cutie	Ambalaj standard pentru transport



Valvă centrală pentru depărtător Henly

SKU **RM-HRCB-1**

PREȚ **\$48 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
19 mm lungime x 15 mm lățime — Montare cu tijă standard Henly	RM-HRCB-1-1	\$48
25 mm lungime x 15 mm lățime — Montare cu tijă standard Henly	RM-HRCB-1-2	\$50
32 mm lungime x 15 mm lățime — Montare cu tijă standard Henly	RM-HRCB-1-3	\$52
76 mm lungime x 15 mm lățime — Montare cu tijă standard Henly	RM-HRCB-1-4	\$54




Cadru pentru depărtător Henly

SKU **RM-HRF-6CM-1**

PREȚ **\$124 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Cadru pentru depărtător Henly	Deschidere de 6 cm, cadru cu inele pentru degete și cremalieră, locaș pentru valvă centrală	\$124
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$124



Depărtător pentru foițe valvulare

SKU **RM-LFR-22-1**

PREȚ **\$49 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Lamă de 5.0 mm lățime	Lungime totală: 22 cm · Rol clinic principal: Chirurgie valvulară pediatrică, comisurotomie și inspecția cuspelor aortice · Preț (USD): \$49.00
1	Lamă de 8.0 mm lățime	Lungime totală: 22 cm · Rol clinic principal: Depărtarea foițelor mitrale la adulți și expunerea cordajelor subvalvulare · Preț (USD): \$49.00
1	Husă de protecție / Cutie	Lungime totală: Ambalaj standard de transport · Rol clinic principal: — · Preț (USD): Inclus




Depărtător McCarthy pentru mini-sternotomie cu elevator universal

SKU **RM-MMSR-1**

PREȚ **\$699 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Depărtător toracic cu două bare	Cadru principal modificat de depărtare de 5-inch pentru separarea marginilor sternale
1	Clemă universală despicată	Clemă de montare specializată pentru fixarea accesoriilor cadrului
1	Clemă universală	Bloc de fixare multifuncțional pentru integrarea componentelor
1	Suport principal	Suport principal de montare pentru susținerea brațelor auxiliare de depărtare
1	Suport pentru tub	Fixează tubulatura chirurgicală în configurația câmpului operator
1	Bară transversală în unghi drept	Bară transversală structurală pentru poziționarea elementelor auxiliare de depărtare
1	Depărtător cu coșuleț mare din sârmă (maleabil)	Coșuleț lat din sârmă maleabilă pentru deplasarea delicată a țesuturilor
2	Depărtător cu coșuleț mic din sârmă (maleabil)	Coșulețe compacte din sârmă maleabilă pentru depărtarea țintită a țesuturilor



Depărtător toracic Mercedes

SKU **RM-MTR-SERIES-1**

PREȚ **\$329 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru de bază robust cu șină semicirculară	Ansamblu cu acțiune compusă care generează cuplu mecanic
4 (2 perechi)	Valve laterale detașabile în formă de cârlig	2 perechi de valve fenestrate interschimbabile (48×68 mm sau 70×75 mm)
1	Mecanism central de reglare cu șurub	Mecanism de blocare manuală pentru fixarea configurațiilor și reducerea efortului mâinilor
2	Brațe ergonomice ale pensei de depărtare	Cadre de mâner ușoare, concepute cu margini exterioare netede
1	Recipient de depozitare de protecție / Cutie	Ambalaj standard pentru transport






Depărtător pentru valva mitrală

SKU **RM-MVR-1**

PREȚ **\$899 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Suport principal	Componenta principală de susținere structurală a sistemului de depărtare
1	Depărtător sternal Cooley	Componentă pentru depărtarea sternului
1	Bară laterală	Asigură susținere structurală și posibilități suplimentare de poziționare
3	Clemă universală	Conectează și fixează componentele compatibile în cadrul sistemului
1	Lamă pentru valva tricuspidă	VARIANTĂ de lamă pentru expunerea câmpului operator în chirurgia cardiacă
1	Lamă mare de depărtător	VARIANTĂ de lamă de dimensiuni mai mari pentru depărtarea țesuturilor
3	Lamă mică de depărtător	Variante de lame de dimensiuni mai mici pentru depărtarea țesuturilor
1	Cutie de sterilizare	Organizează și protejează setul complet în timpul depozitării și reprocesării



Depărtător costal Morse

SKU **RM-MRS-SERIES-1**

PREȚ **\$239 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Varianta A — 22 × 27 mm / deschidere de 200 mm	RM-MRS-SERIES-1-A	\$239
Varianta B — 30 × 28 mm / deschidere de 210 mm	RM-MRS-SERIES-1-B	\$259
Varianta C — 42 × 28 mm / deschidere de 210 mm	RM-MRS-SERIES-1-C	\$279
Varianta D — 55 × 28 mm / deschidere de 210 mm	RM-MRS-SERIES-1-D	\$299





Depărtător costal Morse-Favaloro

SKU **RM-MFRS-160-1**

PREȚ **\$269 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru cu șină de ghidare cu glisare paralelă	Șină de ghidare ușoară din aluminiu, care servește drept cadru pentru mecanismul de depărtare
4 (2 perechi)	Valve laterale angulate mobile	Patru valve de 17 mm x 22 mm, reglabile în multiple poziții, care se adaptează conturului coastelor
1	Mecanism de blocare cu șurub filetat acționat prin rotire	Șurub de blocare integrat care fixează valvele la deschiderea optimă
2	Brațe ergonomice ale pensei de depărtare	Brațe conice din aluminiu ale mânerului, concepute cu margini exterioare netede
1	Ambalaj de protecție pentru depozitare / Cutie	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător epicardic Parsonnet

SKU **RM-PER-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Foarte mic	RM-PER-1-1	\$44
Mic	RM-PER-1-2	\$49
Mediu	RM-PER-1-3	\$54
Mare	RM-PER-1-4	\$59



Depărtător Ross pentru valva aortică

SKU **RM-RAVR-25-1**

PREȚ **\$89 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Mărimea #1 — ⅜" x ⅝" (aprox. 16 x 16 mm)	RM-RAVR-25-1-1	\$89
Mărimea #2 — ½" x ⅞" (aprox. 13 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-2	\$89
Mărimea #3 — ¾" x 1" (aprox. 19 x 25 mm)	RM-RAVR-25-1-3	\$89
Mărimea #4 — ¾" x 1 ⅛" (aprox. 19 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-4	\$89
Mărimea #5 — 1 ⅛" x 1 ½" (aprox. 29 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-5	\$89
Mărimea #6 — 1 ¾" x ⅞" (aprox. 35 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-6	\$89



Depărtător venos Sachs

SKU **RM-SVR-22-1**

PREȚ **\$54 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Model cu lamă netedă — lungime de 22 cm, lamă curbată netedă	RM-SVR-22-1-1	\$54
Model cu lamă dințată — lungime de 22 cm, margine dințată a lamei	RM-SVR-22-1-2	\$54
Model cu cârlig ascuțit — lungime de 22 cm, cârlig curbat ascuțit	RM-SVR-22-1-3	\$54



Depărtător pulmonar/muscular Semb

SKU **RM-SLMR-89-1**

PREȚ **\$89 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Model profilat de 25.5 cm — 25.5 cm cu mâner profilat	RM-SLMR-89-1-1	\$89
Model cu mâner plat de 25.0 cm — 25.0 cm cu mâner plat	RM-SLMR-89-1-2	\$89



Sistem de depărtare costală cu elevare ThoraGate Rib Up

SKU **RM-TRURS-1**

PREȚ **\$1,499 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Depărtător costal cu elevare ThoraGate Rib Up	Cadru principal al depărtătorului toracic și ansamblu de elevare
1	Braț flexibil	Braț de susținere articulată pentru poziționarea elementelor depărtătorului
1	Picior stabilizator cu sucțiune	Unitate de bază care contribuie la echilibrul mecanic al sistemului
2	Valve inferioare (dimensiuni diferite)	Valve interschimbabile pentru ancorarea pe coastele inferioare
3	Valve superioare (dimensiuni diferite)	Valve interschimbabile pentru elevarea coastelor superioare



Depărtător costal Tuffier

SKU **RM-TRS-160-1**

PREȚ **\$299 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru cu șină de culisare orizontală	Șină de ghidare cu bare paralele care menține structural depărtarea sub compresie
2 (pereche fixă)	Valve laterale late, fixe	Valve angulate de 45 mm x 45 mm, cu striații interioare pentru priza pe os
1	Mecanism de blocare cu șurub acționat manual	Mecanism de blocare filetat care fixează deschiderea și reduce oboseala mâinii
2	Brațe de extensie ergonomice tip pensă	Tije ale mânerelor suple și ușoare, proiectate cu margini netede
1	Ambalaj de protecție pentru depozitare / cutie	Ambalaj standard pentru transport




Sistem de depărtătoare Valve XS

SKU **RM-VXRS-1**

PREȚ **\$999 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Sistem de depărtătoare Valve XS pentru abord lateral	Configurație cu articulație dublă
1	Valvă individuală cu fixare sferică prin clipsare	53 x 36 mm
1	Accesorii pentru depărtător costal lateral (maleabile)	60 x 35 mm
1	Clemă de conectare Valve XS de tip B	Clemă structurală
1	Tijă de depărtare	9" (230 mm)
1	Depărtător pentru MICS CABG	Componentă dedicată
1	Instrument de aplicare a valvei depărtătorului pentru elevarea atriului	Instrument de aplicare dedicat
1	Valvă individuală	30 x 35 mm
1	Valvă individuală	40 x 35 mm
1	Valvă individuală	50 x 35 mm
1	Valvă individuală	60 x 35 mm
1	Valvă individuală	70 x 35 mm
1	Cutie de sterilizare	Container de depozitare





Sistem vascular Lobster

SKU **RM-VLS-1**

PREȚ **\$2,699 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru Lobster	—
1	Clemă Lobster pentru masa de operație cu montant vertical și cadru	—
8	Clemă Lobster pentru depărtător	—
2	Depărtător pivotant Lobster Mayo	¾" x 2"
1	Depărtător pivotant Lobster Mayo	3½" x 2"
1	Depărtător pivotant Lobster tip barieră	4" x 6"
1	Depărtător splanhnic pivotant Lobster	2" x 4½"
1	Depărtător splanhnic pivotant Lobster	2" x 6"
2	Depărtător renal pivotant Lobster	1" x 6"
1	Depărtător pivotant Lobster Deaver	¾" x 4½"
1	Depărtător maleabil pivotant Lobster (perforat)	2" x 6½"
1	Depărtător maleabil pivotant Lobster (perforat)	3" x 6½"
1	Depărtător Lobster Harrington Sweetheart	2" x 5"
1	Cutie de sterilizare	—



Depărtător Willauer-Deaver


SKU **RM-WDR-395-1**

PREȚ **\$99 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lamă cu lățimea de 25 mm — lățime de 25 mm x suprafață de lucru de 108 mm	RM-WDR-395-1-1	\$99
Lamă cu lățimea de 50 mm — lățime de 50 mm x suprafață de lucru de 108 mm	RM-WDR-395-1-2	\$149






Depărtător Wylie pentru vena renală

SKU **RM-WRVR-1**

PREȚ **\$89 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
11 3/4" (29.85 cm) — Lamă vasculară curbată, netedă	RM-WRVR-1-1	\$89
12.0" (30.48 cm) — Lamă vasculară curbată, netedă	RM-WRVR-1-2	\$94
12 1/2" (31.75 cm) — Lamă vasculară curbată, netedă	RM-WRVR-1-3	\$99
12 3/4" (32.39 cm) — Lamă vasculară curbată, netedă	RM-WRVR-1-4	\$104
13.0" (33.02 cm) — Lamă vasculară curbată, netedă	RM-WRVR-1-5	\$109



Sistem de depărtare Rultract

SKU **RM-RRS-1**

PREȚ **\$1,499 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Stâlp cu dublă curbă și capăt canelat/clemă	Asigură interfața principală de montare și reglarea clemei
1	Ansamblu de depărtare cu gheare și clemă cu fixare rapidă	Prinde și menține țesutul din câmpul operator printr-un sistem de prindere cu clemă cu fixare rapidă
1	Stâlp superior canelat	Conectează secțiunea superioară a cadrului și stabilizează ansamblul de stâlpi



Sistem de depărtătoare Bookwalter IMA

SKU **RM-BIRS-1**

PREȚ **\$1,499 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Bară de extensie verticală	12" (30 cm)
1	Cuplaj pentru montant	Standard
1	Bară orizontală	Standard
2	Mecanism cu clichet IMA	Microreglare prin rotire (<1 mm)
1	Bară transversală IMA	12" (30 cm)
2	Valve de depărtător IMA	Profil IMA standard
1	Cutie de sterilizare	Cutie de protecție



Depărtător vaginal Breisky

SKU **RM-BVR-1**

PREȚ **\$89 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	100 mm x 25 mm — de la 28 cm la 36 cm	Expunerea porțiunii superficiale a vaginului și a introitului vaginal — \$89.00
1	100 mm x 35 mm / 40 mm — de la 28 cm la 36 cm	Mentținerea depărtată a unei suprafețe largi a peretelui vaginal anterior/posterior — \$89.00
1	130 mm x 20 mm / 30 mm — de la 28 cm la 36 cm	Expunerea boltii vaginale la adâncime intermediară — \$94.00
1	130 mm x 40 mm — de la 28 cm la 36 cm	Reconstrucția în profunzime a planșeului pelvin — \$94.00
1	140 mm x 35 mm — de la 28 cm la 36 cm	Acces la colul uterin în histerectomia vaginală — \$99.00
1	160 mm x 20 mm / 35 mm — de la 28 cm la 36 cm	Acces profund la bolta vaginală la paciențele care au născut — \$99.00
1	180 mm x 25 mm — de la 28 cm la 36 cm	Acces pelvin și apical la adâncime maximă — \$104.00
1	Husă de protecție / cutie	Ambalaj standard — inclus



Depărtător universal Delee

SKU **RM-DUR-1**

PREȚ **\$129 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător universal Delee	Lungime totală de 24 cm, lamă curbă de 50 x 70 mm	\$129
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$129





Depărtător vaginal Doyen

SKU **RM-DVR-1**

PREȚ **\$79 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător vaginal Doyen	Depărtător vaginal manual cu lamă lată și mâner cu inel	\$79
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$79



Depărtător vaginal Eastman

SKU **RM-EVR-1**

PREȚ **\$59 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
76 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-1	\$59
88 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-2	\$62
101 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-3	\$64



Depărtător obstetrical Guttman

SKU **RM-GOR-1**

PREȚ **\$94 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Prelungire a lamei de 7.5 cm — Bază de 50 mm × 70 mm cu prelungire de 7.5 cm	RM-GOR-1-1	\$94
Prelungire a lamei de 11.0 cm — Bază de 50 mm × 70 mm cu prelungire de 11 cm	RM-GOR-1-2	\$99



Depărtător Heaney pentru histerectomie

SKU **RM-HEHR-1**

PREȚ **\$84 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
44 mm x 25 mm — 17 cm sau 27 cm	RM-HEHR-1-1	\$84
70 mm x 25 mm — 17 cm sau 27 cm	RM-HEHR-1-2	\$84
73 mm x 28.5 mm — 17 cm sau 27 cm	RM-HEHR-1-3	\$89
114 mm x 25 mm — 17 cm sau 27 cm	RM-HEHR-1-4	\$89



Depărtător vaginal Heaney Simon

SKU **RM-HSVR-1**

PREȚ **\$139 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
27.0 cm (10.6") — Dimensiuni mică, medie, mare	RM-HSVR-1-1	\$139
29.2 cm (11.5") — Dimensiuni mică, medie, mare	RM-HSVR-1-2	\$149



Depărtător vaginal Jackson

SKU **RM-JVR-1**

PREȚ **\$44 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
75 mm x 38 mm	RM-JVR-1-1	\$44
90 mm x 38 mm	RM-JVR-1-2	\$49
100 mm x 38 mm	RM-JVR-1-3	\$54



Depărtător vaginal Kelly Sims

SKU **RM-KSVR-1**

PREȚ **\$84 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
18 cm	RM-KSVR-1-1	\$84
20 cm	RM-KSVR-1-2	\$89
23 cm	RM-KSVR-1-3	\$94
26 cm	RM-KSVR-1-4	\$99



Depărtător vaginal Kristeller

SKU **RM-KVR-1**

PREȚ **\$44 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Lame înguste (75×10, 110×14, 110×17 mm)	Lungimi disponibile: 18 cm sau 22 cm · Utilizare clinică principală: Expunerea canalului vaginal la paciențe pediatrice, nulipare și la paciențe cu canal vaginal îngust · Preț (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Lame medii (75×23, 80×25, 115×23 mm)	Lungimi disponibile: 18 cm sau 22 cm · Utilizare clinică principală: Examinare vaginală standard la adulte și chirurgie pelvină minoră · Preț (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Lame late/adânci (100×32, 115×26, 115×29, 115×32 mm)	Lungimi disponibile: 18 cm sau 22 cm · Utilizare clinică principală: Repararea în profunzime a planșului pelvin și histerectomie vaginală la paciențe care au născut · Preț (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Husă de protecție / cutie	Lungimi disponibile: Ambalaj standard pentru transport · Utilizare clinică principală: — · Preț (USD): Inclus



Depărtător vaginal lateral ebonizat

SKU **RM-LEVR-63-1**

PREȚ **\$79 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător vaginal lateral ebonizat	Dimensiuni / Detalii: dimensiune de 6.3 cm, lamă ebonizată compatibilă cu utilizarea laserului · Cantitate inclusă: 1	\$79
Husă de protecție / Cutie	Dimensiuni / Detalii: ambalaj individual pentru transport · Cantitate inclusă: 1	\$79



Depărtător vaginal lateral neconductor

SKU **RM-LNCVR-63-1**

PREȚ **\$69 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Configurație cu tije deschise	Lățimea lamei: 6.3 cm · Rol clinic principal: Spațiu sporit pentru manevrarea intraoperatorie a instrumentelor în timpul LEEP/LLETZ · Preț (USD): \$69.00
1	Configurație cu tije alungite închise	Lățimea lamei: 6.3 cm · Rol clinic principal: Retragerea facilă a mucoasei vaginale laterale și ablație cu laser · Preț (USD): \$69.00
1	Husă de protecție / cutie	Lățimea lamei: Ambalaj standard pentru transport · Rol clinic principal: — · Preț (USD): Inclus



Depărtător pentru pereții vaginali laterali

SKU **RM-LWVR-1**

PREȚ **\$109 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
23 cm	RM-LWVR-1-1	\$109
26 cm	RM-LWVR-1-2	\$114
28 cm	RM-LWVR-1-3	\$119



Depărtător Lone Star (ginecologie și urologie masculină)

SKU **RM-LSR-GMU-1**

PREȚ **\$399 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Inel mic — 16.6 cm x 16.2 cm (ginecologie/urologie)	RM-LSR-GMU-1-1	\$384
Inel standard — 25.3 cm x 11.3 cm (ginecologie/urologie)	RM-LSR-GMU-1-2	\$399
Inel mare — 32.5 cm x 18.3 cm (ginecologie/urologie)	RM-LSR-GMU-1-3	\$414



Depărtător vaginal O'Sullivan-O'Conner

SKU **RM-OSVR-28-1**

PREȚ **\$399 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru principal al depărtătorului	Dimensiuni (lungime x lățime): cadru de 28 cm (configurație curbată sau ovală) · Cantitate inclusă: 1 cadru · Preț (USD): inclus în set (\$399.00)
1	Valvă interschimbabilă mică	Dimensiuni (lungime x lățime): valvă cu vârf bont de 1.3 cm x 4.7 cm · Cantitate inclusă: 1 valvă · Preț (USD): inclusă în set
1	Valvă interschimbabilă medie	Dimensiuni (lungime x lățime): valvă cu vârf bont de 3.8 cm x 8.9 cm · Cantitate inclusă: 1 valvă · Preț (USD): inclusă în set
1	Valvă interschimbabilă mare	Dimensiuni (lungime x lățime): valvă cu vârf bont de 4.4 cm x 8.9 cm · Cantitate inclusă: 1 valvă · Preț (USD): inclusă în set
1	Cutie de protecție pentru depozitare / transport	Dimensiuni (lungime x lățime): ambalaj standard pentru transport · Cantitate inclusă: 1 cutie · Preț (USD): inclusă în set



Depărtător pelvin bont

SKU **RM-PRB-105-1**

PREȚ **\$89 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător pelvin bont	Lungime de 10 1/2" (26.67 cm), lamă plină, bontă, cu lățimea de 1"	\$89
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$89



Depărtător neconductor pentru pereții vaginali redundanți

SKU **RM-RNWR-7IN-1**

PREȚ **\$99 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Mediu — 7 in, lamă de 9.0x2.0 cm	RM-RNWR-7IN-1-1	\$99
Mare — 7 in, lamă de 9.0x2.5 cm	RM-RNWR-7IN-1-2	\$109
Foarte mare — 7 in, lamă de 9.0x3.0 cm	RM-RNWR-7IN-1-3	\$119



Depărtător pentru pereții vaginali redundanți

SKU **RM-RWR-18-1**

PREȚ **\$89 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Mediu — 18 cm, lamă de 5.7×2.2 cm	RM-RWR-18-1-1	\$89
Mare — 18 cm, lamă de 7.0×2.2 cm	RM-RWR-18-1-2	\$99
Foarte mare — 18 cm, lamă de 10.8×3.0 cm	RM-RWR-18-1-3	\$109



Depărtător vaginal autostatic Rigby

SKU **RM-RSRVR-18-1**

PREȚ **\$69 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător vaginal autostatic Rigby	Lungime totală de 18 cm, valve netede cu adâncimea de 63.5 mm, blocare cu cremalieră	\$69
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$69



Depărtător vaginal Sims

SKU **RM-SVR-19-1**

PREȚ **\$91 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
63.5 mm × 25 mm — Lustruit sau ebonizat	RM-SVR-19-1-1	\$91
76.0 mm × 32 mm — Lustruit sau ebonizat	RM-SVR-19-1-2	\$93
82.5 mm × 32 mm — Lustruit sau ebonizat	RM-SVR-19-1-3	\$95
82.5 mm × 38 mm — Lustruit sau ebonizat	RM-SVR-19-1-4	\$97
89.0 mm × 41 mm — Lustruit sau ebonizat	RM-SVR-19-1-5	\$99



Depărtător vaginal Sims — mâner cu interior gol

SKU **RM-SVRHGH-23-1**

PREȚ **\$89 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
70 mm x 25 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-1	\$89
76 mm x 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-2	\$94
90 mm x 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-3	\$99



Depărtător pelvin St. Marks

SKU **RM-SMPR-1**

PREȚ **\$79 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Variantă de 11 ½" cu rebord — 11 ½" (29.2 cm)	RM-SMPR-1-1	\$79
Variantă de 13" cu rebord — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-2	\$84
Variantă de 13" fără rebord — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-3	\$89






Sistem de depărtătoare Bookwalter GYN

SKU **RM-BGRS-1**

PREȚ **\$1,699 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Stâlp de susținere pentru câmpul operator	12" (30 cm)
1	Cuplaj pentru stâlp	Standard
1	Bară orizontală	Standard
4	Mecanisme cu clichet cu înclinare reglabilă	Reglabile în mai multe unghiuri
1	Inel perineal cu creștături	9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm)
2	Valve vaginale laterale	1" x 3" (2.5 x 7.6 cm)
1	Valvă vaginală posterioară	1" x 4½" (2.5 x 11.4 cm)
1	Valvă Deaver	1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)
1	Valvă Deaver	1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm)
1	Cutie de sterilizare	Cutie de protecție




Sistem de depărtătoare Bookwalter GYN Magrina pentru chirurgie pelvină

SKU **RM-BGMPRS-1**

PREȚ **\$1,499 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Stâlp de susținere pentru câmpul operator	12" (30 cm)
1	Cuplaj pentru stâlp	Standard
1	Bară orizontală flexibilă	Standard, multiarticulată
1	Inel perineal cu creștături	9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm)
4	Mecanism cu clichet rotativ, cu înclinare reglabilă	Standard, cu fixare pe inel
2	Valve vaginale laterale	1" x 3" (2.5 x 7.6 cm)
1	Valvă Deaver	1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm)
1	Valvă Deaver	1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)
1	Valvă vaginală posterioară	1" x 4½" (2.5 x 11.4 cm)
1	Cutie de sterilizare	Cutie de protecție





Sistem Bookwalter StrongArm GYN pentru chirurgie ginecologică

SKU **RM-BSAGYNS-1**

PREȚ **\$1,599 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Suport StrongArm Plus cu montare superioară și clemă de fixare pe șină	Articulat / Compatibil cu șina mesei de operație
4	Mecanism autostatic cu clichet pentru reglarea înclinării	Standard, reglabil în mai multe unghiuri
1	Inel perineal cu creștături	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Valve vaginale laterale	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Valvă vaginală posterioară	1" × 4½" (2.5 × 11.5 cm)
1	Valvă Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Valvă Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Cutie de sterilizare	Cutie de protecție




Depărtător Bookwalter pentru chirurgie perineală

SKU **RM-BPRS-1**

PREȚ **\$2,199 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Stâlp de susținere	12" (30 cm)
2	Cuplaje pentru stâlp	Standard
1	Bară orizontală	Standard
1	Bară de extensie verticală	12" (30 cm)
5	Mecanisme cu clichet pentru înclinare	Standard, cu unghiuri multiple
1	Segmente semicirculare	Diametru de 8½" (21.6 cm)
1	Inel perineal cu creștături	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Valve vaginale posterioare	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Valvă Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Valvă Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
2	Valve maleabile	½" × 4" (1.3 × 10.2 cm)
2	Valve maleabile	¾" × 4" (1.9 × 10.2 cm)
2	Valve maleabile	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Cutie de sterilizare	Cutie de protecție





Adaptor Mayfield reglabil

SKU **RM-AMA-1**

PREȚ **\$1,199 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Adaptor Mayfield reglabil	Oferă o platformă de montare sigură pentru sistemele de fixare craniană de tip Mayfield pe mese de operație fără orificii de prindere integrate
2	Suporturi de capăt reglabile	Fixează adaptorul pe șinele laterale ale mesei de operație și permit adaptarea la diferite lățimi ale mesei
Multiple	Orificii de montare	Permit reglarea laterală și poziționarea flexibilă a unității de bază a clemei craniene



Depărtător cerebelos Adson

SKU **RM-ACR-1**

PREȚ **\$159 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Mic — 6.5 in, adâncime 22 mm	RM-ACR-1-1	\$149
Standard — 7.5 in, adâncime 22 mm	RM-ACR-1-2	\$159
Mare — 9.5 in, adâncime 22 mm	RM-ACR-1-3	\$174



Depărtător cerebelos autostatic Adson

SKU **RM-ASCR-1**

PREȚ **\$199 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Mic — 6.5 in, 4x4 dinți	RM-ASCR-1-1	\$189
Standard — 7.5 in, 4x4 dinți	RM-ASCR-1-2	\$199
Mare — 9.5 in, 4x4 dinți	RM-ASCR-1-3	\$214



Depărtător cerebelos autostatic Anderson-Adson

SKU **RM-AASCR-1**

PREȚ **\$199 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Mic — 6.5 in, 4x4 dinți ascuțiți	RM-AASCR-1-1	\$189
Standard — 7.5 in (19 cm), 4x4 dinți ascuțiți, adâncime de 13 mm	RM-AASCR-1-2	\$199
Mare — 9.5 in, 4x4 dinți ascuțiți	RM-AASCR-1-3	\$214



Depărtător Budde Halo

SKU **RM-BHR-1**

PREȚ **\$2,499 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Inel Halo	Construcție circulară cu două articulații
3	Brăț flexibil Halo	9 in (229 mm)
2	Consolă de susținere Budde Halo	Cleme robuste de montare
2	Tijă de susținere Budde Halo	Diametru de 5/16 in
1	Tavă pentru comprese neurochirurgicale Budde Halo	Tavă perforată integrată
1	Minimenghină Budde Halo	Bloc de fixare din oțel inoxidabil
2	Depărtătoare curbe Budde	Depărtătoare cerebrale cu îngustare progresivă
2	Microvalve de depărtător TEW	Microvalve din oțel inoxidabil
2	Chei de reglare Halo	Instrumente pentru blocarea sistemului
1	Cutie de sterilizare	Tavă perforată pentru organizare





Depărtător autostatic pentru scalp Contour

SKU **RM-CSRSR-1**

PREȚ **\$99 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Dinți 3x4 bonți	RM-CSRSR-1-1	\$99
Dinți 3x4 ascuțiți	RM-CSRSR-1-2	\$99




Depărtător Cushing pentru decompresie

SKU **RM-CDR-215-1**

PREȚ **\$59 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător Cushing pentru decompresie	Lungime de 21.5 cm, lamă fenestrată în formă de șa de 13 x 19 mm	\$59
Husă de protecție / cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$59



Depărtător pentru nervi Dandy

SKU **RM-DNR-20-1**

PREȚ **\$25 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Drept — Lungime totală de 20 cm, cârlig bont drept — Explorarea nervilor cranieni în linie dreaptă și mobilizarea rădăcinilor nervoase	RM-DNR-20-1-1	\$25
Angulat curbat spre dreapta — Lungime totală de 20 cm, cârlig curbat spre dreapta — Manevrare în recesul lateral drept și în jurul nervilor de la baza craniului	RM-DNR-20-1-2	\$25
Angulat curbat spre stânga — Lungime totală de 20 cm, cârlig curbat spre stânga — Manevrare în recesul lateral stâng și în jurul nervilor de la baza craniului	RM-DNR-20-1-3	\$25




Set de depărtătoare Greenberg

SKU **RM-GRK-1**

PREȚ **\$3,499 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
2	Cleme primare pentru depărtătorul Greenberg	Prindere standard pe clema craniană (6 in / 152 mm) — se fixează direct pe montanții Mayfield sau ai suporturilor rigide pentru cap
4	Cleme secundare pentru depărtătorul Greenberg	Prindere standard pe bară (12 in / 305 mm) — conectează barele primare și secundare pentru a forma cadrul exterior
4	Brațe lungi pentru depărtătorul Greenberg	Lungime 9.5 in (241 mm) — brațe articulate cu fricțiune care susțin și poziționează lamele de depărtare
1	Suport pentru mâini pentru depărtătorul Greenberg	Lungime 10 in (254 mm) — platformă ergonomică de sprijin pentru stabilizarea mâinilor chirurgului
1	Tăviță pentru comprese neurochirurgicale pentru depărtătorul Greenberg	6.75 in x 3 in (172 mm x 76 mm) — se montează pe cadru pentru a păstra compresele neurochirurgicale din bumbac îmbibate în soluție salină
1	Casetă de sterilizare pentru depărtătorul Greenberg	17 in x 10 in x 2.375 in — casetă perforată, de mare rezistență, pentru organizarea instrumentelor
1	Lamă de depărtare Greenberg maleabilă, cu profil îngustat progresiv	9 in, lățime ¼ in x ¾ in (6 x 19 mm) — lamă extralată pentru depărtarea cortexului pe o suprafață extinsă
1	Lamă de depărtare Greenberg maleabilă, cu profil îngustat progresiv	9 in, lățime 5/32 in x ¾ in (4 x 16 mm) — lamă de lățime medie pentru expunere lobară și subtemporală
1	Lamă de depărtare Greenberg maleabilă, cu profil îngustat progresiv	9 in, lățime ½ in x ½ in (3 x 13 mm) — lamă standard pentru acces interemisferic profund sau cisternal
1	Lamă de depărtare Greenberg maleabilă, cu profil îngustat progresiv	9 in, lățime 3/32 in x ¾ in (2.4 x 9.5 mm) — lamă cu profil fin, îngustat progresiv, pentru căi de acces înguste la baza craniului
1	Lamă de depărtare Greenberg maleabilă, cu profil îngustat progresiv	9 in, lățime 1/16 in x ¼ in (1.6 x 6 mm) — microlamă pentru depărtarea delicată a nervilor și vaselor




Depărtător Greenberg Simplicity

SKU **RM-GSR-1**

PREȚ **\$2,499 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Bară principală Greenberg	6" (15 cm) — ancorare rigidă într-un singur punct pe montantul clemei de fixare craniană
1	Bară secundară flotantă Greenberg	12" (30 cm) — șină secundară pentru montarea ținută a brațelor flexibile
4	Brațe lungi de depărtător Greenberg	9.5" (24 cm) — brațe flexibile multiaxiale cu fixare prin fricțiune pentru menținerea precisă a lamelor
1	Suport pentru mână Greenberg	10" (25 cm) — platformă reglabilă de sprijin pentru antebraț
1	Tăviță pentru comprese neurochirurgicale Greenberg	3" x 6¼" (7.5 x 16.8 cm) — se montează pe cadru pentru păstrarea compreselor neurochirurgicale și a instrumentelor
1	Cutie compactă de sterilizare	Interior mulat special — cutie compactă, perforată, pentru organizare și sterilizare
1	Lamă de depărtător maleabilă cu îngustare progresivă	9" x ¼" x ¾" — lamă extralată pentru protecție corticală extinsă
1	Lamă de depărtător maleabilă cu îngustare progresivă	9" x 5/32" x ¾" — lamă de lățime medie pentru depărtarea lobilor cerebrali
1	Lamă de depărtător maleabilă cu îngustare progresivă	9" x ⅛" x ½" — lamă standard pentru acces interemisferic profund
1	Lamă de depărtător maleabilă cu îngustare progresivă	9" x 3/32" x ¾" — lamă cu îngustare fină pentru căi de acces cisternale înguste
1	Lamă de depărtător maleabilă cu îngustare progresivă	9" x 1/16" x ¼" — microlamă pentru separarea delicată a nervilor/vaselor






Depărtător pentru nervi Hoen

SKU **RM-HNR-22-1**

PREȚ **\$24 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător pentru nervi Hoen	Lungime totală de 22 cm, vârf curbat și atraumatic pentru nervi	\$24
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$24



Depărtător Leyla

SKU **RM-LR-1**

PREȚ **\$1,199 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Bază de fixare pentru două brațe flexibile	Bloc central de montare care fixează ambele brațe flexibile pe tija de susținere
2	Brațe flexibile	Brațe cu fricțiune și articulații multiple, orientabile la 360 de grade pentru poziționare precisă
2	Suporturi pentru spatule cerebrale plate	Adaptoare de montare terminale care conectează spatulele la brațele flexibile
1	Articulație sferică pentru fixare pe masă	Articulație multiaxială care permite reglarea flexibilă a unghiului tijei de susținere pe șina mesei
1	Tijă de susținere pentru fixare	Coloană din oțel inoxidabil masiv care ridică sistemul deasupra nivelului câmpurilor chirurgicale
1	Cap de cuplare	Bloc de prindere robust care fixează tija de susținere pe șinele laterale ale mesei de operație
2	Dispozitive de prindere pentru spatule cerebrale plate	Mecanisme de prindere de precizie care fixează ferm spatulele cerebrale plate/flexibile
1	Cutie de depozitare din lemn	Cutie de protecție cu interior adaptat componentelor, pentru depozitare și transport în siguranță și controlul inventarului





Suport pentru cap Mayfield

SKU **RM-MHR-1**

PREȚ **\$699 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Model pentru adulți	RM-MHR-1-A	\$699
Model pediatric	RM-MHR-1-P	\$799



Clemă craniană Mayfield

SKU **RM-MS-C-1**

PREȚ **\$2,499 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Sistem standard de clemă craniană Mayfield	Asigură fixarea craniană rigidă și poziționarea stabilă a capului în timpul intervenției chirurgicale
2	Pini cranieni suplimentari	Pini de fixare de schimb pentru intervenții la adulți sau copii
1	Cutie de sterilizare din aluminiu cu covoraș din silicon	Asigură protecția, organizarea, depozitarea și sterilizarea sistemului complet



Depărtător cerebelos Miskimon

SKU **RM-MCR-19-1**

PREȚ **\$139 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPTIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător cerebelos Miskimon	Dimensiuni / Detalii: lungime totală de 19 cm, 7x7 dinți ascuțiți orientați spre exterior, blocare cu clichet · Cantitate inclusă: 1	\$139
Husă / Cutie de protecție	Dimensiuni / Detalii: ambalaj individual pentru transport · Cantitate inclusă: 1	\$139



Depărtător Oldberg

SKU **RM-OR-21-1**

PREȚ **\$49 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Lamă cu lățimea de 13.0 mm	RM-OR-21-1-1	\$49
Lamă cu lățimea de 15.0 mm	RM-OR-21-1-2	\$49
Lamă cu lățimea de 19.0 mm	RM-OR-21-1-3	\$49



Depărtător pentru nervi Scoville

SKU **RM-SNR-165-1**

PREȚ **\$29 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Depărtător pentru nervi Scoville	Lungime totală de 16.5 cm, vârf profilat angulat, tijă subțire	\$29
Husă de protecție / Cutie	Ambalaj individual pentru transport	\$29



Depărtător pentru nervi Smithwick

SKU **RM-SNR-29-1**

PREȚ **\$29 USD**

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI DISPONIBILE

DIMENSIUNE / OPȚIUNE	SKU / DETALII	PREȚ
Mic — 17 cm, cârlig curbat bont	RM-SNR-29-1-1	\$29
Mediu — 21 cm, cârlig curbat bont	RM-SNR-29-1-2	\$29
Standard — 29 cm, cârlig curbat bont	RM-SNR-29-1-3	\$29




Depărtător Greenberg

SKU **RM-GR-1**

PREȚ **\$3,999 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
2	Bare principale	6" (15 cm) — se montează direct pe tijele dispozitivului rigid de fixare craniană
4	Bare secundare flotante	12" (30 cm) — extind perimetrul exterior de susținere în jurul craniotomiei
4	Brațe flexibile lungi pentru depărtător	9.5" (24 cm) — brațe cu multiple articulații cu fricțiune pentru poziționarea lamelor
2	Suporturi pentru mâini	10" (25 cm) — asigură sprijin pentru antebrațe, reducând oboseala chirurgului
1	Lamă de depărtător cu lățime progresivă	¼" până la ¾" (6 mm până la 19 mm) — lamă extralată pentru retecție corticală pe o suprafață extinsă
1	Lamă de depărtător cu lățime progresivă	5/32" până la ¾" (4 mm până la 16 mm) — lamă de lățime medie pentru acces lobar și subtemporal
1	Lamă de depărtător cu lățime progresivă	¼" până la ¼" (3 mm până la 12.5 mm) — lamă standard pentru coridoare interemisferice profunde
1	Lamă de depărtător cu lățime progresivă	3/32" până la ¾" (2.4 mm până la 9 mm) — lamă fină cu lățime progresivă pentru căi de acces înguste la baza craniului
1	Lamă de depărtător cu lățime progresivă	1/16" până la ¼" (1.5 mm până la 6 mm) — microlamă pentru retecția delicată a nervilor/vaselor
1	Tăviță din aluminiu pentru comprese neurochirurgicale	3" x 6¾" (7.5 cm x 16.8 cm) — se montează pe cadru pentru organizarea compreselor neurochirurgicale
1	Tavă de sterilizare	17" x 10" x 2½" (43 cm x 25 cm x 6.3 cm) — tavă de organizare perforată, de mare rezistență



Cadru cranian multifuncțional Sugita

SKU **RM-SMH-SET-1**

PREȚ **\$4,999 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Suport Smart Fix în C	Structură rigidă cu clemă în C, care conectează cadrul de bază la masa de operație
1	Articulație casetată Smart Fix	Bloc de conectare articulată, incluzând 2 șuruburi de fixare dedicate
1	Manșon opritor Smart Fix	Colier de ghidare cu blocare, care împiedică deplasarea axială a cadrului
1 set	Pin cranian Smart Fix, standard	Pin conic de fixare craniană pentru craniotomia standard la adulți
1 set	Pin cranian Smart Fix, lung	Pin alungit de fixare craniană pentru oase groase ale calotei craniene
1	Unitate de bază flexibilă	Bază cu articulații multiple, care conectează accesoriile de fixare pe masă
1	Unitate de cadru	Arc structural principal semicircular, care permite montarea accesoriilor la 360°
1 set	Depărtătoare cu cârlig și arc pentru scalp	Depărtătoare cu tensiune elastică pentru marginile scalpului, pentru menținere hemostatică
1	Mecanism de reglare a cârligului cu arc	Mecanism cu roțiță de reglare a tensiunii, care controlează tracțiunea cârligului pentru scalp
1 set	Mecanism de reglare prin culisare a depărtătorului II	Suport culisant de precizie cu microavans pentru spatule cerebrale
1	Suport pentru mână (central)	Stabilizator ergonomic pentru antebrațul și încheietura mâinii microchirurgului
1	Suport pentru mână R	Bară anatomică de sprijin pentru antebrațul drept
1	Suport pentru mână L	Bară anatomică de sprijin pentru antebrațul stâng
1	Suport reglabil pentru mână cu șurub cu cap bombat	Suport articulat pentru mână, cu strângere prin blocare cu cap sferic bombat
1	Suport reglabil pentru mână cu glisieră	Suport pentru mână cu culisare longitudinală, pentru unghiuri operatorii variabile
1	Tavă pentru instrumente	Tavă-suport sterilă pentru canule de aspirație și microinstrumente
1	Placă pentru comprese din bumbac	Platformă pentru pregătirea compreselor neurochirurgicale și a cotozoidelor
1	Mecanism de reglare a plăcii pentru comprese din bumbac	Braț articulat de poziționare pentru platforma pentru cotozoid
1	Accesoriu de montare în orificiu auxiliar	Consolă auxiliară de montare pentru depărtătoare cerebrale periferice
1	Cutie de sterilizare	Container de transport din aluminiu/otel inoxidabil, cu compartimentare adaptată pentru organizare





Depărtător autostatic Judd-Masson

SKU **RM-JMSR-399-1**

PREȚ **\$399 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru de bază autostatic robust	Cadru cu mai multe puncte de sprijin, conceput pentru o vizibilitate 3D amplă
2	Valve laterale plate fixe	Valve orientate spre exterior, cu adâncimea de 69 mm și fenestrații de protecție la 90 de grade
1	Componentă centrală cu valvă reglabilă	Valvă plată și plină, concepută pentru a se adapta în siguranță la structurile organelor interne
1	Ansamblu dublu de blocare manuală cu clichet	Două cleme de blocare mecanică pentru controlul reglajelor de deschidere ale ambelor sisteme de valve
2	Brațe ergonomice ale pensei de depărtare	Mânere cu structură ușoară și margini netede pentru protejarea țesuturilor
1	Cutie de depozitare și protecție	Ambalaj standard pentru transport



Depărtător urologic Turner-Warwick

SKU **RM-TWUR-549-1**

PREȚ **\$549 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Cadru de bază circular autostatic	Cadru inelar rigid de 180 mm x 140 mm, conceput pentru vizibilitate la 360 de grade
6	Valve reglabile cu gheare cu două vârfuri curbate	Valve de depărtare multidirecțională de 13 mm x 14 mm pentru țesut fibros
6	Mecanisme de blocare cu știft de retenție cu glisare rapidă	Elemente de fixare manuală cu fantă, care mențin în siguranță tensiunea țesuturilor
2	Brațe ergonomice de pensă depărtătoare	Cadre de mâner cu structură ușoară, forjate cu margini netede
1	Ambalaj de protecție pentru depozitare / cutie	Ambalaj standard pentru transport





Depărtător urologic Lobster în configurație extinsă

SKU **RM-ULER-1**

PREȚ **\$3,499 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
8	Clemă de fixare pentru depărtător Lobster	—
1	Clemă Lobster pentru masa de operație cu tijă verticală și cuplaj pentru cadru	—
1	Braț de extensie articulată Lobster	—
1	Cadru Lobster	—
2	Depărtător pivotant Lobster Mayo	2" × 2"
2	Depărtător pivotant Lobster Mayo	2¼" × 2"
1	Depărtător pivotant Lobster Deaver	2¾" × 4½"
1	Depărtător pivotant Lobster Deaver	1½" × 6"
1	Depărtător Lobster Harrington Sweetheart	2" × 5"
1	Depărtător Lobster Harrington	2.5" × 6"
1	Depărtător maleabil pivotant Lobster (perforat)	2" × 6½"
1	Depărtător maleabil pivotant Lobster (perforat)	3" × 6½"
1	Depărtător vezical maleabil Lobster Marshall, pivotant	3" × 6"
1	Depărtător pivotant Lobster Fence	4" × 6"
1	Depărtător pivotant Lobster Splanchnic	2" × 4½"
1	Cutie de sterilizare	—




Sistem de depărtare Bookwalter pentru urologie

SKU **RM-BURS-1**

PREȚ **\$2,399 USD**

LISTA COMPONENTELOR

CANT.	COMPONENTĂ	DIMENSIUNI / DESCRIERE
1	Stâlp de susținere	12" (30.5 cm)
1	Cuplă pentru stâlp	Standard
1	Bară orizontală flexibilă	Diametru de 1" (2.5 cm)
8	Mecanisme cu clichet pentru reglarea înclinării	Reglare în mai multe unghiuri
1	Inel segmentat	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Inel segmentat	8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm)
1	Valvă maleabilă	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valvă maleabilă	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
2	Valve Kelly	1" × 2½" (2.5 × 6.4 cm)
1	Valvă Kelly	1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)
2	Valve Kelly	2" × 2½" (5.1 × 6.4 cm)
3	Valve vaginale laterale	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Valvă renală Wylie	1" × 7" (2.5 × 17.8 cm)
1	Cutie de sterilizare	Cutie de protecție



COMENZI ȘI ASISTENȚĂ

Cum comandați de la Retractor Maker

Comenzi și plată

- Trimiteți-ne lista de instrumente cu codurile de produs, mărimile, cantitățile și țara de destinație prin formularul de solicitare de ofertă, e-mail sau WhatsApp.
- Confirmăm configurația, prețul, termenul de livrare și transportul într-o ofertă scrisă.
- Plata se efectuează în avans prin transfer bancar în contul nostru de firmă. Plata cu card de credit sau debit poate fi aranjată la cererea clientului.

Termene de livrare

- Pe stoc: expediere în 5 zile lucrătoare, apoi aproximativ 7 zile de livrare mondială.
- La comandă: 17-20 zile lucrătoare de producție, apoi aproximativ 9 zile de livrare mondială.

Comandă de mostre

- Mostrele sunt disponibile pentru distribuitori, spitale și furnizori medicali care evaluează instrumentele noastre pentru achiziții în volume mari.
- Trimiteți-ne codurile de produs și cantitățile de care aveți nevoie; vă întocmim o ofertă pentru mostre și transport către țara dumneavoastră. Mostrele pe stoc se expediază în 5 zile lucrătoare.

Îngrijire și sterilizare

- Curățați instrumentele imediat după utilizare, clătiți-le și uscați-le complet, apoi inspectați lamele, dinții și mecanismele de angrenare.
- Retractoarele din oțel inoxidabil sunt potrivite pentru sterilizarea cu abur (autoclav); urmați ciclul validat al unității dumneavoastră.
- Depozitați-le într-un loc curat și uscat, în tăvi sau suporturi care protejează lamele și vârfurile.

Ghidurile complete sunt disponibile pe retractormanufacturer.com: Comenzi și plată, Comandă de mostre și Îngrijire și sterilizare.



VĂ MULȚUMIM

Așteptăm cu interes să discutăm despre cerințele dumneavoastră privind departatoarele chirurgicale.

CONTACTAȚI RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Site-uri web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESĂ

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

URMĂRIȚI-NE



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest