



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur pelvien mousse

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur pelvien mousse

SKU RM-PRB-105-1

\$89 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur pelvien mousse	Longueur 10 ½" (26.67 cm), lame pleine mousse de 1" de large	\$89
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$89

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur pelvien mousse est un écarteur chirurgical de premier plan pour cavités profondes, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement sûr et non traumatique des viscères pelviens, de la vessie et des parois musculaires profondes lors d'opérations pelviennes et abdominales majeures. Conçu avec une lame large et incurvée se terminant par une pointe mousse douce, cet instrument isole proprement les organes pelviens profonds du champ opératoire sans provoquer de contusions localisées ou de lacérations tissulaires.

Construit pour résister à des protocoles de stérilisation fréquents tout en restant hautement résistant à la corrosion, cette configuration d'écarteur pelvien mousse présente une longueur totale d'outil de 10 ½ pouces (26.67 cm, \$89) qui offre une excellente portée dans le petit bassin. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'extrémité active intègre une lame pleine mousse de 1 pouce (2.54 cm) de large, profilée pour maintenir les tissus pelviens en toute sécurité sous une contre-traction manuelle continue. Le manche ergonomique permet aux assistants opératoires de maintenir un levier manuel sans fatigue tout au long des procédures de reconstruction pelvienne prolongées.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur pelvien mousse pour résister à des charges mécaniques lourdes et à des cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant aux salles de traumatologie pelvienne gynécologique, urologique et orthopédique du monde entier une rigidité structurelle inébranlable, une haute résistance à la corrosion et une fiabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest