



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Conjunto de Afastador de Coluna Cervical SHADOWLINE
Trimline

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Conjunto de Afastador de Coluna Cervical SHADOWLINE Trimline

SKU RM-STCSRS-1

\$2,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Medidor de Profundidade Codificado por Cores	Instrumentos e Racks — padrão
2	Cabo de Afastador com Trava (Carga Lateral)	Instrumentos e Racks — padrão
1	Rack Afastador Transversal de Degrau (Step-Down)	Instrumentos e Racks — articulação dupla, carga lateral
1	Rack Afastador Transversal	Instrumentos e Racks — articulação dupla, carga lateral (abertura de 120 mm)
1	Estojo de Instrumentos	Armazenamento e Proteção — bandeja organizadora
1	Caixa de Esterilização	Armazenamento e Proteção — contêiner perfurado
2	Lâmina de Tecido Prata	Lâminas para tecido rombo (pares) — 30 mm x 23 mm
2	Lâmina de Tecido Azul	Lâminas para tecido rombo (pares) — 35 mm x 23 mm
2	Lâmina de Tecido Vermelha	Lâminas para tecido rombo (pares) — 40 mm x 23 mm
2	Lâmina de Tecido Verde	Lâminas para tecido rombo (pares) — 45 mm x 23 mm

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
2	Lâmina de Tecido Violeta	Lâminas para tecido rombo (pares) — 50 mm x 23 mm
2	Lâmina de Tecido Preta	Lâminas para tecido rombo (pares) — 55 mm x 23 mm
2	Lâmina de Tecido Dourada	Lâminas para tecido rombo (pares) — 60 mm x 23 mm
2	Lâmina de Tecido Azul-Marinho	Lâminas para tecido rombo (pares) — 65 mm x 23 mm
2	Lâmina de Tecido Verde-Claro	Lâminas para tecido rombo (pares) — 70 mm x 23 mm
2	Lâmina de Tecido Laranja	Lâminas para tecido rombo (pares) — 75 mm x 75 mm
2	Lâmina para Músculo Estreito Azul	Lâminas para músculo estreito (dentes curtos, pares) — 35 mm x 14 mm
2	Lâmina para Músculo Estreito Vermelha	Lâminas para músculo estreito (dentes curtos, pares) — 40 mm x 14 mm
2	Lâmina para Músculo Estreito Verde	Lâminas para músculo estreito (dentes curtos, pares) — 45 mm x 14 mm
2	Lâmina para Músculo Estreito Violeta	Lâminas para músculo estreito (dentes curtos, pares) — 50 mm x 14 mm
2	Lâmina para Músculo Estreito Preta	Lâminas para músculo estreito (dentes curtos, pares) — 55 mm x 14 mm
2	Lâmina para Músculo Estreito Dourada	Lâminas para músculo estreito (dentes curtos, pares) — 60 mm x 14 mm
1	Lâmina para Músculo Lateral Prata	Lâminas para músculo lateral (dentes curtos, unitárias) — 30 mm x 23 mm
1	Lâmina para Músculo Lateral Azul	Lâminas para músculo lateral (dentes curtos, unitárias) — 35 mm x 23 mm
1	Lâmina para Músculo Lateral Vermelha	Lâminas para músculo lateral (dentes curtos, unitárias) — 40 mm x 23 mm
1	Lâmina para Músculo Lateral Verde	Lâminas para músculo lateral (dentes curtos, unitárias) — 45 mm x 23 mm
1	Lâmina para Músculo Lateral Violeta	Lâminas para músculo lateral (dentes curtos, unitárias) — 50 mm x 23 mm

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Lâmina para Músculo Lateral Preta	Lâminas para músculo lateral (dentes curtos, unitárias) — 55 mm x 23 mm
1	Lâmina para Músculo Lateral Dourada	Lâminas para músculo lateral (dentes curtos, unitárias) — 60 mm x 23 mm
1	Lâmina para Músculo Lateral Azul-Marinho	Lâminas para músculo lateral (dentes curtos, unitárias) — 65 mm x 23 mm
1	Lâmina para Músculo Mediano Prata	Lâminas para músculo mediano (dentes longos, unitárias) — 30 mm x 23 mm
1	Lâmina para Músculo Mediano Azul	Lâminas para músculo mediano (dentes longos, unitárias) — 35 mm x 23 mm
1	Lâmina para Músculo Mediano Vermelha	Lâminas para músculo mediano (dentes longos, unitárias) — 40 mm x 23 mm
1	Lâmina para Músculo Mediano Verde	Lâminas para músculo mediano (dentes longos, unitárias) — 45 mm x 23 mm
1	Lâmina para Músculo Mediano Violeta	Lâminas para músculo mediano (dentes longos, unitárias) — 50 mm x 23 mm
1	Lâmina para Músculo Mediano Preta	Lâminas para músculo mediano (dentes longos, unitárias) — 55 mm x 23 mm
1	Lâmina para Músculo Mediano Dourada	Lâminas para músculo mediano (dentes longos, unitárias) — 60 mm x 23 mm
1	Lâmina para Músculo Mediano Azul-Marinho	Lâminas para músculo mediano (dentes longos, unitárias) — 65 mm x 23 mm
2	Lâmina para Tecido Estreito Azul	Lâminas para tecido estreito (rombas, pares) — 35 mm x 14 mm
2	Lâmina para Tecido Estreito Vermelha	Lâminas para tecido estreito (rombas, pares) — 40 mm x 14 mm
2	Lâmina para Tecido Estreito Verde	Lâminas para tecido estreito (rombas, pares) — 45 mm x 14 mm
2	Lâmina para Tecido Estreito Violeta	Lâminas para tecido estreito (rombas, pares) — 50 mm x 14 mm
2	Lâmina para Tecido Estreito Preta	Lâminas para tecido estreito (rombas, pares) — 55 mm x 14 mm
2	Lâmina para Tecido Estreito Dourada	Lâminas para tecido estreito (rombas, pares) — 60 mm x 14 mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Conjunto de Afastador de Coluna Cervical SHADOWLINE Trimline é uma plataforma avançada de instrumentação cirúrgica de 67 peças, projetada para atender às rigorosas demandas de exposição e retração de tecidos moles em procedimentos de coluna cervical anterior. Projetado com uma arquitetura de baixo perfil e dimensionamento de lâminas por cores, este sistema proporciona visualização inabalável do campo cirúrgico, minimizando a pressão focal sobre estruturas viscerais delicadas, como o esôfago e a traqueia.

Configurado para total adaptabilidade processual, o Conjunto de Afastador de Coluna Cervical SHADOWLINE Trimline apresenta dois racks afastadores transversais de articulação dupla (incluindo um rack de degrau e um rack de abertura ampla de 120 mm), dois cabos de travamento de carga lateral e um medidor de profundidade intuitivo codificado por cores. O conjunto inclui 61 lâminas codificadas por cores em geometrias para tecido rombo, tecido estreito, músculo lateral de dentes curtos e músculo mediano de dentes longos, permitindo que os cirurgiões correspondam à anatomia do paciente com precisão milimétrica.

Usinado a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico e ligas metálicas de alta resistência com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o conjunto SHADOWLINE Trimline completo não estéril e totalmente autoclavável dentro de um contêiner de esterilização de alumínio de alta resistência com bandejas organizadoras dedicadas, garantindo um turnover eficiente no centro cirúrgico.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest