



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретракторы C Retractors

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретракторы C Retractors

SKU RM-CR-1

\$69 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
12 ½" (31.8 cm)	RM-CR-1-1	\$69
14" (35.6 cm)	RM-CR-1-2	\$74

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

C Retractors — это прецизионные ортопедические инструменты, разработанные специально для создания мощного рычажного усилия и смещения глубоких мягких тканей во время сложных реконструктивных операций на тазобедренном суставе и тазе. Благодаря особой изогнутой форме рукоятки и угловому профилю лопатки, эти инструменты позволяют ассистентам отводить крупные мышечные массивы от краев кости, обеспечивая отличную видимость операционного поля.

Серия C Retractors создана для работы в условиях ограниченного доступа и представлена в двух вариантах длины: стандартная 12 ½ дюймов (\$69) и удлиненная 14 дюймов (\$74) для бариатрических пациентов или глубоких отделов таза. Рабочая часть шириной 22 мм заканчивается тщательно отполированным круглым тупым кончиком 4 мм. Такая геометрия позволяет хирургу надежно фиксировать ретрактор на костном кортикале, обеспечивая исключительную стабильность при противотяге без риска прокола прилежащих сосудов или повреждения надкостницы.

Изготовленные из высококачественной хирургической нержавеющей стали с антибликовым матовым покрытием, инструменты Retractor Maker выдерживают экстремальные механические нагрузки и многократные циклы автоклавирования, предоставляя хирургам-травматологам и ортопедам непревзойденную долговечность и тактильный контроль.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)