



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Bookwalter El Cerrahisi Ekartör Sistemi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bookwalter El Cerrahisi Ekartör Sistemi

SKU RM-BHSRS-1

\$999 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	Mini-Bookwalter Bleyd, Tekli Kanca	Standart Mini — keskin veya künt uç
2	Mini-Bookwalter Bleyd, Çiftli Kanca	Standart Mini — keskin veya künt uç
2	Mini-Bookwalter Bleyd, Üçlü Kanca	Standart Mini — keskin veya künt uç
2	Mini-Bookwalter Bleyd, Dörtlü Kanca	Standart Mini — keskin veya künt uç
1	Mini-Bookwalter Bükümlü Cırcır	Standart Mini
4	Mini-Bookwalter Tilt Cırcır Mekanizması	Standart Mini
1	Mini-Bookwalter Split Halka	7" (17.5 cm)
1	Sterilizasyon Kutusu	Koruyucu Kasa

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bookwalter El Cerrahisi Ekartör Sistemi; hassas el, bilek ve üst ekstremitte cerrahi prosedürleri sırasında stabil, eller serbest ekarte sağlamak üzere tasarlanmış kompakt bir kendinden tutmalı sistemdir. Set, operasyon alanı etrafında çalışma çerçevesini oluşturan 7" (17.5 cm) Mini-Bookwalter split halka üzerine kuruludur.

Dört adet mini tilt cırcır mekanizması ve bir adet mini bükümlü cırcır, ürünle birlikte gelen bleydleri split halkaya sabitler ve her bir bleydin açısının ve gerginliğinin bağımsız olarak ayarlanmasına olanak tanır. Bookwalter El Cerrahisi Ekartör Sistemi; tekli, çiftli, üçlü ve dörtlü kanca uçlu Mini-Bookwalter bleydlerini içerir; bu bleydler keskin veya künt uç seçenekleriyle sunulurak ihtiyaç duyulan cerrahi görüşe uygun konfigürasyon seçimine imkan tanır. Masaya montaj için StrongArm Tutucu ayrıca temin edilebilir.

Tüm bileşenler manyetik olmayan, cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilmiştir ve düzenli depolama ve işleme için özel bir sterilizasyon kutusu içinde tedarik edilir. Sistem tekrar kullanılabilir ve tamamen otoklavlanabilir özelliktedir.

Bookwalter El Cerrahisi Ekartör Sistemi steril olmayan şekilde sunulur. Kullanımdan önce sağlık kuruluşunun valide edilmiş prosedürlerine göre temizlenmeli ve sterilize edilmelidir. Pakistan, Sialkot merkezli Retractor Maker, bu sistemi doğrudan hastanelere, cerrahlara ve distribütörlere üretmekte ve tedarik etmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest