



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Mamário Ring com Iluminação por Fibra Óptica

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Mamário Ring com Iluminação por Fibra Óptica

SKU RM-RBR-FO-339-1

\$339 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Afastador Mamário Ring com Iluminação por Fibra Óptica	Afastador mamário manual, lâmina em anel, feixe de luz integrado
1	Adaptador de Cabo de Luz Universal	Conecta-se a cabos de fibra óptica padrão de centro cirúrgico
1	Capa / Caixa Protetora	Embalagem de trânsito padrão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Mamário Ring com Iluminação por Fibra Óptica é um afastador premium iluminado para cirurgia plástica estética e reconstrutiva, projetado especificamente para combinar a ampla elevação tecidual com iluminação óptica direta e sem sombras em lojas mamárias profundas. Ao canalizar luz de fibra óptica de alta intensidade diretamente ao longo da face inferior da lâmina, este instrumento elimina sombras ópticas nos espaços submusculares e subglandulares, permitindo que os cirurgiões verifiquem a hemostasia completa e limites precisos da cavidade.

Construído para acesso cirúrgico superior durante o aumento e a reconstrução mamária, este modelo de Afastador Mamário Ring com Iluminação por Fibra Óptica (\$339) apresenta uma face de lâmina anatomicamente curva em formato de anel que acomoda o parênquima mamário e o músculo peitoral maior de forma atraumática. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), combinado com fibras ópticas de vidro de alta transmissão, o instrumento incorpora um conector universal integrado compatível com cabos de luz padrão de centro cirúrgico (Storz, Olympus, Wolf, ACMI). Seu cabo ergonômico garante alavancagem manual livre de fadiga para os assistentes cirúrgicos.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo em todas as superfícies metálicas expostas, a Retractor Maker fabrica o Afastador Mamário Ring com Iluminação por Fibra Óptica para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo aos centros de cirurgia plástica, estética e oncológica em todo o mundo uma transmissão óptica excepcional, rigidez estrutural inabalável e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)