



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Valve XS Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Valve XS Retractor System

SKU RM-VXRS-1

\$999 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Valve XS Retractor System für lateralen Zugang	Doppelgelenk-Konfiguration
1	Einzelvalve mit Ball-Snap-Verschluss	53 × 36 mm
1	Zubehör für lateralen Rippenretractor (biegsam)	60 × 35 mm
1	Valve XS Verbindungsklemme Typ B	Strukturklemme
1	Retraktionsstab	9" (230 mm)
1	Retraktor für MICS CABG	Spezialkomponente
1	Einsetzinstrument für Atrium-Lift Retraktorvalven	Spezielles Applikationswerkzeug
1	Einzelvalve	30 × 35 mm
1	Einzelvalve	40 × 35 mm
1	Einzelvalve	50 × 35 mm
1	Einzelvalve	60 × 35 mm
1	Einzelvalve	70 × 35 mm
1	Sterilisationsbox	Lagerungsbehälter

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Valve XS Retractor System ist eine fortschrittliche thorakale und kardiale Retraktionsplattform, die speziell für minimalinvasive Klappeneingriffe über eine kleine laterale Minithorakotomie entwickelt wurde. Durch den Einsatz eines doppelgelenkigen, artikulierten Spreizrahmens schafft dieses System einen weitläufigen operativen Korridor, während die interkostale Rippenspreizung minimiert und Rippenfrakturen vermieden werden.

Das für präzise Koronar- und Klappeninterventionen konzipierte Valve XS Retractor System umfasst einen Doppelgelenk-Retraktorrahmen für den lateralen Zugang, eine Typ-B-Verbindungsklemme, einen 9-Zoll (230 mm) Retraktionsstab, einen speziellen MICS CABG-Retraktor und ein spezialisiertes Instrument zum Einsetzen des Atrium-Lifts. Das Valvenset enthält ein 53 × 36 mm Ball-Snap-Blatt, ein biegsames laterales Rippenzubehör (60 × 35 mm) sowie fünf progressive Blätter von 30 × 35 mm bis 70 × 35 mm, um den patientenspezifischen Thoraxstiefen gerecht zu werden.

Hergestellt vollständig aus nicht-magnetischem, medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit feinem Satin-Finish, liefert Retractor Maker das Valve XS Retractor System unsteril und voll autoklavierbar in einem maßgeschneiderten, robusten Aluminium-Sterilisationscontainer, was einen schnellen Tray-Umschlag und langfristige Haltbarkeit gewährleistet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest