



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Farabeuf Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль Farabeuf Retractor

SKU RM-FBR-SET-1

\$24 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
12 cm (прибл. 4.7") набор	RM-FBR-SET-1-1	\$24
15 cm (approx. 6.0") набор	RM-FBR-SET-1-2	\$29

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Farabeuf Retractor — это признанный во всем мире двусторонний хирургический ретрактор, разработанный специально для надежной атравматичной ретракции краев раны и мягких тканей в общей хирургии, ортопедии и пластической хирургии. Благодаря разной длине Г-образных лопаток на противоположных концах этот инструмент позволяет хирургической бригаде легко переходить от ретракции неглубоких подкожных тканей к элевации глубоких фасций.

Созданный для клинической универсальности при работе на различной глубине, этот набор Farabeuf Retractor доступен в двух основных вариантах длины: 12 cm (\$24) для неглубоких локальных разрезов и 15 cm (\$29) для более глубоких операционных полей. Каждый ретрактор оснащен короткой Г-образной лопаткой на одном конце и чуть более длинной — на другом. Обе лопатки имеют закругленные атравматичные края, предотвращающие сдавливание тканей. Цельная плоская центральная рукоятка обеспечивает ассистенту стабильный ручной контроль без проскальзывания.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатинированным покрытием, Farabeuf Retractor производства Retractor Maker выдерживает многократные циклы больничной стерилизации, обеспечивая операционным залам по всему миру исключительную коррозионную стойкость, структурную жесткость и полную долговечность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest