



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Taylor Spinal Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Taylor Spinal Retractor

SKU RM-TSR-1

\$74 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
7 ¼" (18.42 cm) — 3" (7.62 cm) derinlik — Servikal ve torasik posterior laminektomi, adolesan omurga	RM-TSR-1-1	\$74
7 ½" (19.05 cm) — 3" veya 4" derinlik — Standart yetişkin lumbal omurga laminektomi ve diskektomi	RM-TSR-1-2	\$79
8.0" (20.32 cm) — 4" (10.16 cm) derinlik — Derin lomber füzyon, bariatrik omurga ve sakral ekartman	RM-TSR-1-3	\$89

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Taylor Spinal Retractor, posterior spinal prosedürler sırasında güçlü, kaymayan paraspinal kas deplasmanı ve spinöz çıkıntı ankrajı sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış klasik bir spinal cerrahi retractor'dur. Keskin bir uçla sonlanan uzun dik açılı bir bıçakla tasarlanan bu alet, doğrudan spinöz çıkıntıya kancalanır veya intervertebral kemik kenarlarına demirlenerek kalın paraspinal kas sistemini laminadan lateral yönde uzaklaştırır.

Korozyona karşı son derece dirençli kalarak sık otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen bu Taylor Spinal Retractor serisi, üç toplam uzunlukta sunulmaktadır: 7 ¼ inç (18.42 cm, \$74), 7 ½ inç (19.05 cm, \$79) ve 8 inç (20.32 cm, \$89). Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen bu seride cerrahlar iki dik açılı bıçak boyutu arasından seçim yapabilir: standart lomber koridorlar için 3 inç (7.62 cm) erişim derinliği veya derin spinal kanallar ve kaslı hastalar için 4 inç (10.16 cm) erişim derinliği. Sap montaj düzeni, optimum avuç içi yerleşimi, yüksek traksiyon kontrolü ve havlu ağırlığı eklentisi için tasarlanmış sağlam bir L şeklindeki sap konfigürasyonuna entegre edilmiş tek uçlu bir tasarıma sahiptir.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Taylor Spinal Retractor'ı muazzam manuel çekme yüklerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki omurga merkezleri, nöroşirürji servisleri ve ortopedik ameliyathaneler için olağanüstü yapısal sertlik, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest