



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Vaginal Eastman

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Vaginal Eastman

SKU RM-EVR-1

\$59 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
76 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-1	\$59
88 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-2	\$62
101 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-3	\$64

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur vaginal Eastman est un instrument essentiel pour la chirurgie gynécologique et reconstructrice pelvienne, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement large et atraumatique de la paroi vaginale antérieure ou postérieure. Doté d'une lame concave large et incurvée se terminant par un rebord de rétention doux, cet instrument permet aux chirurgiens de maintenir une visualisation opératoire claire du col de l'utérus, de la voûte vaginale et du plancher pelvien.

Conçu pour une adaptabilité clinique optimale, ce modèle d'écarteur vaginal Eastman conserve une longueur totale uniforme de 18 cm tout en offrant trois empreintes de lame personnalisables : 76 mm × 38 mm (59 \$), 88 mm × 38 mm (62 \$) et un profil étendu de 101 mm × 38 mm (64 \$) pour l'accès pelvien profond. L'architecture de sa lame large répartit uniformément la contre-traction pour prévenir les déchirures muqueuses localisées, tandis que le manche incliné offre aux assistants chirurgicaux un levier manuel stable et sans fatigue.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur vaginal Eastman pour résister aux cycles de stérilisation hospitalière répétitifs, offrant aux équipes d'obstétrique, de gynécologie et d'urogynécologie du monde entier une durabilité et une fiabilité clinique exceptionnelles.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest