



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Lone Star Retractor (Ginecologia e Urologia Masculina)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador Lone Star Retractor (Ginecologia e Urologia Masculina)

SKU RM-LSR-GMU-1

\$399 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Anel Pequeno — 16.6 cm x 16.2 cm (Ginecologia/Urologia)	RM-LSR-GMU-1-1	\$384
Anel Padrão — 25.3 cm x 11.3 cm (Ginecologia/Urologia)	RM-LSR-GMU-1-2	\$399
Anel Grande — 32.5 cm x 18.3 cm (Ginecologia/Urologia)	RM-LSR-GMU-1-3	\$414

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Lone Star Retractor (Gynecology & Male Urology) é um afastador cirúrgico autoestático especializado, desenvolvido para estabelecer visibilidade operatória desobstruída durante intervenções uroginecológicas complexas e urológicas masculinas. Ao fixar ganchos elásticos em seu anel externo articulado, esta plataforma oferece retração multidirecional sem o uso das mãos, eliminando a fadiga do assistente e preservando os tecidos genitais e perineais delicados.

Projetado para se adaptar perfeitamente à anatomia pélvica e inguinal, a estrutura deste Lone Star Retractor (Gynecology & Male Urology) apresenta uma arquitetura articulada que se flexiona para ficar plana contra o períneo ou abdômen inferior do paciente. Os entalhes perimétricos integrados travam os elásticos com segurança em posições microincrementais, permitindo que os cirurgiões ajustem facilmente os vetores de tensão sem lacerar retalhos de mucosa ou causar isquemia localizada.

Fabricado em alumínio anodizado de grau médico e Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Lone Star Retractor (Gynecology & Male Urology) não estéril e totalmente autoclavável dentro de uma caixa protetora individual, oferecendo aos centros cirúrgicos uma plataforma de retração pélvica indispensável e de longa durabilidade.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)