



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de valve Leaflet Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de valve Leaflet Retractor

SKU RM-LFR-22-1

\$49 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Lame de 5,0 mm de large	Longueur totale : 22 cm · Rôle clinique principal : Chirurgie valvulaire pédiatrique, commissurotomie et inspection des cuspides aortiques · Prix (USD) : \$49.00
1	Lame de 8,0 mm de large	Longueur totale : 22 cm · Rôle clinique principal : Écartement de la valve mitrale adulte et exposition des cordages sous-valvulaires · Prix (USD) : \$49.00
1	Housse / Boîte de protection	Longueur totale : Emballage de transport standard · Rôle clinique principal : — · Prix (USD) : Inclus

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Leaflet Retractor est un instrument de chirurgie cardiovasculaire indispensable, conçu spécifiquement pour assurer l'écartement et la manipulation sûrs et atraumatiques des valves aortique, mitrale et tricuspide lors des reconstructions à cœur ouvert. Conçu avec une palette distale ultra-lisse, cet instrument permet aux chirurgiens cardiothoraciques d'inspecter l'appareil sous-valvulaire, les commissures et les cordages tendineux sans provoquer de contusions ou de déchirures valvulaires.

Conçu pour une micro-précision au sein des cavités cardiaques profondes, ce Leaflet Retractor maintient un profil longitudinal uniforme de 22 cm (\$49) qui garde les mains de l'assistant bien en dehors du champ opératoire intracardiaque. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument est proposé avec deux options de largeur de lame distinctes : une lame de 5,0 mm de large pour les valves pédiatriques et les étroits couloirs commissuraux, et une lame de 8,0 mm de large pour la déflexion des valves aortiques et mitrales adultes. Le manche plat équilibré assure un effet de levier manuel sans fatigue et une sensibilité tactile élevée lors des sutures complexes.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique le Leaflet Retractor pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs opératoires cardiaques du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest