



# RETRACTOR MAKER

## ÜRÜN BROŞÜRÜ

Cloward Cervical/Lamina Retractor

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



## Cloward Cervical/Lamina Retractor

SKU RM-CCLR-1

**\$99 USD**

### MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

| EBAT / SEÇENEK          | SKU / DETAYLAR | FİYAT (USD) |
|-------------------------|----------------|-------------|
| Çapraz Tırtıklı Çeneler | RM-CCLR-1-1    | \$99        |
| Dişli Ağızlı            | RM-CCLR-1-2    | \$99        |

### ÜRÜN AÇIKLAMASI

Cloward Cervical/Lamina Retractor, posterior omurga prosedürleri sırasında servikal lamina, faset eklemleri ve paraspinal kas sisteminin güvenli ve asistan gerektirmeyen bir şekilde ekarte edilmesi için özel olarak geliştirilmiş temel bir spinal cerrahi alettir. Optimum erişim ve mekanik kaldırma dengesiyle tasarlanan bu enstrüman, cerrahi koridoru korurken asistan yorgunluğunu ortadan kaldırır.

Hassas spinal navigasyon için üretilen bu Cloward Cervical/Lamina Retractor konfigürasyonu, servikal koridorlarda yüksek manuel kontrolü korurken yeterli derinlik sağlayan 16 cm (\$99) toplam uzunluğa sahiptir. Cerrahlar, yumuşak doku yapılarını güvenli ve dengeli kavrayan Çapraz Tırtıklı Çeneler veya yoğun kas veya fasiyal katmanlarda kaymayan, maksimum mekanik traksiyon sağlayan Dişli Çeneler arasında seçim yapabilirler. Entegre parmak halkalı cırcır kilidi, yoğun kas direncine karşı sabit retraksiyon gerilimini korur.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, birinci sınıf medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker, Cloward Cervical/Lamina Retractor ürününü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki omurga ve nöroşirürji ameliyathanelerine olağanüstü dayanıklılık ve klinik stabilite sunar.



# TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

## RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Web Siteleri

**retractormaker.com**  
**retractormanufacturer.com**

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest