



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Caspar

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Caspar

SKU RM-CR-21-1

\$64 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Caspar Retractor	Longueur 21 cm, lame 17,0 × 67,0 mm, poignée à anneau	\$64
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$64

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Caspar est un instrument chirurgical manuel spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer un écartement stable et profond des tissus mous et l'exposition des berges de la plaie lors d'interventions orthopédiques, rachidiennes et reconstructrices. Conçu avec une lame allongée à angle droit, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux de maintenir une contre-traction continue sur les lambeaux musculaires denses avec un effort manuel minimal.

Développé pour le dégagement précis des cavités profondes, ce modèle standard d'écarteur de Caspar présente une longueur totale de 21 cm (\$64) et une lame de 17,0 mm de large sur 67,0 mm de long. Sa lame intègre un rebord distal doux qui maintient fermement les couches de fascia et de muscle, empêchant tout glissement accidentel lors de la résection osseuse active. La poignée à anneau ergonomique intégrée maximise la sécurité de la prise, améliore le contrôle manuel dans les voies cliniques étroites et réduit considérablement la fatigue de la main de l'utilisateur lors des expositions opératoires prolongées.

Fabriqué en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate sans reflets, Retractor Maker produit l'écarteur de Caspar selon des normes cliniques strictes, offrant une résistance à la traction élevée, une résistance exceptionnelle à la corrosion et une durabilité totale à l'autoclave pour les blocs opératoires du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest