



# RETRACTOR MAKER

## ÜRÜN BROŞÜRÜ

Tebbetts Çift Uçlu Meme Ekartörü

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Tebbetts Çift Uçlu Meme Ekartörü

SKU RM-TDEBR-1

**\$69 USD**

### MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

| EBAT / SEÇENEK                                                                                                                                        | SKU / DETAYLAR | FİYAT (USD) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 23 cm Ulaşım Mesafesi — 37×70 mm uzun bıçak / 22×54 mm kısa bıçak — Standart inframamiller büyütme ve periareolar cep diseksiyonu                     | RM-TDEBR-1-1   | \$69        |
| 31 cm (12.25") Erişim — 37×70 mm uzun bleyd / 22×54 mm kısa bleyd — Derin subpektoral cep oluşturma, transaksiller ogmentasyon ve revizyon mamoplasti | RM-TDEBR-1-2   | \$89        |

### ÜRÜN AÇIKLAMASI

Tebbetts Çift Uçlu Meme Ekartörü, meme büyütme ve rekonstrüksiyon işlemleri sırasında çok yönlü, çok derinlikli doku elevasyonu ve cep ekspozürü sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış çift uçlu bir estetik cerrahi ekartördür. Zıt uçlarda iki farklı kavisli bıçakla tasarlanan bu alet, plastik cerrahların alet değiştirmeden yüzeysel insizyon retraksiyonu ile derin subpektoral cep eksplorasyonu arasında zahmetsizce geçiş yapmasına olanak tanır.

Üstün prosedürel çeviklik için üretilen bu Tebbetts Çift Uçlu Meme Ekartörü, uzun süreli vakalarda manevra kabiliyetini ve taktik kavrama kontrolünü maksimize etmek için özel altın kaplama bir sapa sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen alet, iki farklı uzunlukta sunulmaktadır: standart erişim için 23 cm (\$69) ve derin cep görselleştirmesi için 31 cm (12.25 inches) (\$89). Çift uçlu bıçak boyutları, bir uçta 37 mm genişlik × 70 mm uzunluk ölçülerinde Uzun Bıçak ile diğer uçta 22 mm genişlik × 54 mm uzunluk ölçülerinde Kısa Bıçağı birleştirir; her ikisi de pürüzsüz travmatik olmayan kenarlarla konturlanmıştır.

Çalışma bıçaklarında parlama önleyici saten mat kaplama ve zarif altın kaplama sap ile dövülen Retractor Maker, Tebbetts Çift Uçlu Meme Ekartörü'nü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki estetik ve rekonstrüktif plastik cerrahi merkezleri için olağanüstü korozyon direnci, yapısal rijite ve tam klinik dayanıklılık sunar.



# TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

## RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Web Siteleri

**retractormaker.com**  
**retractormanufacturer.com**

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest