



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Golligher Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Golligher Self Retaining Retractor

SKU RM-GSRR-SET-1

\$299 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	自動固定式腹部フレームシャーシ	深部一般外科アクセス用の多目的構造リングフレーム
2	着脱式ソリッドラテラルブレード	フラット表面サイドパネル（深さ51 mmまたは102 mm）
2	着脱式セントラルブレード	内部器官構造に適合する緩やかな曲線ブレード（51 mmまたは102 mm）
3	個別スライド式スクリューロック	疲労軽減のため各ブレードに装着された機械的ラチェットロッキングボルト
2	人間工学に基づいたリトラクティング鉗子ビーム	滑らかな外周エッジを持つ軽量ハンドルプロファイル
1	保護用収納ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Golligher Self Retaining Retractorは、結腸直腸、胃腸、および深部骨盤手術において、広範囲かつ多方向への軟部組織および臓器の排除を可能にするために特別に設計された、国際的に高く評価されている腹部・骨盤外科用開創器システムです。関節式の円形フレームシャーシを採用したこの器具は、複数のソリッドブレードを円周上に配置し、助手による手動の牽引を必要とせずに、ロックされた機械的張力下で腹壁や骨盤臓器を開いた状態に保持します。

臨床フレームワークの仕様に基づいて構築されたこのGolligher Self Retaining Retractorコンプリートセット（\$299）は、深部一般外科へのアクセス用に設計された自動固定式腹部フレームシャーシを備えています。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされたこのシステムには、嵩張る組織層を確実に保持する特殊エッジを備えた着脱式のソリッドラテラルブレードと、内部器官の構造にスムーズに適合するように緩やかに湾曲した着脱式のセントラルブレードが含まれています。システムは、浅型ブレードアソートパック（有効長51 mm）または深型ブレードアソー

トパック（有効長102 mm）で構成でき、それぞれ個別のスライド式スクリューロックで固定することで、術者の疲労を軽減します。

反射防止サテンマット仕上げを施したRetractor MakerのGolligher Self Retaining Retractorは、病院での繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えるよう製造されており、世界中の結腸直腸外科、トラウマシアター、骨盤再建センターに、卓越した構造的安定性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest