



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Finochietto-Baby Rippenspreizer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Finochietto-Baby Rippenspreizer

SKU RM-FBRS-100-1

\$299 USD


KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Parallele Führungsschiene	Miniatur-Schienensystem für sanftes Aufgleiten in beengten pädiatrischen Operationsfeldern
2 (Festes Paar)	Feste, gewinkelte Valven	31 mm × 31 mm knochenfassende Lateralblöcke mit kreisförmigen Fensterungen
1	Integrierte Feststellschraube	Manueller Verschlussmechanismus zur sicheren Arretierung der Spreizung
2	Ergonomische Auslegerarme	Ultraleichte strukturierte Haltegriffe mit glatten Kanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Finochietto-Baby Rippenspreizer ist ein spezialisierter pädiatrischer Thorax-Retraktor, der gezielt für die sichere, graduelle Rippenspreizung und Exposition des Brustraums bei Thorakotomien an Säuglingen sowie bei kinderherzchirurgischen Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einer skalierten Führungsschiene ermöglicht dieses Instrument Chirurgen, die mechanischen Spreizkräfte sanft auf fragile Rippen zu verteilen, um Frakturen zu vermeiden und gleichzeitig einen ungehinderten Zugang zur Thoraxhöhle zu gewährleisten.

Speziell für die beengten Platzverhältnisse in der Kinderchirurgie konzipiert, verfügt diese Konfiguration des Finochietto-Baby Rippenspreizers (\$299) über feste, gefensterte Lateralvalven in den Maßen 31 mm × 31 mm, die anatomisch auf die neonatalen Gegebenheiten optimiert sind. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), bietet die parallele Gleitschiene eine maximale Expansionskapazität von 100 mm. Die kreisförmigen Valvenfenster garantieren einen sicheren Halt an den

empfindlichen Rippenrändern, während die integrierte Feststellschraube die gewählte Spreizung rutschfest arretiert, was die Ermüdung der Assistenz bei langwierigen Eingriffen minimiert.

Retractor Maker fertigt den Finochietto-Baby Rippenspreizer mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, um wiederholten Sterilisationszyklen standzuhalten. Dies bietet pädiatrischen herzchirurgischen Abteilungen, Kinderkrankenhäusern und Zentren für angeborene Thoraxerkrankungen weltweit außergewöhnliche strukturelle Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und absolute Zuverlässigkeit im Autoklaven.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest