



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Unterarm-Spreizer mit Schwenkvalven

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Unterarm-Spreizer er mit Schwenkvalven

SKU RM-FSBR-1

\$74 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Unterarm-Spreizer mit Schwenkvalven	5.12" (13.00 cm) Valve, Ringgriff, Ratschensperre — 1	\$74
Schutzhülle / Box	Einzelne Transportverpackung — 1	\$74

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Unterarm-Spreizer mit Schwenkvalven ist ein spezialisiertes orthopädisches Extremitäteninstrument, das gezielt für die Distraction von Gelenken, Weichteilen und Knochen bei komplexen Radius- und Ulna-Rekonstruktionen entwickelt wurde. Dank der schwenkbaren Valven passt sich dieser Retraktor dynamisch an wechselnde anatomische Ebenen an und ermöglicht Chirurgen einen umfassenden, freihändigen Zugang, ohne ungleichmäßige Scherkräfte auf das umgebende Muskelgewebe auszuüben.

Diese Konfiguration des Unterarm-Spreizers mit Schwenkvalven verfügt über eine Valvenlänge von 5.12 inches (13.00 cm, \$74). Das Design umfasst ergonomische Fingerringe in Kombination mit einer integrierten mehrstufigen Ratschensperre, die die Gewebespannung automatisch hält und die Ermüdung der Operationsassistenten reduziert. Die glatten, konturierten Schwenkvalven passen sich variablen Knochenkonturen an und verhindern ein versehentliches Abrutschen während der Frakturrevision und Plattenfixation.

Geschmiedet aus hochwertigem medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem seidenmattem Finish, fertigt Retractor Maker den Unterarm-Spreizer mit Schwenkvalven so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Dies bietet orthopädischen Trauma- und Handchirurgiezentren weltweit außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest