



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Sistema Separador Thompson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistema Separador Thompson

SKU RM-TRS-1

\$2,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
2	Abrazadera de riel Elite	Montaje para riel lateral de alta resistencia de 22" (55.9 cm)
1	Brazo de doble ángulo	22" (7" × 9" × 7" / 17.8 × 22.9 × 17.8 cm)
1	Brazo de ángulo lateral	19" (12" × 7" / 30.5 × 17.8 cm) @ 45° (3/8" de diámetro)
2	Brazos de ángulo lateral	17" (10" × 7" / 25.4 × 17.8 cm) @ 45° (3/8" de diámetro)
1	Barra transversal bilateral (articulada)	34" (11½" × 8½" × 11½" / 29.2 × 21.6 × 29.2 cm)
3	Cam Clip-On	Clips deslizantes de marco con conexión rápida
1	Mango de microajuste	10" (25.4 cm) con tornillo de tensión de precisión
3	Valvas Balfour con labio	83 × 73 mm, 83 × 123 mm, 83 × 175 mm
3	Valvas Balfour anchas	Intercambiables, sujeción amplia de pared muscular
1	Valva Harrington (Sweetheart)	114 × 254 mm (4½" × 10") para sujeción de órganos profundos
9	Valvas intercambiables Kelly	3" × 3½" (7.6 × 8.9 cm) estándar en ángulo recto
1	Juego de valvas maleables intercambiables	25×190 mm, 51×254 mm, 76×254 mm, 102×254 mm

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
2	Valvas intercambiables St. Marks	51 × 152 mm (2" × 6") con borde de labio profundo
1	Caja de almacenamiento	Estuche de madera con ranuras de acolchado personalizadas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sistema Separador Thompson es una plataforma de separación autoestática de doble riel montada en la mesa, diseñada para eliminar la fatiga del asistente y mantener una visibilidad operativa sólida en cavidades anatómicas profundas. Desarrollado para disciplinas quirúrgicas exigentes, su estructura modular se ancla de forma segura a ambos rieles de la mesa de operaciones mediante dos abrazaderas Elite de alta resistencia, soportando una barra transversal articulada bilateral independiente y múltiples brazos articulados angulados que distribuyen la contracción de manera uniforme en heridas quirúrgicas amplias.

Diseñado para soportar las pesadas cargas de retracción requeridas en trasplantes de hígado, reconstrucciones vasculares abiertas, resecciones hepatobiliares y disecciones pélvicas radicales, el Sistema Separador Thompson incorpora accesorios de conexión rápida Cam Clip-On junto con mangos de microajuste de rosca fina. El sistema se complementa con un inventario diverso de valvas quirúrgicas, que incluyen valvas Balfour con labio y anchas, valvas Harrington Sweetheart para vísceras profundas, valvas pélvicas St. Marks, separadores Kelly estándar y cintas maleables de múltiples anchos que se adaptan suavemente a la anatomía irregular del paciente.

Forjado exclusivamente en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico no magnético con un acabado satinado antirreflejante especializado, Retractor Maker suministra el Sistema Separador Thompson no estéril y totalmente autoclavable dentro de una caja de almacenamiento de madera a medida, diseñada para el transporte organizado y la preparación de bandejas quirúrgicas.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest