



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastadores Hohmann Angulados

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastadores Hohmann Angulados

SKU RM-HRA-1

\$69 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
6 ½" Comprimento total — 16.51 cm comprimento, 4 mm ponta angulada	RM-HRA-1-1	\$69
Comprimento total 11" — 27.94 cm de comprimento, cabo de 7", angulação de 17 mm	RM-HRA-1-2	\$79

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os Afastadores Hohmann Angulados são instrumentos cirúrgicos ortopédicos especializados, projetados especificamente para fornecer alavancagem óssea confiável e deslocamento de tecidos moles em espaços anatômicos confinados, onde afastadores retos causariam obstrução visual. Projetados com uma haste angulada distinta e ponta contornada, esses instrumentos posicionam as mãos do assistente com segurança longe da incisão, preservando uma linha de visão desimpedida em recessos articulares profundos.

Construída para lidar com profundidades de tecido variáveis, a série de Afastadores Hohmann Angulados está disponível em dois tamanhos longitudinais distintos. O modelo de 6 ½ polegadas (16.51 cm) de comprimento total (\$69) apresenta uma ponta angulada de 4 mm otimizada para exposição de pequenas articulações e ossos das extremidades. O modelo maior de 11 polegadas (27.94 cm) de comprimento total (\$79) apresenta um cabo de 7 polegadas configurado para dobrar em um ângulo de 17 mm, proporcionando alavancagem substancial para procedimentos de quadril, joelho e ossos longos em adultos, sem deslizar das bordas corticais.

Usinados em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz os Afastadores Hohmann Angulados para suportar torques ortopédicos pesados e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, fornecendo às equipes cirúrgicas de trauma e artroplastia em todo o mundo durabilidade excepcional e confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest