



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Tedan Phantom CS-1600 Servikal Retraktör Seti

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tedan Phantom CS-1600 Servikal Retraktör Seti

SKU RM-TPCS1600-SET-1

\$2,899 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
10 Çift (Toplam 20 Bıçak)	Künt Kenarlı Retraktör Bıçakları	30 mm'den 75 mm'ye kadar uzunluklarda (5 mm'lik artışlarla)
6 Çift (Toplam 12 Bıçak)	Mikro Künt Kenarlı Retraktör Bıçakları	35 mm'den 60 mm'ye kadar uzunluklarda (5 mm'lik artışlarla)
8 Bıçak	Uzun Dişli Retraktör Bıçakları	30 mm'den 65 mm'ye kadar uzunluklarda (5 mm'lik artışlarla)
1 Çift (Toplam 2 Bıçak)	Palet Bıçakları	Standart çok yönlü distraksiyon çerçevesi uyumluluğu
2 Kol	Yandan Yüklemeli Retraktör Kolları	Hızlı modüler bıçak değişimleri için ergonomik, bükümle açılan tasarım
1 Gösterge	Renk Kodlu Derinlik Göstergesi	Hızlı yumuşak doku derinliği ölçümü için kalibre edilmiştir
1 Montaj	Sürücü Saplı Büküm Matkap	Distraksiyon vidaları için manuel başlangıç ucu montajı
1 Kılavuz	Çift Matkap Kılavuzu	Vertebral distraksiyon vidaları arasında tam paralel boşluk sağlamak için
1 Kılavuz	Tek Matkap Kılavuzu	Bağımsız veya modüler distraksiyon vidası yerleşimi için

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1 Uç	Büküm Matkap Ucu	Distraksiyon vidası pilot delme için özel yedek uç
2 Torna vida	Distraksiyon Torna vidaları	Caspar tarzı pimler için güvenli kavramalı manuel kurulum torna vidaları
1 Alet	Kumpas Ölçüm Aleti	Disk yüksekliği ve implant boşluk toleranslarını doğrulamak için hassas gösterge
1 Alet	Korumalı Kemik Tamponu	6 mm x 10 mm profilli çift uçlu cerrahi yerleştirme aleti
1 Konteyner	Sterilizasyon Kutusu	Ağır hizmet tipi, özel olarak yerleştirilmiş organizasyonel cerrahi tepsi

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Tedan Phantom CS-1600 Servikal Retraktör Seti, anterior servikal diskektomi ve füzyon (ACDF) sırasında güvenli, travmatik olmayan yumuşak doku yer değiştirmesi ve intervertebral vücut distraksiyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda tanınan kapsamlı bir ön servikal cerrahi retractor ve distraksiyon sistemidir. Hızlı bağlantılı yandan yüklemeli kolları ve düşük profilli bıçak geometrileriyle tasarlanan bu sistem, omurga cerrahlarının trakea, özofagus ve karotid kılıfını temiz bir şekilde geri çekmesine olanak tanır, floroskopik görüntülemeyi veya mikroskopik görüş hatlarını engellemeden disk boşluğuna kadar engelsiz bir görsel koridor sağlar.

Klinik çerçeve spesifikasyonlarına göre inşa edilen bu Tedan Phantom CS-1600 Servikal Retraktör Seti komple sistemi (\$2,899), ağır hizmet tipi, özel olarak yerleştirilmiş bir sterilizasyon kabında organize edilmiş kapsamlı bir enstrüman paketi içerir. Alman paslanmaz çeliğinden el yapımı olan modüler bıçak envanteri, 30 mm'den 75 mm'ye kadar 10 çift (toplam 20) küt kenarlı retractor bıçağı, 35 mm'den 60 mm'ye kadar 6 çift (toplam 12) mikro küt kenarlı bıçak, 30 mm'den 65 mm'ye kadar 8 uzun dişli bıçak ve 1 çift çok yönlü palet bıçağı içerir. Set, 2 ergonomik bükümle açılan yandan yüklemeli kol, renk kodlu bir derinlik göstergesi, manuel büküm matkap başlangıç ucu, çift ve tek matkap kılavuzları, yedek matkap uçları, 2 distraksiyon torna vidasından, hassas bir kumpas ölçüm aracından ve 6 mm x 10 mm korumalı bir kemik tamponundan oluşur.

Parlama önleyici saten mat yüzey ve renk kodlu eloksallı bıçak boyutlandırma işaretleri ile dövülmüş olan Retractor Maker, Tedan Phantom CS-1600 Servikal Retraktör Setini tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretir ve dünya çapındaki nöroşirürji sütlerine, ortopedik omurga merkezlerine ve cerrahi travma ameliyathanelerine olağanüstü yapısal hassasiyet, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest