



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Henly Retractor Center Blade

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Henly Retractor Center Blade

SKU RM-HRCB-1

\$48 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
19 mm 長 × 15 mm 幅 — 標準 Henly ステムマウント	RM-HRCB-1-1	\$48
25 mm 長 × 15 mm 幅 — 標準 Henly ステムマウント	RM-HRCB-1-2	\$50
32 mm long × 15 mm wide — 標準 Henly ステムマウント	RM-HRCB-1-3	\$52
76 mm long × 15 mm wide — 標準 Henly ステムマウント	RM-HRCB-1-4	\$54

製品詳細

Henly Retractor Center Bladeは、Henly自動開創器フレームに装着して正中壁の組織を安全かつ非侵襲的に牽引するために設計された、専用のモジュラー式手術器具コンポーネントです。深部の血管や軟部組織の露出用に設計されており、標準的な2方向の側方開創を安定した3方向の術野へと拡張し、重要な組織構造を偶発的な損傷から保護します。

あらゆる術式への適応性を考慮し、このHenly Retractor Center Bladeはリトラクター・アセンブリのクロスバーにしっかりと固定できる標準化されたマウントシステムを採用しています。外科医は、19 mm長 × 15 mm幅 (\$48)、25 mm長 × 15 mm幅 (\$50)、32 mm長 × 15 mm幅 (\$52)、そして大腿深部や後腹膜アプローチ用の76 mm長 × 15 mm幅 (\$54) の4つの寸法から選択可能です。カーブした先端リップは、虚血性圧迫を最小限に抑えつつ組織の縁を確実に保持します。

Retractor Makerは、反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム医療グレード・サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用してHenly Retractor Center Bladeを製造しています。度重なるオートクレーブ滅菌に耐え得る高い剛性と耐食性を備え、世界中の血管外科、一般外科、整形外科の手術室において、揺るぎない臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest