



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Sigmoid Notch Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sigmoid Notch Wundhaken

SKU RM-SNR-22-1

\$64 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Sigmoid Notch Wundhaken	22 cm Gesamtlänge, 9,5 / 16 mm konkaves Blatt, vollständig gebogene Spitze	\$64
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$64

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Sigmoid Notch Wundhaken ist ein spezialisierter MKG-Retractor, der für die sichere, atraumatische Weichteilverdrängung und knöcherne Stabilisierung entlang der Incisura mandibulae bei Ramusosteotomien konstruiert wurde. Durch das Einhaken über der superioren Konkavität zwischen Processus coronoideus und Condylus mandibulae ermöglicht dieses Instrument vertikale Ramus- oder sagittale Spaltungsosteotomien, während tiefe neurovaskuläre Strukturen vor oszillierenden Sägen geschützt werden.

Konzipiert für eine optimale Balance zwischen klinischer Reichweite und manueller Kontrolle, weist diese Konfiguration des Sigmoid Notch Wundhakens eine Gesamtlänge von 22 cm auf. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem OP-Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) für maximale Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit, bietet das 9,5 mm / 16 mm konkave Blattprofil mit vollständig gebogener Geometrie einen sicheren Sitz im Kortex der Incisura mandibulae ohne Abrutschen. Der ergonomische Flachgriff bietet dem Assistenten eine stabile Hebelwirkung und beugt Ermüdungserscheinungen bei längeren Rekonstruktionen vor.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish fertigt Retractor Maker den Sigmoid Notch Wundhaken so, dass er hochfrequenten Autoklavierzyklen standhält. Das Instrument bietet außergewöhnliche strukturelle Resilienz und wird mit einer lebenslangen Garantie gegen Rost und Materialfehler geliefert, um MKG-Chirurgen weltweit höchste Zuverlässigkeit zu garantieren.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest