



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Strandell Stille

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Strandell Stille

SKU RM-SSR-17-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur Strandell Stille	Longueur totale de 17 cm, lame incurvée de 6 × 15 mm (pointue ou mousse)	\$44
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$44

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Strandell Stille est un écarteur chirurgical manuel spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement atraumatique des tissus mous et une exposition des berges de la plaie lors d'interventions de chirurgie plastique, de la main et de chirurgie générale. Doté d'une lame incurvée épousant les tissus, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux d'appliquer une contre-traction manuelle constante sur les berges dermiques délicates et les couches fasciales sans provoquer de nécrose de pression localisée.

Conçu pour une performance élevée et une résistance durable à la corrosion, cette configuration dédiée de l'écarteur Strandell Stille présente une longueur totale de 17 cm (\$44). Fabriquée à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la géométrie de la lame intègre une configuration large et plate avec une forme incurvée de 6 mm de large x 15 mm de long. Les interfaces tissulaires disponibles incluent des paramètres de conception pointus ou mous, intégrant des profils dentelés précis pour offrir une prise fiable sur les bords de l'incision sans glissement. Son manche plat ergonomique assure une stabilité de prise manuelle sans fatigue.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur Strandell Stille pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs de chirurgie plastique, aux centres de traumatologie de la main et aux salles d'opération du monde entier une rigidité structurelle exceptionnelle et une durabilité complète à l'autoclavage.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest