



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Esnek Boyunlu Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Esnek Boyunlu Ekartör

SKU RM-FNR-1

\$29 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
2-Dişli Yapı — Keskin veya Kunt Uçlar	RM-FNR-1-1	\$29
3 Dişli Kurulum — Keskin veya Kunt Uçlar	RM-FNR-1-2	\$34
4-Dişli Kurulum — Keskin veya Kunt Uçlu	RM-FNR-1-3	\$39

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Esnek Boyunlu Ekartör, karmaşık servikal ve fasiyal konturlarda özelleştirilmiş yumuşak doku ekspozyonu ve yara kenarı retraksiyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, uyarlanabilir bir el tipi cerrahi alettir. Yarı dövülebilir bir boyun segmenti ile tasarlanan bu alet, cerrahların ve asistanların görsel engelleri aşmak ve dar koridorlarda cerrahi alet kalabalığını önlemek için şaftı intraoperatif olarak bükmesine ve şekillendirmesine olanak tanır.

Farklı anatomik bölgeler için üretilen Esnek Boyunlu Ekartör, dengeli manuel kontrol ve hassas dokunsal geri bildirim sağlayan 16 cm'lik standart bir toplam alet uzunluğuna sahiptir. Alet, seçilebilir üç diş konfigürasyonunda üretilmektedir: 2 dişli kurulum (\$29), 3 dişli kurulum (\$34) ve geniş bir 4 dişli kurulum (\$39). Her diş yoğunluğu, yoğun fasiyal tabakalarda sıkı kavrama için Keskin uçlar veya nörovasküler yapıları ve hassas cilt kenarlarını güvenle korumak için Kunt uçlar ile seçilebilir.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker, Esnek Boyunlu Ekartörü tekrarlayan bükülmelere ve standart hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki KBB, plastik ve genel cerrahi ekiplerine olağanüstü çok yönlülük, korozyon direnci ve tam klinik dayanıklılık sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest