



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Farabeuf Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Farabeuf Wundhaken

SKU RM-FBR-SET-1

\$24 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
12 cm (ca. 4.7") Satz	RM-FBR-SET-1-1	\$24
15 cm (approx. 6.0") Set	RM-FBR-SET-1-2	\$29

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Farabeuf Wundhaken ist ein international anerkannter, doppelendiger chirurgischer Retraktor, der speziell für die zuverlässige, atraumatische Retraktion von Wundrändern und Weichgewebe bei allgemeinchirurgischen, orthopädischen und plastisch-chirurgischen Eingriffen entwickelt wurde. Durch die unterschiedlichen Blattlängen an den gegenüberliegenden Enden ermöglicht dieses Instrument den mühelosen Wechsel zwischen oberflächlicher subkutaner Geweberetraktion und tieferer Faszienanhebung.

Dieses Farabeuf-Set ist für maximale klinische Vielseitigkeit in zwei Längenvarianten erhältlich: 12 cm (\$24) für oberflächliche Inzisionen und 15 cm (\$29) für tiefere Operationsfelder. Jeder Haken verfügt an einem Ende über ein kurzes rechtwinkliges Blatt und am gegenüberliegenden Ende über ein etwas längeres rechtwinkliges Blatt. Beide sind mit abgerundeten, atraumatischen Rändern versehen, um Gewebequetschungen zu vermeiden. Der massive, flache Mittelgriff bietet dem chirurgischen Personal eine stabile, rutschfeste manuelle Kontrolle.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Matt-Finish, produziert Retractor Maker den Farabeuf Wundhaken für die Beständigkeit gegenüber wiederholten Sterilisationszyklen. Dies garantiert Operationssälen weltweit höchste Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest