



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Kit Retractor Stieber Rib Grip

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kit Retractor Stieber Rib Grip

SKU RM-SRGRK-4999-1

\$4,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Plataforma Central Lees	Conecta la barra transversal principal al accesorio especializado de doble brazo Hydra Yoke.
1	Brazo Doble Hydra Yoke	Convierte una configuración de un solo poste en un marco rígido de doble brazo para acceso bilateral.
1	Poste Vertical con Palomilla	Poste de soporte vertical estándar; debe montarse en el lado izquierdo de la mesa.
1	Poste Vertical con Muesca en V	Poste vertical de doble anclaje que proporciona equilibrio al marco y estabilidad antirrotación.
1	Barra Horizontal de Dos Piezas	Barra transversal horizontal de alta resistencia que se bloquea en la zona superior del pecho/abdomen.
2	Abrazaderas de Carril Swinger 3/D Ranuradas	Bloquea de forma segura los postes de soporte verticales directamente en los rieles de la cama de operaciones.
1	Plataforma Pequeña Stieber (Izquierda)	Carcasa del trinquete que guía la hoja del retractor del lado izquierdo hacia adelante o hacia atrás.
1	Plataforma Pequeña Stieber (Derecha)	Carcasa del trinquete que guía la hoja del retractor del lado derecho hacia adelante o hacia atrás.
1	Plataforma Grande Stieber (Izquierda)	Ala anatómica exterior que proporciona palanca estructural en el campo operatorio izquierdo.

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Plataforma Grande Stieber (Derecha)	Ala anatómica exterior que proporciona palanca estructural en el campo operatorio derecho.
2	Mangos Giratorios Stieber	Mangos de accionamiento insertables utilizados para avanzar o retraer manualmente las hojas dentadas.
1	Aguja Stieber	Herramienta especializada de pasador de ajuste utilizada para bloquear o aflojar de forma segura los ensamblajes de la plataforma.
2	Hoja Dentada Stieber (Tamaño 4A)	Hoja estructural de alta resistencia de profundidad media (se envía con mangos Tipo A o Tipo B).
2	Hoja Dentada Stieber (Tamaño 5A)	Hoja estructural de alta resistencia de perfil profundo (se envía con mangos Tipo A o Tipo B).
1	Almacenamiento Protector / Caja	Estuche de tránsito y almacenamiento de alta resistencia estándar.
Tipo de Conexión Mecánica	Variante de Mango de Hoja	Detalle del Rango de Movimiento
Configuración de Pasador Fijo / Permanente	Mangos Tipo A	Restringe la rotación de la hoja estrictamente a un único plano.
Extremo Ranurado / Intercambiable	Mangos Tipo B	Ofrece rotación completa en múltiples planos; ideal para levantar márgenes costales difíciles.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El kit retractor Stieber Rib Grip es un sistema de elevación subcostal montado en mesa aclamado internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar una elevación segura y potente del margen costal y una exposición abdominal superior expansiva durante resecciones hepáticas, trasplantes y cirugía compleja del tracto gastrointestinal superior. Diseñado con un marco bilateral ultra-rígido que se monta directamente en ambos rieles laterales de la mesa de operaciones, este kit aplica tracción mecánica continua hacia arriba y hacia afuera a lo largo del arco costal inferior, exponiendo la cúpula hepática, la vena cava inferior y los espacios subdiafragmáticos sin requerir tracción manual por parte de los asistentes quirúrgicos.

Construido según las especificaciones del marco clínico, este kit retractor Stieber Rib Grip completo (\$4,999) integra un extenso ensamblaje mecánico de múltiples componentes. Fabricado a mano en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el sistema incluye una Plataforma Central Lees, un Brazo Doble Hydra Yoke, un Poste Vertical con Palomilla para montaje en el lado izquierdo de la cama, un Poste Vertical con Muesca en V antirrotación, una Barra Horizontal de Dos Piezas de alta resistencia que se bloquea a través de la parte superior del pecho/abdomen, y dos Abrazaderas de Carril Swinger 3/D Ranuradas. La distracción operativa se controla a través de plataformas de trinquete pequeñas emparejadas (izquierda y derecha), plataformas de

palanca anatómica grandes emparejadas (izquierda y derecha), dos mangos giratorios Stieber insertables y una herramienta de pasador de aguja de ajuste dedicada. El sistema incluye dos hojas de trinquete de profundidad media de tamaño 4A y dos de perfil profundo de tamaño 5A, seleccionables con mangos Tipo A (pasador fijo/permanente) o Tipo B (ranurado/intercambiable con rotación completa en múltiples planos).

Forjado con un acabado satinado mate antideslumbrante, Retractor Maker fabrica el kit retractor Stieber Rib Grip para soportar cargas de elevación masivas y ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las suites de trasplante hepático, quirófanos hepatobiliares y salas de operaciones oncológicas de todo el mundo una rigidez estructural excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest