



FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Traqueal Jackson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Traqueal Jackson

SKU RM-JTR-14-1

\$29 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Traqueal Jackson	Longitud total de 14 cm, punta afilada angulada de 8.0 mm, mango plano	\$29
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$29

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Traqueal Jackson es un instrumento quirúrgico clásico para vías respiratorias, diseñado específicamente para proporcionar una elevación y estabilización segura y antideslizante de los cartílagos traqueales durante procedimientos de traqueotomía de emergencia y electivos. Diseñado con una punta de gancho afilada y angulada, este instrumento permite a los cirujanos enganchar y elevar el cricoides o los anillos traqueales de forma limpia, mientras desplaza la fascia pretraqueal superpuesta y los tejidos del istmo tiroideo.

Fabricado para campos quirúrgicos limitados y focalizados, esta configuración del Separador Traqueal Jackson presenta una longitud total de la herramienta de 14 cm (\$29). Su extremo de trabajo distal está equipado con una punta afilada y angulada de 8.0 mm, diseñada específicamente para fijarse de forma segura en el pericondrio fibroso, evitando el desplazamiento accidental del instrumento durante la incisión crucial de la vía aérea y la inserción de la cánula. El mango ergonómico de superficie plana proporciona a los asistentes quirúrgicos un control de agarre manual estable y antideslizante durante toda la intervención.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador Traqueal Jackson para soportar ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a las salas de otorrinolaringología, traumatología y cuidados críticos de todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión, rigidez estructural y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest