



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Стерильный ретрактор Castaneda Sternal Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Стернальный ретрактор Castaneda Sternal Retractor

SKU RM-CSR-1

\$374 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Для новорожденных	RM-CSR-1-1	\$374
Младенческий профиль	RM-CSR-1-2	\$384
Взрослый профиль	RM-CSR-1-3	\$389

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Стернальный ретрактор Castaneda Sternal Retractor — это всемирно признанный кардиоторакальный хирургический инструмент, разработанный специально для обеспечения стабильного и контролируемого разведения грудины во время операций при врожденных пороках сердца и открытых реконструкций. Низкопрофильные немагнитные бранши этого инструмента создают широкое операционное поле в средостении и полости перикарда, сводя к минимуму механическую нагрузку на хрупкие края грудины.

Для обеспечения точного соответствия анатомии пациента Castaneda Sternal Retractor предлагается в трех клинических конфигурациях: для новорожденных (65.0 × 55.0 × 30.0 × 16.0 mm, \$374), для младенцев (72.0 × 80.0 × 45.0 × 12.0 mm, \$384) и для взрослых (100.0 × 125.0 × 60.0 × 15.0 mm, \$389). Каждая модель оснащена анатомически контурированными губками с изогнутыми краями для надежной фиксации на разделенной груди. Реечный механизм с малым шагом позволяет проводить расширение по миллиметру, предотвращая микротрещины хрящей в нежной грудной клетке новорожденных.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатинированным покрытием, Castaneda Sternal Retractor от Retractor Maker выдерживает интенсивные циклы автоклавирования, обеспечивая бригадам педиатрических кардиохирургов исключительную

надежность и жизненно важную точность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest