



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Black Belt 頸椎開創器システム

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Black Belt 頸椎開創器システム

SKU RM-BBCRS-1

\$2,499 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	開創器フレーム (右)	右側フレーム構成
1	開創器フレーム (左)	左側フレーム構成
1	開創器フレーム (オフセット)	オフセットフレーム構成
2	ブレード挿入クランプ	ブレードの挿入および取り付けに使用するコンポーネント
14	鋭的ブレード (Pronged)	複数のサイズを取り揃えた 34 mm – 70 mm の鋭的ブレードオプション
14	鈍的ブレード (Blunt)	複数のサイズを取り揃えた 34 mm – 70 mm の鈍的ブレードオプション
12	2椎間用鋭的ブレード	40 mm – 55 mm の2椎間用鋭的ブレードオプション
6	2椎間用鈍的ブレード	40 mm – 55 mm の2椎間用鈍的ブレードオプション
1	滅菌コンテナ	整理、保管、および再処理用コンテナ

製品詳細

Black Belt 頸椎開創器システムは、前方頸椎手術において安全かつ安定した軟部組織の変位を提供するよう設計された、高度な脊椎外科用開創器プラットフォームです。持続的なカウンター・トラクション（対抗牽引）に耐え、位置ずれを起こさないように構築されたこのシステムは、頸動脈鞘、気管、食道などの重要な解剖学的構造を保護しながら、椎体および椎間板スペースの比類のない視認性を提供します。

単一椎間および多椎間の脊椎介入用に設計されたこの Black Belt 頸椎開創器システム構成には、3つの異なる開創器フレーム（右用、左用、オフセット）と2つの精密ブレード挿入クランプが含まれています。セットには、14個の鋭的ブレード（34–70 mm）、14個の鈍的組織ブレード（34–70 mm）、12個の2椎間用鋭的ブレード（40–55 mm）、6個の2椎間用鈍的ブレード（40–55 mm）からなる広範な46個のブレード・インベントリが付属しており、多様な患者の体格にわたる解剖学的汎用性を提供します。

反射を抑えたサテン仕上げのプレミアム医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から精密加工された Retractor Maker の Black Belt 頸椎開創器システムは、未滅菌で提供され、専用の整理用ブラケットを備えたカスタム高耐久滅菌コンテナで完全にオートクレーブ可能です。これにより、迅速なターンオーバーと最大限の処置上の信頼性を保証します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest