



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Spring Wire Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Spring Wire Ekartör

SKU RM-SWR-1

\$44 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
8.6 cm - 8.9 cm — 1×1, 3×3 veya 4×4 dişli	RM-SWR-1-1	\$44
11.5 cm - 13.0 cm — 1×1, 3×3 veya 4×4 dişli	RM-SWR-1-2	\$48
22.8 cm Makro — 1×1, 3×3, veya 4×4 dişli	RM-SWR-1-3	\$60

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Spring Wire Ekartör; mikrovasküler, el, plastik ve oftalmik prosedürler sırasında sürekli, eller serbest yumuşak doku ve yara kenarı ekspozisyonu sağlamak için özel olarak tasarlanmış uzmanlaşmış bir kendinden sabitlemeli cerrahi ayırıcıdır. Elastik yay etkili tel döngüsü ile tasarlanan bu alet, sürekli ve kalibre edilmiş yanıl karşı traksiyon uygulayarak asistan ellerini serbest bırakırken yüksek cerrahi büyütme altında engelsiz bir görüş alanı sağlar.

Çeşitli anatomik derinliklere uyum sağlamak üzere tasarlanan bu Spring Wire Ekartör serisi, altı farklı toplam uzunlukta geniş bir varyasyon matrisine sahiptir: 8.6 cm (\$44), 8.9 cm (\$46), 11.5 cm (\$48), 12.8 cm (\$50), 13.0 cm (\$52) ve 22.8 cm (\$60). Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden elde üretilen çalışma uçları, 1×1 Uç, 3×3 Uç ve 4×4 Uç dizilimlerini içeren seçilebilir konfigürasyonlar sunar. Her bir uç ucu, yara kenarlarına yırtılma veya fokal ezilme yaralanmasına neden olmadan güvenli bir şekilde tutunmak için ince bir şekilde parlatılmıştır.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Spring Wire Ekartörü yay elastikiyetini kaybetmeden tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki mikro cerrahlara ve ayakta tedavi cerrahi merkezlerine olağanüstü korozyon direnci, yapısal dayanıklılık ve tam klinik

güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest