



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Cerebelar Autoestático Anderson-Adson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Cerebelar Autoestático Anderson-Adson

SKU RM-AASCR-1

\$199 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Pequeño — 6.5 in, 4x4 dientes agudos	RM-AASCR-1-1	\$189
Estándar — 7.5 in (19 cm), 4x4 dientes agudos, profundidad de 13 mm	RM-AASCR-1-2	\$199
Grande — 9.5 in, 4x4 ganchos agudos	RM-AASCR-1-3	\$214

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Cerebelar Autoestático Anderson-Adson es un instrumento neuroquirúrgico especializado diseñado para proporcionar una retracción potente y manos libres del cuero cabelludo y el músculo durante intervenciones craneales posteriores y cervicales altas. Al ejercer una contratracción continua y bloqueada sobre la musculatura densa paravertebral y suboccipital, este instrumento libera al personal quirúrgico y evita la obstrucción del campo operatorio.

Construido para la exposición profunda de la fosa posterior, esta configuración del Anderson-Adson cuenta con una longitud total de 19 cm y una geometría de marco angulada que mantiene los mangos del instrumento en posición plana contra los contornos del paciente. Los extremos de trabajo presentan 4x4 dientes afilados con un perfil de profundidad de valva integrado de 13.0 mm que se ancla de forma segura en la fascia gruesa sin deslizarse. El mecanismo de cremallera con anillos para los dedos permite ajustes de apertura precisos que permanecen bloqueados bajo una fuerte tensión tisular.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Cerebelar Autoestático Anderson-Adson bajo estrictas tolerancias clínicas, garantizando un engranaje suave de la cremallera, alta resistencia a la corrosión y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest