



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Roux Retractor - Doppelendig

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Roux Retractor - Doppelendig

SKU RM-RRDE-14-1

\$54 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Kleines Blatt — 19 mm wide x 25 mm long	RM-RRDE-14-1-1	\$54
Mittleres Blatt — 22 mm wide x 41 mm long	RM-RRDE-14-1-2	\$59
Große Valve — 25 mm breit x 41 mm lang	RM-RRDE-14-1-3	\$64
3er-Set-Upgrade — Kombiniert Klein, Mittel & Groß	RM-RRDE-14-1-4	\$94

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Roux Retractor - Doppelendig ist ein vielseitiger manueller chirurgischer Wundhaken, der speziell für die zuverlässige, atraumatische Weichteilverdrängung und Wundrandsichtbarkeit in der Allgemeinchirurgie, Orthopädie und plastischen Chirurgie entwickelt wurde. Durch die anatomische C-förmige Klingenarchitektur an beiden Enden ermöglicht dieses Instrument den nahtlosen Wechsel zwischen der Anhebung oberflächlicher Hautlappen und tieferer muskulärer Retraktion, ohne das Instrument wechseln zu müssen.

Die Roux Retractor - Doppelendig Serie ist für häufige Autoklavierzyklen ausgelegt und verfügt über eine lebenslange Garantie gegen Rost. Sie ist in drei Gesamtlängen erhältlich: 14 cm (\$54), 15 cm (\$59) und 17 cm (\$64). Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), bietet das Instrument eine Valtentiefe von 20 mm bis 36 mm und eine Valtenbreite von 15 mm bis 20 mm. Chirurgen können Einzelgrößen wählen – Klein (19 x 25 mm), Mittel (22 x 41 mm) oder Groß (25 x 41 mm) – oder auf das umfassende 3er-Set (\$94) upgraden, das alle drei Modelle für maximale Flexibilität im OP kombiniert.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Roux Retractor - Doppelendig so, dass er eine außergewöhnliche mechanische Stabilität unter anhaltendem Gegenzug beibehält und zuverlässige Korrosionsbeständigkeit sowie strukturelle Steifigkeit für Krankenhäuser und Traumazentren weltweit bietet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest