



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Biggs pour Lifting Facial (Rhytidectomie)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Biggs pour Lifting Facial (Rhytidectomie)

SKU RM-BFLR-1

\$79 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur Biggs pour Lifting Facial (Rhytidectomie)	Longueur 8" (20.3 cm), lame fenêtrée de 5.2 cm	\$79
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Biggs pour lifting facial (rhytidectomie) est un instrument de chirurgie esthétique de renommée internationale, conçu pour assurer une rétraction large et atraumatique des tissus mous lors des procédures de rajeunissement facial. Conçu avec une lame expansive de 5.2 cm de large, cet instrument répartit uniformément la force de rétraction sur les lambeaux cutanés et le SMAS, évitant ainsi les capitons tissulaires, l'ischémie ou les déchirures des bords lors des décollements étendus.

Développé pour une ergonomie opératoire supérieure, ce modèle d'écarteur Biggs présente une longueur totale de 8 pouces (20.3 cm). Sa lame intègre une architecture fenêtrée spécialisée qui réduit le poids total tout en permettant aux chirurgiens de visualiser les plans tissulaires sous-jacents à travers le corps de la lame. Un rebord distal doucement profilé s'accroche solidement sous le lambeau cutané, offrant une contre-traction constante et minimisant la fatigue de l'assistant lors de dissections prolongées.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Biggs pour lifting facial selon des tolérances cliniques strictes, garantissant une haute résistance à la corrosion, une manipulation confortable et une durabilité totale en autoclave pour les centres de chirurgie plastique et esthétique.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest