



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Beckmann Adson 開創器（開孔器）

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Beckmann Adson 開創器（開孔器）

SKU RM-BASRR-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
25 mm シャフトプロファイル	RM-BASRR-1-1	\$49
44 mm シャフトプロファイル	RM-BASRR-1-2	\$59

製品詳細

Beckmann Adson 開創器は、脊椎深部や後頭下の手術において、広範囲のハンズフリーな筋肉圧排を提供するために特別に設計されたヘビーデューティーな外科用開創器です。全長 31 cm のロングフレーム設計により、術者の視界を妨げることなくラチェットハンドルを術野の外側に配置しながら、深い作業経路を維持することが可能です。

強力な張力下での最大限の組織保持を目的に設計されたこの Retractor Maker 製 Beckmann Adson モデルは、広範な 5×4 の爪配列を特徴とし、緻密な筋肉層全体に牽引力を均等に分散させて局所的な組織損傷を防ぎます。外科医は、強固な筋膜把握のための鋭爪、または神経血管組織保護のための鈍爪を選択でき、さらに 25 mm (\$49) または 44 mm (\$59) のシャフト径プロファイルを組み合わせることができます。指リング式のラチェット機構により、微細なステップで確実にロックします。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテンマット仕上げを施した Retractor Maker の Beckmann Adson 開創器は、強力な対向牽引に耐えうる耐久性を備え、脊椎外科、整形外科、脳神経外科において信頼性の高い耐久性と完全なオートクレーブ対応を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest