



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de parois vaginales Redundant Wall Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de parois vaginales Redundant Wall Retractor

SKU RM-RWR-18-1

\$89 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Moyen — 18 cm, 5.7×2.2 cm blade	RM-RWR-18-1-1	\$89
Grand — 18 cm, 7.0×2.2 cm lame	RM-RWR-18-1-2	\$99
X-Large — 18 cm, 10.8×3.0 cm blade	RM-RWR-18-1-3	\$109

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Redundant Wall Retractor est un écarteur chirurgical gynécologique et urogynécologique essentiel, conçu spécifiquement pour empêcher les plis redondants des tissus vaginaux latéraux de s'affaisser dans le champ opératoire. Doté d'une lame courbe allongée, cet instrument permet aux chirurgiens de soutenir et d'écarter proprement les parois vaginales latérales, établissant ainsi un couloir visuel sans entrave vers le col de l'utérus et les fornix lors de procédures vaginales complexes.

Construit selon un profil de configuration dédié pour favoriser une surface de travail hygiénique, cette configuration du Redundant Wall Retractor présente une longueur totale d'outil de 18 cm. Fabriquée à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la largeur de la lame de travail mesure 2 cm, avec une plage de longueur de lame graduée de 9 cm à 12,5 cm pour s'adapter aux diverses capacités vaginales. Sa finition lisse et hautement polie minimise la friction muqueuse, tandis que le manche plat ergonomique offre aux assistants opératoires un levier manuel stable tout au long des reconstructions prolongées du plancher pelvien.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet sur les surfaces de manipulation, Retractor Maker produit le Redundant Wall Retractor pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux centres chirurgicaux obstétricaux, gynécologiques et urogynécologiques du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité complète en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest