



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Coronal Brow Lift Retractor для коронарной
подтяжки бровей

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Ретрактор Coronal Brow Lift Retractor для коронарной подтяжки бровей

SKU RM-CBLR-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Coronal Brow Lift Retractor	Длина 7 ¼" (18.4 cm), рабочая часть 70.0 mm, 7 острых зубцов	\$49
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Coronal Brow Lift Retractor — это специализированный инструмент для пластической и реконструктивной хирургии лица, разработанный специально для обеспечения мощной нескользящей тракции тканей во время открытых операций по коронарной подтяжке лба и бровей. Конструкция с широкой рабочей частью типа «грабли» 70.0 mm равномерно распределяет мануальную контртракцию по большой площади поверхности галеа, предотвращая локальные разрывы и максимизируя визуализацию супраорбитального края.

Созданный для работы с высоким рычажным усилием без соскальзывания, этот ретрактор Coronal Brow Lift Retractor имеет общую длину 7 ¼ дюйма (18.4 cm). Рабочая часть оснащена 7 острыми смещенными зубцами, специально разработанными для прочного захвата плотной фиброзной ткани скальпа, галеа и лобной мышцы при непрерывном ручном натяжении. Изогнутый стержень выводит руку ассистента из поля зрения, а эргономичная плоская рукоятка обеспечивает неустойчивую мануальную тягу в процессе глубокого супериостального туннелирования.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатиновым матовым покрытием, Retractor Maker производит Coronal Brow Lift Retractor, способный выдерживать строгие циклы автоклавирования, обеспечивая высокую прочность на разрыв, исключительную коррозионную стойкость и полную клиническую долговечность для центров эстетической и пластической хирургии

лица по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest