



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Sigmoid Notch Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sigmoid Notch Ekartör

SKU RM-SNR-22-1

\$64 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Sigmoid Notch Ekartör	22 cm toplam uzunluk, 9.5 / 16 mm konkav uç, tam kıvrımlı uç	\$64
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$64

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Sigmoid Notch Ekartör, ramus osteotomileri sırasında mandibular çentik boyunca güvenli, travmatik olmayan yumuşak doku deplasmanı ve kemik stabilizasyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış uzmanlaşmış bir oral ve maksillofasiyal cerrahi ekartördür. Koronoid çıkıntı ile mandibula kondili arasındaki üst konkaviteye kancalanacak şekilde tasarlanan bu alet, cerrahların resiprokal testerelerden derin nörovasküler yapıları tamamen korurken vertikal ramus veya sagittal split prosedürlerini gerçekleştirmesine olanak tanır.

Klinik erişim ve manuel kontrol arasındaki mükemmel dengeyi sağlamak için üretilen bu Sigmoid Notch Ekartör konfigürasyonu, 22 cm (\$64) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Kalıcı dayanıklılık ve korozyon direnci sağlamak için birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma ucu profili, sigmoid çentik korteksine kaymadan güvenli bir şekilde oturan tam kıvrımlı uç geometrisine sahip 9.5 mm / 16 mm konkav uç düzenini içerir. Ergonomik düz sap, ameliyat asistanlarına sabit manuel kaldıraç sağlayarak uzun süreli orta yüz ve mandibula rekonstrüksiyonları sırasında el yorgunluğunu önler.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Sigmoid Notch Ekartörü yüksek frekanslı otoklav sterilizasyon protokollerine dayanacak şekilde üretir ve paslanmaya ve kusurlara karşı ömür boyu garanti sunarak, dünya çapındaki oral, maksillofasiyal ve fasiyal rekonstrüktif cerrahi ekiplerine olağanüstü yapısal direnç, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest