



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Breast Engler Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор Breast Engler Retractor

SKU RM-BER-OPT-1

\$139 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Breast Engler Retractor	Полотно 65 × 12 mm с интегрированным оптоволоконным жгутом
1	Универсальный адаптер для светового кабеля	Подключается к стандартным операционным световым кабелям
1	Защитный чехол / Коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Breast Engler Retractor является незаменимым инструментом с подсветкой, специально разработанным для превосходной визуализации кармана и бережного поднятия паренхимы во время эстетических и реконструктивных операций на молочной железе. Благодаря встроенному оптоволоконному пучку прибор направляет холодный бестеневого свет непосредственно в глубокие субглангулярные и субпекторальные плоскости, устраняя темные участки без необходимости использования громоздких налобных осветителей.

Эта конфигурация Breast Engler Retractor, созданная с учетом деликатной анатомии груди, отличается прецизионным профилем лопатки длиной 65 mm и шириной 12 mm (\$139). Его узкая, удлиненная архитектура легко проходит через минимальные субмаммарные или периареолярные разрезы, обеспечивая при этом надежный механический рычаг для поднятия лоскутов грудной мышцы. Универсальный оптоволоконный разъем легко интегрируется со стандартными кабелями источников света операционной, обеспечивая универсальность клинического подключения.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали и оптического стекловолокна с высоким коэффициентом пропускания с антибликовым сатиновым покрытием, Retractor Maker

поставляет Breast Engler Retractor нестерильным и полностью автоклавируемым в защитной упаковке, обеспечивая пластическим хирургам и онкологам-маммологам высокую долговечность и хирургическую точность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest