



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Direct Access 前方アプローチ用大腿骨ブローチ操作リトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Direct Access 前方 アプローチ用大腿骨 ブローチ操作リトラ クター

SKU RM-DAABR-1

\$99 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
左用 — 9" (22.86 cm), 57 mm 弁	RM-DAABR-1-1	\$99
右仕様 — 9" (22.86 cm), 57 mm 弁	RM-DAABR-1-2	\$99

製品詳細

Direct Access 前方アプローチ用大腿骨ブローチ操作リトラクターは、前方アプローチ（DAA）股関節全置換術の大腿骨準備工程において、軟部組織および筋肉のクリアランスを確実にかつ安定して確保するために開発された特殊な整形外科用手術器具です。近位大腿骨を創口内へ挙上するように設計されており、術者は大腿筋膜張筋を損傷したり組織のインピンジメントを起こしたりすることなく、大腿骨管のブローチ操作を行うことができます。

精密な関節レバレッジ（てこ作用）を実現するために構築されたこの Direct Access 前方アプローチ用大腿骨ブローチ操作リトラクターの構成は、9-inch (22.86 cm) の全長（\$99）と、広範な 57 mm 幅のブレードプロファイルを組み合わせています。ワーキングエンドは、骨の輪郭をスムーズにてこのように滑らせ、大転子または大腿骨頸部の背面に確実にフックするように設計された特殊な曲線状の先端チップを採用しています。術式に合わせて完全に適合するように、左用（Left）および右用（Right）の専用の向きから選択可能です。

反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアムな医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されており、Retractor Maker は、莫大な整形外科的トルクや繰り返される病院でのオートクレーブサイクルに耐えうる Direct Access 前方アプローチ用大腿骨ブローチ操作リトラクターを製造しています。これにより、世界中の股関節再建外科医に卓越した耐久性と臨床的安定性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest