



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

ThoraGate Rib Up Retractor-System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



ThoraGate Rib Up Retractor-System

SKU RM-TRURS-1

\$1,499 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	ThoraGate Rib Up Retractor	Hauptrahmen für den Thoraxsperrer und Elevationsbaugruppe
1	Flexarm	Artikulierender Tragarm zur Positionierung der Retraktorelemente
1	Saug-Stabilisierungsfuß	Basiseinheit zur Unterstützung des mechanischen Systemgleichgewichts
2	Untere Valven (verschiedene Größen)	Austauschbare Valven für den unteren Rippeneingriff
3	Obere Valven (verschiedene Größen)	Austauschbare Valven für die obere Rippen-Elevation

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das ThoraGate Rib Up Retractor-System ist ein Thorax-Sperrer der nächsten Generation, der für eine überlegene intraoperative Visualisierung bei minimalinvasiven direkten Koronararterien-Bypässen (MIDCAB) und thorakalen Interventionen entwickelt wurde. Durch die Kombination von mechanischer interkostaler Spreizung mit vertikaler Rippen-Elevation schafft dieses System einen weitreichenden Arbeitskanal durch eine kleine Minithorakotomie, ohne eine übermäßige Rippenspreizung oder Knorpelschäden zu verursachen.

Das für präzise thorakale Positionierung konzipierte ThoraGate Rib Up Retractor-System besteht aus einem primären ThoraGate-Rippenelevationsrahmen, einem mehrgliedrigen, artikulierenden Flexarm, einem sauggestützten Stabilisierungsfuß zur Aufrechterhaltung des Systemgleichgewichts, zwei unteren Interkostalvalven in verschiedenen Größen und drei oberen Elevationsvalven in progressiven Tiefen. Diese Konfiguration ermöglicht es dem Chirurgen, die oberen Rippen anzuheben, während die unteren Gewebeebenen nach unten gedrückt werden, um eine ungehinderte Sicht auf die A. thoracica interna (IMA) und die koronaren

Zielgefäße zu erhalten.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexfreiem Satin-Finish, liefert Retractor Maker das ThoraGate Rib Up Retractor-System unsteril und voll autoklavierbar in einem robusten Aluminium-Sterilisationscontainer, was langfristige Zuverlässigkeit und eine schnelle Vorbereitung des OP-Siebs gewährleistet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest